

Español**INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN**

Estimado cliente,

Muchas gracias por su confianza en un producto Orliman. Usted adquirió un producto de calidad y de alto nivel medicinal. Por favor, lea las instrucciones atentamente. Si tienen alguna duda, póngase en contacto con su médico, su ortopedia especializada o con nuestro departamento de atención al cliente. Orliman le agradece su elección y le desea una pronta mejoría.

NORMATIVA

Estos productos son conformes a la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Se ha realizado un Análisis de Riesgos (UNE EN ISO 14971) minimizando todos los riesgos existentes. Se han realizado los ensayos conforme a la normativa europea UNE-EN ISO 22523 de Prótesis y Ortesis.

INDICACIONES

- Tratamiento para fracturas de clavícula, como vendaje de 8 de guarismo.
- Recordatorio postural. Cómo método de reposo limitando la movilidad y evitando la fuerza de gravedad causante de tensiones cápsulo ligamentosa, obteniendo una posición funcional correcta.
- Como método de soporte trasladando el peso del miembro superior a la espalda obteniendo una reducción de las sollicitaciones biomecánicas sobre las respectivas articulaciones, y como método de fijación en una posición determinada, reduciendo al mínimo la acción de algunos grupos musculares que interesa relajar y alineando los segmentos fracturales en las lesiones de clavícula.
- Dorsalgias, como corrector de posiciones incorrectas y vicios posturales.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN**EL PRODUCTO DEBE SER ADAPTADO POR SU TÉCNICO ORTOPÉDICO O FACULTATIVO.**

Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica en las diferentes patologías y prolongar la vida útil del producto, es fundamental la elección correcta de la talla más adecuada a cada paciente o usuario (en el envase se adjunta un cuadro orientativo de tallas y equivalencias en centímetros). Una compresión excesiva puede producir intolerancia por lo que aconsejamos regular la compresión hasta el grado óptimo.

Para su colocación deben observarse los siguientes aspectos:

IC-30:

La misión de este dispositivo, es obtener la máxima retropulsión de hombros posible, para ello disponemos de 4 cinchas de regulación.

Situé la placa posterior, entre D2 y D5, seguidamente regule la cincha de tracción equilibradamente ejerciendo la tracción necesaria hasta obtener la retropulsión deseada. En los casos en que se busque un recuerdo anatómico tensar las cinchas en la medida en las que la tolerancia del paciente lo permita, tensándolas progresivamente a medida, que se obtiene la corrección postural. En el caso de tratarse de una reducción y alineación en las fracturas de clavícula tensar las cinchas hasta obtener la perfecta alineación de la clavícula.

En el caso de utilizar el dispositivo en pacientes hemipléjicos que presenta una subluxación escapulo humeral, la placa posterior (interescapular), se colocará a nivel de C7 y D1. Esto se obtiene tensando lo más posible, y liberando ligeramente las cinchas inferiores.

Una vez situada la placa tense todas las cinchas al máximo posible, de esta manera obtendremos una fuerza que eleve el hombro subluxado y obtendremos una reducción de la subluxación.

ET-210:

Con el paciente en bipedestación centre la placa posterior situando las cinchas superiores por encima de los hombros y las inferiores, en ambos costados.

Fije las cinchas inferiores pasándolas por debajo de las costillas flotantes y adhiriéndolas mediante su velcro en la zona anterior del abdomen.

Seguidamente pase las cinchas superiores por encima de los hombros y por debajo de la axila, cruzándolas por la espalda e introduciéndolas por el pasador posterior y avanzándolas por los costados hacia el abdomen.

Tractione las cinchas inferiores tanto como fuera necesario hasta obtener la retropulsión de hombros deseada, fijándolos mediante su velcro en la zona anterior del abdomen fijándolos mediante el cierre de velcro.

PRECAUCIONES

El material constructivo es inflamable.

No exponga los productos a situaciones que pudieran producir su ignición. Si así fuera despréndase rápidamente de ellos y utilice los medios adecuados para apagarlo. El material empleado es hipoalérgico, sin embargo no podemos garantizar al 100% que en determinados casos no puedan producirse alergias, si así fuera, retirar el producto y consultar con el médico prescriptor. En caso de pequeñas molestias producidas por el sudor, recomendamos el uso de una interfase para separar la piel del contacto con el tejido. En caso de rozadura, irritación o hinchazón retirar el producto y acudir al médico o técnico ortopédico. Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor. El producto contiene látex de caucho natural y puede provocar reacciones alérgicas a las personas sensibles al látex.

RECOMENDACIONES-ADVERTENCIAS

Estos productos solo deben ser utilizados por las personas que constan en la prescripción médica. No deben ser utilizados por personas ajenas a dicha prescripción. Cuando no use el producto, guárdelo en su envase original. Para el desecho del envase y el producto, cumpla estrictamente con las normas legales de su comunidad.

El uso de las ortesis está condicionado a las recomendaciones del médico prescriptor, por tanto no debe ser utilizado para otros fines que los prescritos. Para la validez de la garantía, el establecimiento expendedor debe cumplimentar la presente hoja de instrucciones.

FABRICACIÓN-CARACTERÍSTICAS

Los materiales empleados en la fabricación han sido testados y homologados en todas sus características y cumplen los requisitos Europeos de calidad exigidos.

Todos los productos referidos, están elaborados con materiales de primera calidad y ofrecen un inmejorable confort y calidad de uso. Todos los productos ofrecen contención, estabilidad y compresión para el tratamiento óptimo de las patologías para las cuales han sido diseñados.

RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN Y LAVADO

Pegar los velcros entre sí (si la ortesis los tuviera), lavar periódicamente a mano con agua tibia y jabón neutro. Para el secado de la ortesis, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjela secar a temperatura ambiente. No las tienda ni las planche y no las exponga a fuentes de calor directas como estufas, calefactores, radiadores, exposición directa al sol etc. Durante su uso o en su limpieza, no utilice alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si la ortesis no está bien escurrida, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

**GARANTÍAS**

ORLIMAN, S.L.U. garantiza todos sus productos, siempre que estos no hayan sido manipulados ni alterados en su configuración original. No garantiza aquellos productos en que por mal uso, deficiencias o roturas de cualquier tipo, sus características se vean alteradas. Si observara alguna deficiencia o anomalía, comuníquelo inmediatamente al establecimiento expendedor para proceder a su cambio.

ORLIMAN, S.L.U. le agradece su elección y le desea una pronta mejoría.

English

INSTRUCTIONS FOR USE AND PRESERVATION

Dear customer,

Thank you for your trust in this Orliman product. You have acquired a quality product with a high medicinal value. Please, read the instructions carefully. If you have any doubt, get in contact with your doctor, your orthopaedist specialist or our customer service department. Orliman appreciates your choice and wishes you a speedy recovery.

REGULATION

These products satisfy the European Medical Device Directive 93/42/CEE (RD. 1591/2009). A Risk Analysis has been carried out (UNE EN ISO 14971) minimising all the existing risks. The trials have been carried out in accordance with the European regulation UNE-EN ISO 22523 of Prosthesis and Orthosis.

SUITABLE FOR

- Treatment of clavicular fractures, as a figure-of-eight bandage.
- Description of posture. As a method of rest, limiting mobility and preventing gravity-induced capsulo-ligamentous strain by obtaining a functionally correct position.
- It acts as a method of support, shifting the weight of the upper arm to the back, thereby reducing the biomechanical load on the respective joints. Additionally, it acts as a means of positioning the shoulder in a certain position to minimize the action of certain muscle groups which need to be relaxed, and aligning the fractured segments of the injury in the collarbone.

FITTING INSTRUCTIONS

THE PRODUCT SHOULD BE ADJUSTED BY YOUR ORTHOPAEDIC TECHNICIAN OR IN ACCORDANCE WITH DOCTOR'S ORDERS.

In order to obtain a greater degree of therapeutic effectiveness in the different pathologies and to prolong the life and utility of the product, it is fundamental that the correct size adequate for each patient or user is chosen (enclosed in the packet is a diagram with all the sizes and the equivalent in centimetres). An excess compression can produce intolerance, therefore we recommend that the compression be regulated to an optimum degree.

To fit observe the following aspects:

IC-30:

The aim of this device is to provide the maximum shoulder retropulsion possible, for which there are 4 adjustment straps.

Situated on the back plate, between D2 and D5, immediately adjust the traction strap in a balanced manner and exert the force necessary to obtain the desired support. In cases where an anatomical revision is required, gradually increase the tension in the straps to the tolerance limit of the patient, until the correct posture is obtained.

To apply treatment to reduce fractures and align the clavicle, tighten the straps until the clavicle is correctly aligned.

When using the device in hemiplegic patients with a scapulohumeral subluxation, the back plate (interscapular) is placed at the C7 and D1 level. This is achieved by tightening as much as possible then slightly releasing the lower straps.

Once the plate is in position, tighten all the straps to the maximum extent possible. This supplies the force required to raise the dislocated shoulder and reduce the subluxation.

ET-210:

With the patient in the standing position, centre the back plate by placing the upper straps over the shoulders and the lower straps below, on both sides.

Wrap the lower straps around the stomach below the ribs and fasten them using the velcro in the area above the abdomen.

Then place the upper straps over the shoulders and below the armpit, crossing them across the back and wrap them around the sides in the direction of the abdomen.

Tighten the lower straps as much as necessary to get the desired support for the shoulders, then fasten the straps with the Velcro in the area below the abdomen.

PRECAUTIONS

The constructive material is inflammable.

Do not expose these products to situations where they could ignite. If this were the case remove them quickly and use the necessary measures to put it out. The material used is hypoallergenic, however we cannot guarantee 100% that in some determined cases it will not produce allergies, if this occurs, remove the product and see the doctor that prescribed it.

In case of minor irritations due to sweat, we recommend the use of a cotton sock, to separate the skin from contact with the material. For small inconvenience caused by sweat, we recommend using an interface to separate the skin from contact with the tissue. If rash, irritation or swelling to remove the product and consult a doctor or prosthetist. Contraindicated in open scars with swelling, redness and accumulation heat. The product contains natural rubber latex and may elicit allergic responses in individuals who are sensitised to latex.

RECOMMENDATION-WARNINGS

These products are to be used only by those which have been medically prescribed to do so. Persons unconnected to such prescriptions should not use them. When the product is not being used, store in its original packaging. In order to dispose of the packaging and the product, strictly comply with the legal norms of your community.

The use of the orthosis is conditioned to the recommendations of the prescribing doctor, therefore it must not be used for any other means than those prescribed.

For the validity of the guarantee, the issuing establishment should comply with this sheet of instructions.

MANUFACTURE-CHARACTERISTICS

The material features used in production have been tested and approved and meet all the European quality requirements.

All the products are produced with high quality materials and offer an unbeatable comfort and quality of use. All products offer restraint, stability and compression for the optimum treatment of the pathologies for which they have been designed.

RECOMMENDATIONS FOR PRESERVATION AND CLEANING

Stick the velcros to each other (if the orthosis has any), wash periodically by hand with a damp cloth and a neutral soap. To dry the orthosis, use a dry towel to absorb most of the dampness and leave to dry at room temperature. Do not hang up or iron and do not expose to direct heat sources such as stoves, heaters, radiators, direct sun light etc. During use or during washing do not use alcohols, ointments or dissolvent liquids. If the orthosis is not properly dried any detergent residues could irritate the skin and deteriorate the product.



GUARANTEES

ORLIMAN, S.L.U. Guarantees all its products, as long as these have not been manipulated or altered from their original state. Does not guarantee those products in which as a result of misuse, deficiencies or breakage of any kind, its original state has been altered. If you observe any deficiency or anomaly, communicate this immediately to the establishment from which it was obtained in order for it to be changed.

ORLIMAN, S.L.U. Appreciates your choice and wishes you a speedy recovery.

Français

MODE D'EMPLOI ET CONSERVATION

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir déposé votre confiance dans un produit Orliman. Vous avez acheté un produit de qualité et d'un niveau médicinal élevé.

Nous vous prions de lire attentivement les instructions. Si vous avez quelques doutes, contactez votre médecin, votre orthopédie spécialisée ou notre service d'attention à la clientèle. Orliman vous remercie de votre choix et vous souhaite une rapide amélioration.

RÈGLEMENTATION

Ces produits sont conformes à la Directive Européenne de Produits Sanitaires 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Une Analyse des Risques a été réalisée (UNE EN ISO 14971) minimisant tous les risques existants. Des tests ont été effectués conformément à la réglementation européenne UNE-EN ISO 22523 des Prothèses et Orthèses.

INDICATIONS

- Traitement des fractures de clavicule, avec sanglage en 8.
- Rappel postural. Comme méthode de repos, il limite la mobilité et évite la gravité capsulo-ligamentuse, cause de tensions et parvient à une position fonctionnelle correcte.
- Comme méthode de support, il déplace le poids du membre supérieur au dos et obtient une réduction des contraintes biomécaniques sur les articulations respectives et comme méthode de fixation dans une position déterminée, il réduit au minimum l'action de certains groupes musculaires qu'il convient de détendre et aligne les segments de fracture dans les lésions de clavicule.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE

LE PRODUIT DOIT ÊTRE RÉGLÉ PAR VOTRE TECHNICIEN ORTHOPÉDIQUE OU MÉDECIN.

Pour obtenir le plus grand degré d'efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et prolonger la durée de vie du produit, il est fondamental de bien choisir la taille la mieux adaptée à chaque patient ou usager (dans l'emballage, vous trouverez un tableau qui vous orientera sur les tailles et les équivalences en centimètres). Une compression excessive peut provoquer des interruptions de type vasculaire, c'est pourquoi nous conseillons de régler la compression jusqu'au degré optimal.

Pour le mettre il faut observer les aspects suivants :

IC-30:

La mission de ce dispositif est d'obtenir la rétropulsion maximum possible des épaules et dispose à cet effet de 4 sangles de réglage.

Placez la plaque postérieure entre D2 et D5, ensuite réglez la sangle de traction de façon équilibrée en exerçant la traction nécessaire pour obtenir la rétropulsion désirée. Si vous recherchez un rappel anatomique, tendez les sangles dans la mesure où la tolérance du patient le permet, progressivement, jusqu'à obtenir la correction posturale.

S'il s'agit de traiter une réduction et l'alignement de fractures de la clavicule, tendez les sangles jusqu'à obtenir l'alignement parfait de la clavicule.

Si vous utilisez ce dispositif sur des patients hémiparétiques présentant une subluxation de l'articulation scapulo-humérale, la plaque postérieure (interscapulaire), sera placée au niveau de C7 et D1, ce que vous obtiendrez en tendant le plus possible et en libérant légèrement les sangles inférieures.

Après avoir situé la plaque, tendez toutes les sangles au maximum possible.

Vous obtiendrez ainsi, une force qui élèvera l'épaule subluxée et une réduction de la subluxation.

ET-210 :

Le patient debout, centrez la plaque postérieure en plaçant les sangles supérieures sur les épaules et les sangles inférieures, de chaque côté.

Fixez les sangles inférieures en les passant sous les côtes flottantes et collez-les avec le velcro sur la zone antérieure de l'abdomen.

Ensuite, passez les sangles supérieures par-dessus les épaules et sous l'aisselle, en les croissant dans le dos et en les avançant sur les côtés vers l'abdomen.

Tirez les sangles inférieures autant que nécessaire pour obtenir la rétropulsion des épaules désirée, en les fixant avec le velcro sur la zone antérieure de l'abdomen et les fixant avec la fermeture velcro.

PRÉCAUTIONS

Le matériau de fabrication est inflammable.

N'exposez pas le produit à des situations qui pourraient l'enflammer. Si tel était le cas, dessaisissez-vous en rapidement et utilisez les moyens adéquats pour l'éteindre. Le matériau employé est hypoallergénique. Cependant, nous ne pouvons pas garantir à 100% qu'il ne produise pas d'allergies dans certains cas. Si tel était le cas, retirez le produit et consultez le médecin prescripteur. Au cas où vous auriez de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une chaussette en coton pour séparer la peau du contact avec le tissu. Pour petits désagréments causés par la sueur, nous vous recommandons d'utiliser une interface pour séparer la peau de tout contact avec le tissu. Si une éruption cutanée, une irritation ou une enflure de retirer le produit et consulter un médecin ou prothésiste. Contre les cicatrices ouvertes avec gonflement, rougeur et l'accumulation la chaleur. Le produit contient du latex de caoutchouc naturel et peut provoquer des réactions allergiques aux personnes sensibles au latex.

RECOMMANDATIONS-AVERTISSEMENTS

Ces produits doivent être seulement utilisés par les personnes qui figurent sur la prescription médicale. Ils ne doivent pas être utilisés par des personnes étrangères à cette prescription. Lorsque vous n'utilisez pas le produit, gardez-le dans son emballage d'origine. Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

L'utilisation des orthèses dépend des recommandations du médecin prescripteur, donc elles ne doivent pas être utilisées à des fins différentes de celles qui sont prescrites. Pour valider la garantie, l'établissement expéditeur doit remplir la feuille d'instruction présente.

FABRICATION-CARACTÉRISTIQUES

Les matériaux employés dans la fabrication ont été testés et homologués dans toutes leurs caractéristiques et remplissent les conditions Européennes de qualité exigées. Tous les produits mentionnés sont fabriqués avec des matériaux de première qualité et offrent un confort et une qualité d'utilisation exceptionnels. Tous les produits offrent un maintien, une stabilité et une compression pour un traitement optimal des pathologies pour lesquelles ils ont été créés.

RECOMMANDATIONS DE CONSERVATION ET LAVAGE

Attachez les velcros entre eux (dans les orthèses qui en contiennent) et lavez régulièrement à la main à l'eau chaude et avec un savon neutre. Pour sécher l'orthèse, utilisez une serviette sèche pour absorber le maximum d'humidité et laissez-la sécher à température ambiante. Ne les étendez pas, ne les repassez pas et ne les exposez pas à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, n'utilisez pas d'alcools, de pommades ou de liquides dissolvants. Si l'orthèse n'est pas bien essorée, les résidus de lessive peuvent irriter la peau et détériorer le produit.



GARANTIES

ORLIMAN, S.L.U. garantit tous ses produits à condition qu'ils n'aient pas été manipulés ni altérés dans leur configuration d'origine. Il ne garantit pas les produits qui, à cause d'un mauvais usage, de déficiences ou de cassures de n'importe quel genre, voient leurs caractéristiques altérées. Si vous observez une quelconque déficience ou anomalie, communiquez-le immédiatement à votre revendeur pour procéder à son changement.

ORLIMAN, S.L.U. vous remercie de votre choix et vous souhaite une rapide amélioration.

Deutsch**GEBRAUCHS-UND PFLEGEANLEITUNG**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank dafür, dass Sie einem Orliman-Produkt Ihr Vertrauen schenken. Sie haben ein medizinisch hochwertiges Qualitätsprodukt erworben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Ihr Orthopädie-Fachgeschäft oder an unseren Kundendienst. Orliman dankt Ihnen für Ihre Wahl und wünscht Ihnen baldige Besserung.

VORSCHRIFTEN

Diese Produkte entsprechen der Europäischen Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Anhand einer Risikoanalyse (UNE EN ISO 14971) wurden sämtliche vorhandenen Risiken minimiert. Es wurden die Prüfungen im Einklang mit den europäischen Prothesen- und Orthesevorschriften UNE-EN ISO 22523 durchgeführt.

INDIKATIONEN

- Behandlung von Schlüsselbeinbrüchen, als Verband der Bezeichnung 8.
- Stabilisator der Haltung. Als Ruhestellungsmethode, indem die Bewegung eingeschränkt und damit die Schwerkraft verhindert wird, die Spannungen entstehen lässt, Desmoidkapsel, womit eine korrekte funktionelle Position erreicht wird.
- Als Stützmethode, indem das Gewicht der oberen Extremität auf den Rücken verlagert wird, wodurch eine Verringerung der biomechanischen Beanspruchung der jeweiligen Gelenke erreicht wird, sowie als Befestigungsmethode für eine bestimmte Position, wobei die Tätigkeit einiger Muskelgruppen, die entspannt werden sollen, verringert wird, und Ausrichtung von Bruchsegmenten bei Schlüsselbeinbrüchen.

ANZIEHANLEITUNG**DAS PRODUKT MUSS VON IHREM ORTHOPÄDIETECHNIKER ODER ARZT ANGEPAST WERDEN.**

Um die beste therapeutische Wirksamkeit bei den verschiedenen Pathologien zu erzielen und die Nutzungsdauer des Produkts zu verlängern, ist die richtige Auswahl der für den jeweiligen Patienten oder Benutzer geeignetsten Größe von grundlegender Bedeutung (auf der Verpackung ist zur Orientierung eine Größentabelle mit den Entsprechungen in Zentimetern angegeben). Da übermäßiger Druck zu Unverträglichkeit führen kann, empfehlen wir eine optimale Druckeinstellung.

Beim Anlegen sind folgende Punkte zu beachten:

IC-30:

Aufgabe dieser Vorrichtung ist es, die bestmögliche Retropulsion der Schultern zu erzielen; dafür verfügen wir über 4 Reguliergurte.

Bringen Sie die hintere Platte zwischen D2 und D5 an, anschließend regulieren Sie den Zuggurt gleichmäßig, indem Sie die Zugkraft ausüben, die bis zum Erreichen der gewünschten Retropulsion notwendig ist. In jenen Fällen, in denen eine anatomische Stabilität gesucht wird, werden die Gurte so weit angezogen, wie der Patient es erträgt, und zwar auf progressive Weise bis die posturale Korrektur erreicht ist.

Sollte es sich um eine Reduktion und Ausrichtung der Schlüsselbeinbrüche handeln, dann werden die Gurte bis zur einwandfreien Ausrichtung des Schlüsselbeins angezogen.

Wenn die Vorrichtung an Hemiplegikern angebracht wird, die eine schulterblatt-oberarm-bezügliche Pseudoluxation aufweisen, wird die hintere Platte (interskapuläre) auf der Höhe von C7 und D1 angebracht. Das erreicht man, indem man so fest wie möglich anzieht und die unteren Gurte leicht lockert.

Wenn die Platte richtig angebracht ist, ziehen Sie alle Gurte so fest wie möglich an.

Auf diese Weise erhalten wir eine Kraft, die die inkomplett luxierte Schulter hebt und wir eine Verringerung der inkompletten Luxation erreichen.

ET-210:

Bringen Sie die hintere Platte am aufrecht stehenden Patienten so an, dass die oberen Gurte über die Schultern gehen und die unteren an beiden Seiten entlang.

Befestigen Sie die unteren Gurte, indem Sie sie unter den losen Rippen entlangführen und mittels ihres Klettenverschlusses im Bereich vor dem Unterleib befestigen.

Anschließend führen Sie die oberen Gurte unter den Achseln entlang über die Schultern, kreuzen sie auf dem Rücken und bringen sie an den Seiten entlang zum Unterleib.

Ziehen Sie an den unteren Gurten so stark wie es notwendig ist, bis die gewünschte Retropulsion der Schultern erreicht ist, und befestigen Sie sie mithilfe ihres Velcro (Klettenverschluss) im vorderen Bereich des Unterleibs. Befestigung mit dem Klettenverschluss.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Das Material der Orthese ist entflammbar.

Die Produkte nicht in Situationen bringen, durch die sie entzündet werden können. Sollte dies geschehen, die Produkte schnellstens ablegen und mit geeigneten Mitteln löschen. Das verwendete Material ist zwar hypoallergen, allerdings können Allergien in bestimmten Fällen nie ganz ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall das Produkt abnehmen und den verschreibenden Arzt aufsuchen. Sollte die Orthese aufgrund der Schweißbildung unbequem sein, empfehlen wir die Verwendung eines Baumwollstrumpfs, damit die Haut nicht direkt mit dem Gewebe in Berührung kommt. Für kleine Unannehmlichkeiten, die durch Schweiß verursacht, empfehlen wir die Verwendung einer Schnittstelle, die Haut vor Kontakt mit dem Gewebe zu trennen. Wenn Hautauschlag, Reizungen oder Schwellungen um ein Produkt zu entfernen und einen Arzt aufsuchen oder Orthopädietechniker. Kontraindiziert bei offenen Wunden mit Schwellung, Rötung und Akkumulation Wärme. Das Produkt enthält Naturkautschuklatex und kann dazu führen, dass allergische Reaktionen auf Menschen, die empfindlich auf latex.

EMPFEHLUNGEN-WARNHINWEISE

Diese Produkte dürfen lediglich von den im ärztlichen Rezept genannten Personen verwendet werden. Sie dürfen nicht von Personen verwendet werden, auf die dieses Rezept nicht zutrifft. Bewahren Sie das Produkt in seiner Originalverpackung auf, wenn Sie es nicht benutzen. Für die Entsorgung der Verpackung und des Produkts sind die gesetzlichen Bestimmungen Ihrer Region strikt zu beachten. Der Gebrauch der Orthesen untersteht den Empfehlungen des verschreibenden Arztes. Daher dürfen sie nicht für andere Zwecke als die verschriebenen verwendet werden. Für das Gültigkeit der Garantie ist das vorliegende Hinweisblatt vom Fachhändler auszufüllen.

HERSTELLUNG-MERKMALE

Die bei der Herstellung verwendeten Materialien wurden mit sämtlichen Merkmalen getestet und amtlich zugelassen und erfüllen die geforderten europäischen Qualitätsstandards. Sämtliche genannten Produkte sind aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt und bieten höchsten Komfort und Qualität im Gebrauch. Alle Produkte bieten Festigkeit, Stabilität und Kompression für die optimale Behandlung der Pathologien, für die sie entwickelt wurden.

HINWEISE ZUR PFLEGE UND REINIGUNG

Die Klettverschlüsse (sofern vorhanden) schließen, das Produkt regelmäßig mit der Hand mit lauwarmem Wasser und neutralem Waschmittel waschen. Mit einem trockenen Handtuch die Nässe so gut wie möglich aufsaugen und die Orthese dann bei Raumtemperatur trocknen lassen. Nicht aufhängen, nicht bügeln und keinen direkten Wärmequellen wie Heizöfen, Heizlüftern, Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, usw. aussetzen. Beim Gebrauch oder bei der Reinigung weder Alkohol noch Salben oder Lösungsmittel verwenden. Das Wasser muss sorgfältig von der Orthese abgesaugt werden, da Waschmittelreste die Haut reizen und das Produkt schädigen können.

**GARANTIE**

ORLIMAN, S.L.U. gewährt Garantie auf ihre sämtlichen Produkte, so lange deren ursprüngliche Gestaltung weder verändert noch beschädigt wurde. Für Produkte, deren Merkmale wegen unsachgemäßen Gebrauchs oder aufgrund von Mängeln oder Rissen verändert sind, wird keine Garantie geleistet. Sollten Sie Mängel oder Anomalien feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihr Fachgeschäft, um das Produkt umzutauschen.

ORLIMAN, S.L.U. dankt Ihnen für Ihre Wahl und wünscht Ihnen baldige Besserung.

Portugués**INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Estimado Cliente,

Gostaríamos de lhe agradecer a confiança demonstrada ao adquirir o produto Orliman. Acaba de adquirir um produto de qualidade e de alto nível medicinal.

Por favor, leia atentamente as instruções apresentadas. Em caso de dúvida, contacte com o seu médico, ortopédico especialista ou com o nosso departamento de atendimento ao cliente. Orliman agradece-lhe a sua eleição e deseja-lhe rápidas melhoras.

NORMATIVA

Estes produtos encontram-se em conformidade com a Directiva Europeia de Produtos Sanitários 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Foi igualmente realizada uma Análise de Risco (UNE EN ISO 14971) minimizando deste modo os riscos existentes. Em conformidade com o estipulado na normativa europeia UNE-EN ISO 22523 para Próteses e Ortéses, foram igualmente realizados os respectivos ensaios.

INDICAÇÕES

- Tratamento para fracturas de clavícula, como ligadura de 8 de alagarismo.
- Lembrança postural. Como método de repouso limitando a mobilidade e evitando a força de gravidade causadora de tensões, cápsulo ligamentosa, obtendo uma posição funcional correcta.
- Como método de suporte transferindo o peso do membro superior para as costas obtendo uma redução das solicitações biomecânicas sobre as respectivas articulações, e como método de fixação numa posição determinada, reduzindo ao mínimo a acção dalguns grupos musculares que interessa relaxar e alinhando os segmentos da fractura nas lesões de clavícula.

INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO**O PRODUTO DEVE SER APLICADO POR UM TÉCNICO ORTOPÉDICO OU MÉDICO.**

Para obter o maior grau de eficácia terapêutica nas diferentes patologias, e prolongar a vida útil do produto, é de fundamental importância a correcta selecção do tamanho que melhor se adapta a cada doente ou utilizador (na embalagem poderá encontrar um quadro guia de tamanhos e correspondentes equivalências em centímetros) Uma compressão excessiva pode provocar intolerância sendo por isso aconselhável regular a compressão para obter um óptimo grau de compressão.

Para colocar este produto os aspectos abaixo indicados devem ser observados:

IC-30:

A missão deste dispositivo, é obter a máxima retropulsão de ombros possível, para isso dispomos de 4 faixas de regulação.

Coloque a placa posterior, entre D2 e D5, de seguida regule a faixa de tracção equilibradamente exercendo a tracção necessária até obter a retropulsão desejada. Nos casos em que se procure uma lembrança anatómica distenda as faixas na medida máxima tolerada pelo paciente, distendendo-as progressivamente à medida que se obtém a correcção postural.

No caso de se tratar de uma redução e de um alinhamento nas fracturas de clavícula distender as faixas até obter o perfeito alinhamento da clavícula.

Em caso de utilizar o dispositivo em pacientes hemiplégicos que apresentam uma subluxação escapulo-umeral, a placa posterior (interescapular), será colocada a nível de C7 e D1. Isto obtém-se distendendo o mais possível, e libertando ligeiramente as faixas inferiores.

Uma vez situada a placa distenda todas as faixas ao máximo possível.

Destá forma obteremos uma força que eleva o ombro subluxado e obteremos uma redução da subluxação.

ET-210:

Com o paciente em bipedestação centre a placa posterior situando as faixas superiores por cima dos ombros e as inferiores, em ambos os lados.

Fixe as faixas inferiores passando-as por baixo das costelas flutuantes e aderindo-as através do seu velcro na zona anterior do abdómen.

Seguidamente passe as faixas superiores por cima dos ombros por baixo da axila, cruzando-as pelas costas e avançando-as pelos lados para o abdómen.

Faça tracção nas correias inferiores tanto quanto for necessário até obter a retropulsão dos ombros desejada, fixando-as através do seu velcro na zona anterior do abdómen fixando-os através do fecho de velcro.

PRECAUÇÕES

O material de construção é inflamável.

Não exponha os produtos a situações que possam produzir a ignição. Caso assim seja desfaça-se imediatamente dos mesmos e utilize os meios adequados para apagar o fogo. O material utilizado é hipoalergénico, no entanto não se pode garantir a 100% que em determinados casos estes não provoquem alergias. Nesse caso retire o produto e consulte com o médico que o receitou. No caso do suor provocar um ligeiro mau estar, recomenda-se o uso de uma meia de algodão para separar a pele do contacto com o tecido. Para pequeno inconveniente causado pelo suor, recomendamos o uso de uma interface para separar a pele do contacto com o tecido. Se o prurido, irritação ou inchaço para remover o produto e consultar um médico ou protesista. Contra-indicado em cicatrizes abertas com inchaço, vermelhidão e acúmulo de calor. O produto contém látex de borracha natural e pode provocar reacções alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

RECOMENDAÇÕES – ADVERTÊNCIAS

Estes produtos somente podem ser utilizados pelas pessoas cujo nome é indicado na receita médica. Estes não devem ser utilizados por pessoas que não possuam receita médica. Quando não estiver a usar o produto, coloque-o na sua embalagem original. Ao deitar fora a embalagem e o produto, cumpra estritamente com as normas legais da sua comunidade.

As ortéses devem apenas ser utilizadas com receita médica, portanto não devem ter outras finalidades a não ser as finalidades para as quais foram prescritas. Para validade da garantia, o estabelecimento que lhe vendeu o produto deve preencher a folha de instruções proporcionada.

FABRICO-CARACTERÍSTICAS

Os materiais utilizados no fabrico destes produtos foram testados e homologados em todas as suas características. Estes cumprem igualmente com os requisitos Europeus de qualidade exigidos.

Todos os produtos indicados foram fabricados com materiais de primeira qualidade e oferecem um inigualável conforto e qualidade de uso. Todos os produtos oferecem uma contenção, estabilidade e compressão requeridas para o tratamento óptimo das patologias para as quais foram concebidos.

RECOMENDAÇÕES DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM

Unir os fechos velcro entre si (para ortéses que os incorporem) e lavar periodicamente à mão com água morna e sabão neutro. Para secar as ortéses utilize uma toalha seca para absorver o máximo de humidade e deixe-as secar à temperatura ambiente. Não as pendure, não as passe a ferro, nem exponha as mesmas a fontes de calor directo, tais como qualquer tipo de aquecedores, radiadores, exposição directa ao sol, etc. Ao usar ou limpar as mesmas, não utilize álcool, pomadas ou líquidos dissolventes. Se a ortése não estiver bem enxaguada, os resíduos do detergente podem irritar a pele e provocar a deterioração do produto.

**GARANTIAS**

ORLIMAN, S.L.U. garante todos os seus produtos, sempre e quando não tenha sido manipulada nem alterada a sua configuração original. Não se encontram garantidos os produtos que devido a uma má utilização, deficiência ou ruptura de qualquer tipo, as suas características tenham sido alteradas. No caso de detectar qualquer deficiência ou anomalia, informe imediatamente o estabelecimento que lhe vendeu o produto para que este seja trocado.

ORLIMAN, S.L.U. agradece-lhe a sua eleição e deseja-lhe rápidas melhoras.

Italiano**ISTRUZIONI PER L'USO E PER LA CONSERVAZIONE**

Gentile cliente,

Grazie per la fiducia che ha riposto in un prodotto Orliman. Ha acquistato un prodotto di qualità e di alto livello medicale. Si prega di leggere attentamente le istruzioni. In caso di dubbio, mettersi in contatto con il proprio medico, con il tecnico ortopedico specializzato o con il nostro ufficio di Assistenza al Cliente. Orliman la ringrazia per aver fatto questa scelta e le augura un pronto ristabilimento.

NORMATIVA

Questi prodotti sono conformi alla Direttiva Europea sui Prodotti Sanitari 93/42/CEE (RD. 1591/2009). È stata effettuata un'analisi dei rischi (UNE EN ISO 14971) minimizzando tutti i rischi esistenti. I test sono stati effettuati in conformità alla normativa europea UNE-EN ISO 22523 su Protesi e Ortesi.

INDICAZIONI

- Bendaggio a 8 per il trattamento delle fratture della clavicola.
- Promemoria posturale. Come metodo di riposo per limitare la mobilità ed evitare la forza di gravità che causa tensioni capsulo-legamentose e ottenere una posizione funzionale corretta.
- Come metodo di sostegno per trasferire il peso dall'arto superiore alla schiena e ottenere una riduzione delle sollecitazioni biomeccaniche sulle rispettive articolazioni e come metodo di fissaggio in una posizione determinata per ridurre al minimo l'azione di alcuni gruppi muscolari che si desidera rilassare e per allineare i segmenti fratturali nelle lesioni della clavicola.
- Dorsalgie, correzione di vizi posturali.

ISTRUZIONI PER L'USO**IL PRODOTTO DEVE ESSERE ADATTATO DAL PROPRIO TECNICO ORTOPEDICO O DAL MEDICO.**

Per ottenere il maggior grado di efficacia terapeutica con le varie patologie e per prolungare la vita utile del prodotto, è fondamentale scegliere correttamente la misura più adatta ad ogni paziente o utente (sulla confezione è riportata una tabella orientativa delle misure con le equivalenze in centimetri). Una compressione eccessiva può provocare intolleranza pertanto si consiglia di regolare la compressione fino a raggiungere il livello ottimale.

Per il corretto uso, rispettare le seguenti indicazioni:

IC-30:

L'obiettivo di questo dispositivo è ottenere la massima retropulsione possibile delle spalle: a tale fine sono disponibili 4 fasce di regolazione.

Collocare la piastra posteriore tra D2 e D5, quindi regolare la fascia di trazione in modo equilibrato esercitando la trazione necessaria a ottenere la retropulsione desiderata. Nei casi in cui si ricerchi un promemoria anatomico, tendere le fasce nella misura consentita dalla tolleranza del paziente in modo progressivo fino a ottenere la correzione posturale.

Per ridurre e allineare le fratture della clavicola tendere le fasce fino a ottenere il perfetto allineamento della clavicola.

Se il dispositivo si utilizza in pazienti emiplegici con sublussazione scapolo-omerale la piastra posteriore (interscapolare) si deve collocare a livello di C7 e D1. Questo è possibile tendendo al massimo e liberando leggermente le fasce inferiori.

Dopo avere collocato la piastra, tendere tutte le fasce al massimo in modo da sollevare la spalla sublussata e avere una riduzione della sublussazione.

ET-210:

Con il paziente in posizione eretta centrare la piastra posteriore collocando le fasce superiori sulle spalle e quelle inferiori su entrambi i fianchi.

Fissare le fasce inferiori passandole da sotto le coste fluttuanti e facendole aderire mediante il velcro nella parte anteriore dell'addome.

Quindi passare le fasce superiori sopra le spalle e sotto l'ascella, incrociandole sulla schiena, inserendole attraverso il passante posteriore e portandole avanti sul costato fino all'addome.

Tirare le fasce inferiori quanto serve per ottenere la retropulsione desiderata delle spalle e fissarle tramite la chiusura con velcro nella zona anteriore dell'addome.

PRECAUZIONI

Il materiale impiegato è infiammabile.

Non esporre il prodotto a condizioni che ne potrebbero provocare la combustione. In tal caso, rimuoverlo al più presto ed usare i mezzi adatti per l'estinzione. Il materiale impiegato è ipoallergenico, tuttavia non possiamo garantire al 100% che in determinati casi non si possano verificare allergie: in tal caso, rimuovere il prodotto e rivolgersi al medico prescrittore. Per piccolo inconveniente causato dal sudore, si consiglia di utilizzare una interfaccia per separare la cute dal contatto con il tessuto. Se eruzioni cutanee, gonfiore o irritazione per rimuovere il prodotto e consultare un medico o protesista. Controindicato in cicatrici aperte con gonfiore, arrossamento e l'accumulo di calore. Il prodotto contiene lattice di gomma naturale e può provocare reazioni allergiche nei soggetti sensibili al lattice.

RACCOMANDAZIONI-AVVERTENZE

Questi prodotti devono essere utilizzati solo dalle persone riportate sulla prescrizione medica. Non devono essere utilizzati da persone estranee a tale prescrizione. Dopo l'uso, riporre il prodotto nella relativa confezione originale. Per lo smaltimento della confezione e del prodotto, rispettare le norme vigenti in materia.

L'uso delle ortesi è condizionato dalle raccomandazioni del medico prescrittore, quindi non devono essere usate per scopi diversi da quelli prescritti. Per la validità della garanzia, il rivenditore deve compilare e timbrare il coupon allegato a questo foglio di istruzioni.

PRODUZIONE-CARATTERISTICHE

Tutti i materiali impiegati per la produzione sono stati testati ed omologati e le loro caratteristiche sono conformi ai requisiti europei di qualità applicabili.

Tutti i prodotti sono elaborati con materiali di prima qualità ed offrono un comfort ed una qualità d'uso insuperabili. Tutti i prodotti offrono contenimento, stabilità e compressione per il trattamento ottimale delle patologie per le quali sono stati progettati.

CONSIGLI PER LA CONSERVAZIONE E IL LAVAGGIO

Fare aderire le chiusure in velcro tra di loro (se presenti sull'ortesi) e lavare periodicamente a mano con acqua tiepida e sapone neutro. Per l'asciugatura dell'ortesi, avvolgerla in un asciugamano asciutto per fare assorbire la massima umidità e quindi lasciare asciugare a temperatura ambiente. Non stendere, né stirare e non esporre l'ortesi a fonti di calore dirette, quali stufe, radiatori di qualunque tipo ed evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole, ecc. Durante l'uso o la pulizia, non usare alcool, pomate o solventi liquidi. Se non si risciacqua bene l'ortesi, le tracce di detergente possono irritare la pelle e danneggiare il prodotto.

**GARANZIE**

ORLIMAN, S.L.U. garantisce tutti i propri prodotti, purché non ne sia stata modificata né alterata la configurazione originale. Non garantisce i prodotti le cui caratteristiche siano state alterate a causa di un uso errato, deficienze o rotture di qualsiasi tipo. Se si riscontrasse qualche difetto o anomalia, si prega di comunicarlo immediatamente al rivenditore per cambiare il prodotto.

ORLIMAN, S.L.U. la ringrazia per aver fatto questa scelta e le augura un pronto ristabilimento.

Polski**INSTRUKCJA UŻYWANIA I KONSERWACJI**

Drogi użytkowniku

Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyłeś firmę Orliman, zakupując jeden z naszych wysokiej klasy produktów medycznych. Prosimy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce. W przypadku wątpliwości lub pojawienia się problemów, należy skontaktować się ze swoim lekarzem lub ze sprzedawcą.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Niniejsze produkty są zgodne z Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych (Dekret Królewski 1591/2009). Przeprowadzona została analiza dotycząca ryzyka (UNE-EN ISO 14971) minimalizując wszelkie istniejące ryzyka związane z produktem. Przeprowadzone zostały próby zgodnie z regulacją europejską UNE-EN ISO 22523 dotyczącą Protez i Ortez.

ZASTOSOWANIE

- Leczenie złamań obojczyka, jako opatrunek ósemkowy.
- Korekcja postawy. Odciążenie, ograniczenie mobilności i przeciwdziałanie wynikającym z grawitacji napięciom w obrębie więzadła torebkowego dzięki uzyskaniu prawidłowej postawy czynnościowej.
- Działa stabilizacyjnie, przesuując masę ramienia do tyłu, a tym samym zmniejsza obciążenie biomechaniczne odpowiednich stawów. Dodatkowo pozycjonuje ramiona w określonej pozycji, minimalizując działanie pewnych grup mięśniowych, co prowadzi do rozluźnienia i wyrównania odtamów złamania w przypadku urazu obojczyka.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UMOCOWANIA**PRODUKT POWINIEN BYĆ DOPASOWANY PRZEZ PAŃSTWA ORTOPEDĘ LUB LEKARZA.**

Fundamentalnym elementem osiągnięcia najwyższego stopnia skuteczności terapeutycznej w zależności od dolegliwości oraz przedłużenia żywotności produktu, jest właściwy dobór rozmiaru przez pacjenta lub użytkownika (w opakowaniu znajdziecie państwo tabelę orientacyjną rozmiarów i równowartości w centymetrach, w przypadku niektórych rodzajów materiałów istnieje tylko jeden uniwersalny rozmiar). Za duży ucisk może spowodować utrudnienia mięśniowe, w związku z czym radzimy regulować ucisk aż do otrzymania optymalnego stopnia.

W celu umocowania należy mieć na względzie następujące elementy:**IC-30:**

Celem tego stabilizatora jest zapewnienie maksymalnego cofnięcia barków, które uzyskiwane jest za pomocą 4 pasków regulacyjnych. Paski, zamocowane do płytki grzbietowej, położonej na odcinku kręgosłupa między Th2 i Th5, powodują natychmiastowe działanie zrównoważonej siły, potrzebnej do uzyskania wymaganej stabilizacji. Przy kontroli postawy należy stopniowo zwiększać napięcie pasków do granicy tolerancji pacjenta, aż do uzyskania prawidłowej postawy. Stosując stabilizator do nastawienia złamania obojczyka, należy napiąć paski aż do prawidłowego ustawienia obojczyka. Stosując stabilizator u pacjentów cierpiących na porażenie połowiczne z podwichnięciem stawu ramiennego, umieścić płytkę grzbietową (między łopatkami) na poziomie C7 i Th1. W tym celu najpierw maksymalnie dociągamy paski, a następnie zwalniamy lekko te niższe.

Po zmianie ustawienia płytki maksymalnie dociągając paski w nowym położeniu. Dzięki temu uzyskujemy wymaganą siłę do podniesienia przemieszczonego ramienia i ograniczenia podwichnięcia.

ET-210:

Pacjent powinien znajdować się w pozycji stojącej. Umieścić część grzbietową centralnie, prowadząc górne paski nad ramionami, a dolne pod nimi, po obu stronach.

Poprowadzić dolne paski wokół brzucha poniżej żeber i zamocować je na rzep w obszarze powyżej brzucha. Następnie umieścić górne paski na ramionach i pod pachami, krzyżując je z tyłu, prowadząc po bokach w kierunku brzucha.

Dociągając dolne pasy wg potrzeby, aby uzyskać żądaną stabilizację ramion, następnie przymocować paski rzepami w obszarze poniżej brzucha.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Materiał konstrukcyjny jest łatwopalny.

Nie poddawać produktów sytuacjom w których mogłyby ulec podpaleniu. W takim wypadku należy natychmiast zdjąć produkt i użyć odpowiednich środków w celu jego ugaszenia. Zastosowane materiały są hipoalergiczne, niemniej jednak nie możemy zagwarantować w 100%, że w konkretnych wypadkach mogą występować alergie, w takim przypadku, należy odstawić produkt i skontaktować się z lekarzem który go przepisał. W przypadku małych delegalności spowodowanych poceniem się, zalecamy zastosowanie materiału, który oddzieli skórę od materiału. W przypadku zadrapań, podrażnienia lub opuchlizny odstawić produkt i skontaktować się z lekarzem lub ortopedą. Niezalecany w przypadku opuchniętych otwartych ran, zacerwienia i akumulacji ciepła. Produkt zawiera lateks z kauczuku naturalnego, który może wywoływać reakcje alergiczne u osób na niego uczulonych.

ZALECENIA – PRZECIWWSKAZANIA

Niniejsze produkty powinny być używane przez osoby, którym zostały przepisane na podstawie recepty lekarskiej. Nie powinny być używane przez osoby nie wyszczególnione w tej receptce. Produkt nie używany należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zużycia opakowania i produktu, postępuj zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Używanie gorsetu jest poddane zaleceniom lekarza, który go przepisał, dlatego nie powinien być używany do innych celów niż te przepisane. Warnkiem ważności gwarancji jest, aby podmiot ją wydający postępował zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.


PRODUKCJA – CHARAKTERYSTYKA

Materiały zastosowane do budowy zostały poddane testom i homologowane i spełniają wszelkie europejskie wymogi jakościowe.

Wszystkie produkty są produkowane z wysokiej jakości materiałów i oferują niepowtarzalny komfort i jakość używania. Wszystkie produkty oferują pełną kontrolę, stabilność i zastosowanie dla optymalnego leczenia dolegliwości dla których zostały zaprojektowane.

ZALECENIA ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ I CZYSZCZENIEM

Zlepić ze sobą rzepy (w wypadku gdy produkt je posiada), prać okresowo przy użyciu irchy i neutralnego mydła. Aby wysuszyć gorset, należy użyć suchego ręcznika w celu zaabsorbowania jak największej ilości wody i pozostawić do wysuszenia w temperaturze pokojowej. Nie należy ich wieszać ani prasować i wystawiać na bezpośrednie źródła ciepła takie jak piecyki, grzejniki, kaloryfery, słońce etc. W czasie używania lub czyszczenia, nie należy używać alkoholu, maści ani rozpuszczalników. Jeżeli gorset nie jest wystarczająco oplukany, resztki produktu czyszczącego mogą podrażnić skórę i uszkodzić produkt. Nie należy mieć na sobie gorsetu w czasie kąpieli, prysznicza etc. W celu większej wygody i higieny rekomendujemy użycie bawełnianej bielizny pod gorsetem.

**GWARANCJA**

ORLIMAN, S.L.U. gwarantuje jakość wszystkich swoich produktów, pod warunkiem, że te nie były manipulowane ani zmienione względem swojej pierwotnej budowy. Nie podlegają gwarancji te produkty, których właściwości zostały zmienione w wyniku niewłaściwego zastosowania, braków lub jakiegokolwiek wad. W przypadku zauważenia jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości, należy bezzwłocznie powiadomić o tym podmiot wydający gwarancję w celu wymiany. ORLIMAN, S.L.U. jest wdzięczny za państwa wybór i życzy szybkiego powrotu do zdrowia.

Nederlands

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN HET BEHOUD

Geachte klant,

Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen in een Orliman product. U heeft een kwaliteitsproduct van hoogwaardig niveau aangeschaft. Wij verzoeken u om de instructies aandachtig door te lezen. Mocht u twijfels hebben, dan kunt u contact opnemen met uw arts, uw gespecialiseerde orthopeed of met onze afdeling klantenservice. Orliman stelt uw keuze op prijs en wenst u voorspoedige beterschap.

NORMEN

Deze producten voldoen aan de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/CEE (Koninklijk Besluit 1591/2009). Er werd een risicoanalyse uitgevoerd (UNE-EN ISO 14971) waarbij alle bestaande risico's tot het minimum worden beperkt. Proeven zijn uitgevoerd conform de Europese richtlijn UNE-EN ISO 22523 met betrekking tot uitwendige arm- en beenprothesen en uitwendige orthesen.

INDICATIES

- Behandeling van claviculafracturen, als 8-vormig verband.
- Houding bewaren. Als rustmethode, om de mobiliteit te beperken en capsuloligamentaire overbelasting door de zwaartekracht te voorkomen door een functioneel correcte positie te verkrijgen.
- Het fungeert als ondersteuningsmethode door het gewicht van de bovenarm naar achter te verplaatsen, zodat de biomechanische belasting op de betreffende gewrichten wordt verlaagd. Verder fungeert het als een manier om de schouder in een bepaalde houding te plaatsen om de werking van bepaalde spiergroepen die ontspanning behoeven tot een minimum te beperken, en de gebroken segmenten van het letsel in het sleutelbeen correct te richten.

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN

HET PRODUCT MOET DOOR UW ORTHOPEDISCHE TECHNICUS OF ARTS WORDEN AANGEMETEN.

Om een zo groot mogelijke therapeutische doelmatigheid te bereiken bij de verschillende pathologieën en om de bruikbare levensduur van het product te verlengen, is het van fundamenteel belang dat voor iedere patiënt of gebruiker de meest correcte maat wordt uitgekozen (in de verpakking wordt een oriënterend overzicht bijgevoegd met de maten en gelijkwaardigheden in centimeters). Een overmatige compressie kan leiden tot onverdraagzaamheid waardoor wordt aangeraden om de compressie te reguleren voor een optimaal niveau. Bij het aanbrengen moet op de volgende aspecten worden gelet.

Bij het aanbrengen moet op de volgende aspecten worden gelet:

IC-30:

Doel van deze orthese is de best mogelijke retractie van de schouders te verkrijgen. Voor dit doel zijn er 4 spanriemen. Deze zijn verbonden met het rugstuk, tussen T2 en T5. U kunt gelijkmatig de trekkracht op de spangordel bijstellen tot de gewenste retractie wordt verkregen. In gevallen waarin naar een anatomische correctie wordt gestreefd, voert u de spanning in de riemen, voor zover de patiënt dit verdraagt, geleidelijk op tot de juiste houding wordt verkregen.

Als het gaat om een reductie van de fracturen en een juiste stand van het sleutelbeen, dan spannt u de riemen aan tot het sleutelbeen in de juiste stand staat. Bij gebruik van deze orthese bij hemiplegiepatiënten met een scapulohumerale subluxatie, wordt het (interscapulaire) rugstuk ter hoogte van C7 en T1 geplaatst. Doe dit door de onderste riemen zo strak mogelijk aan te spannen en dan iets te laten vieren.

Zodra het rugstuk op zijn plaats zit, spannt u alle riemen tot de maximale, nog verdraagbare, stand aan. Dit levert voldoende kracht op om de ontwrichte schouder op te tillen en de subluxatie te verminderen.

ET-210:

Centreer het rugstuk op de staande patiënt door de bovenste riemen over de schouders en de onderste riemen langs de linker- en rechterzij te leggen.

Bevestig de onderste riemen door deze onder de zwevende ribben te voeren en met het klittenband vast te maken ter hoogte van de onderbuik. Leg de bovenste riemen vervolgens over de schouders en onder de oksel door, kruislings over de rug en sla ze om de zijden in de richting van de buik.

Span de onderste riemen aan tot de gewenste steun voor de schouders wordt verkregen, en maak de riemen vervolgens vast met de klittenband ter hoogte van de onderbuik.

VOORZORGSMAATREGELEN

Het fabricagemateriaal is ontvlambaar.

Stel de producten niet bloot aan situaties die tot hun ontbranding kunnen leiden. Als dit gebeurt, trek ze dan snel uit en gebruik adequate middelen om ze te doven. Hoewel het gebruikte materiaal hypoallergeen is, kunnen we niet 100% garanderen dat er zich in bepaalde gevallen geen allergieën kunnen voordoen. Als dit gebeurt, verwijder dan het product en raadpleeg de arts die het product voorgeschreven heeft. In het geval van kleine ongemakken die veroorzaakt worden door zweten, raden we het gebruik van een interface aan om contact tussen de huid en het weefsel te voorkomen. Verwijder het product in het geval van schaafwonden, irritaties of zwellingen en raadpleeg uw arts of orthopeed. Het gebruik wordt afgeraden in het geval van open littekens met zwellingen, roodheid en warmteaccumulatie. Het product bevat latex van natuurlijk rubber en kan allergische reacties veroorzaken bij personen die gevoelig zijn voor latex.

AANBEVELINGEN-WAARSCHUWINGEN

Deze producten mogen alleen worden gebruikt door de personen die in het medische voorschrift staan vermeld. Ze mogen niet worden gebruikt door derden die niet in verband staan met het genoemde voorschrift. Als u het product niet gebruikt, dan wordt aangeraden om het in de originele verpakking te bewaren. Bij het wegwerpen van de verpakking en het product, wordt verzocht dat u zich strikt houdt aan de wettelijke normen van uw woonomgeving. Het gebruik van de orthese is onderhevig aan de aanbevelingen van de voorschrijvende arts, en om deze reden mag dit product dan ook niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die staan voorgeschreven. Voor de geldigheid van de garantie, dient de verstreckende instantie dit instructieblad in te vullen.

VERVAARDIGING-KENMERKEN

De materialen die voor de vervaardiging zijn gebruikt, zijn getest en in al hun kenmerken gehomologeerd en voldoen aan de vereiste Europese kwaliteitsvoorwaarden. Alle genoemde producten zijn vervaardigd uit materiaal van eerste kwaliteit en bieden een onverbeterbaar comfort en gebruikskwaliteit. Alle producten bieden ondersteuning, stabiliteit en compressie voor de optimale behandeling van de pathologieën waarvoor deze zijn ontworpen.

AANBEVELINGEN VOOR HET BEHOUD EN VOOR HET WASSEN

De klittenbanden onderling aan elkaar vast maken (als de ortheses die heeft) en regelmatig handmatig wassen met lauw water en neutrale zeep. Voor het drogen van de orthese, een droge handdoek gebruiken om zoveel mogelijk vocht te laten absorberen en het vervolgens laten opdrogen bij kamertemperatuur. Het mag niet worden opgehangen noch worden gestreken en evenmin mag het worden blootgesteld aan directe warmtebronnen zoals kachels, verwarmingen, radiators, blootstelling aan direct zonlicht, etc. Gedurende het gebruik of tijdens het schoonmaken, mogen geen alcohol, crèmes of verdunnende middelen worden gebruikt. Als de orthese niet goed is uitgelekt, dan is het mogelijk dat de wasmiddelresten de huid kunnen irriteren en het product kunnen beschadigen.



GARANTIES

ORLIMAN, S.L.U. staat garant voor al haar producten, op voorwaarde dat ze niet zijn bewerkt noch zijn veranderd in hun oorspronkelijke vorm. Zij staat niet garant voor die producten die om reden van verkeerd gebruik, tekortkomingen of beschadigingen van iedere willekeurige aard, in hun kenmerken blijken te zijn veranderd. Mocht u enige gebreken of afwijkingen waarnemen, dan wordt verzocht om dit onmiddellijk te melden aan de verstreckende instantie om over te gaan tot vervanging ervan.

ORLIMAN, S.L.U. stelt uw keuze op prijs en wenst u voorspoedige beterschap.

Română**INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE**

Stimate client,

Vă mulțumim că acordați încredere produselor ORLIMAN. Ați achiziționat un produs de calitate și cu o înaltă valoare medicală. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de folosire și întreținere. Dacă aveți îndoieli asupra produsului, luați legătura cu medicul dvs., cu un tehnician ortopedist sau cu dealerul autorizat de unde l-ați achiziționat. ORLIMAN apreciază alegerea dvs. și vă dorește recuperare grabnică.

NORMATIVE

Aceste produse sunt în conformitate cu Directiva Europeană de Produse Sanitare 93/42/ CEE (RD. 1591/2009). S-a realizat o Analiză de Risc (UNE-EN ISO 14971), reducându-se la minimum toate riscurile existente. S-au realizat probele în conformitate cu normativa europeană. UNE-EN ISO 22523 cât privește Protezele și Ortezele.

INDICAȚII

- Tratatamentul fracturilor claviculare, cu baretă în formă de 8.
- Descrierea posturii. Ca metodă de repaus, pentru limitarea mobilității și prevenirea tensiunii capulo-ligamentoase generate de gravitație, prin obținerea unei poziții funcționale corecte.
- Are rol de metodă de susținere, mutând greutatea brațului pe spate, reducând astfel sarcina biomecanică a articulațiilor respective. În plus, acționează ca mijloc de susținere a umărului într-o anumită poziție, pentru a reduce la minimum acțiunea anumitor grupe de mușchi care trebuie să se relaxeze și aliniind segmentele fracturate în cazul leziunilor claviculare.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ȘI REGLARE

ACEST PRODUS TREBUIE REGLAT DE CĂTRE TEHNICIANUL ORTOPED CONFORM RECOMANDĂRILOR MEDICULUI SPECIALIST.

Pentru a îmbunătăți gradul de eficacitate terapeutică în cazul diferitelor patologii și pentru a crește durata de viață a produsului, este fundamental să alegeți corect mărimea potrivită pentru pacient sau utilizator (anexat veți găsi o schemă cu toate măsurile și echivalentul în centimetri). O compresiune prea mare poate produce intoleranță la produs; de aceea vă recomandăm ca gradul de compresiune să fie reglat la valoarea optimă.

Pentru adaptarea pe corpul pacientului rețineți următoarele aspecte:

IC-30:

Scopul acestei orteze este oferirea repulsivității maxime posibile, pentru care există 4 barete de reglare. Amplasată pe piesa dorsală, între D2 și D5, reglați imediat baretă de tracțiune în mod echilibrat și exercitați forța necesară pentru a obține susținerea dorită. În cazurile în care este necesară adaptarea anatomică, creșteți treptat tensiunea baretelor până la limita de toleranță a pacientului, până obțineți postura corectă.

Pentru aplicarea tratamentului de reducere a fracturilor și alinierea claviculei, tensionați baretele până când clavicula este aliniată corect. Când utilizați orteza la pacienți hemiplegici cu subluxație scapulohumerală, piesa dorsală (interscapulară) trebuie poziționată la nivelul C7 - D1. Această se face prin tensionarea cât mai mult cu puțință, apoi eliberarea ușoară a baretelor inferioare.

După ce placa se află în poziție, strângeți la maximum toate baretele. În acest fel se obține forța necesară pentru ridicarea umărului dislocat și pentru reducerea subluxației.

ET-210:

Cu pacientul aflat în picioare, centrați piesa dorsală așezând baretele superioare peste umeri și baretele inferioare mai jos, pe fiecare latură.

Înfășurați baretele superioare în jurul abdomenului, sub coaste și fixați-le cu velcro, în zona de deasupra abdomenului. Apoi treceți baretele superioare peste umeri și pe la subraț, încrucișându-le la spate și înfășurați-le pe laterale, în direcția abdomenului.

Tensionați baretele inferioare atât cât este necesar pentru a obține susținerea dorită pentru umeri, apoi fixați baretele cu velcro în zona de sub abdomen.

PRECAUȚII

Materialul din care a fost realizat este inflamabil.

Nu expuneți produsele la situații ce ar putea conduce la combustie. Dacă acest lucru se întâmplă desprindeți-vă rapid de produs și folosiți mijloacele adecvate pentru stingere. Deși materialul folosit este hipoalergenic totuși nu putem garanta 100% că în anumite cazuri nu s-ar putea produce alergii, dacă acest lucru se întâmplă îndepărtați produsul și consultați medicul ce vi l-a recomandat. În cazul în care se produc iritații superficiale provocate de transpirație, recomandăm folosirea unei interfețe pentru a separa pielea de contactul cu textura produsului. În caz de rană superficială prin frecare, iritare a pielii sau inflamare îndepărtați produsul și adresați-vă medicului sau tehnicianului ortopedic. Este contraindicată folosirea în cazul plăgilor deschise, inflamațiilor, sau înroșirii pielii și acumulării de căldură. Produsul conține latex din cauciuc natural și poate provoca reacții alergice persoanelor sensibile la acest material.

RECOMANDĂRI – ATENȚIONĂRI

Aceste produse nu pot fi folosite decât de către persoanele cărora le-au fost prescrise conform recomandărilor medicale. În perioada când nu utilizați produsul, păstrați-l în ambalajul original. Pentru distrugerea ambalajului, respectați cu strictețe normele legale din țara dvs.

Această orteză poate fi folosită numai în condițiile recomandate de medicul specialist și nu în alte scopuri. Pentru a valida garanția, la livrare vânzătorul va indica data cumpărării produsului.

CARACTERISTICI PRIVIND FABRICAȚIA

Caracteristicile materialelor utilizate au fost testate și aprobate și respectă cerințele de calitate europene. Toate produsele sunt confecționate din materiale de înaltă calitate, oferind confort utilizatorului. Toate produsele oferă susținere, stabilitate și compresie, în vederea realizării optime a tratamentului patologiilor pentru care au fost proiectate.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ÎNTREȚINEREA ȘI SPĂLAREA

Lipiți benzile Velcro una de cealaltă (dacă orteza este prevăzută cu ele), spălați produsul periodic, manual, utilizând o cârpă umedă și săpun cu pH neutru. Pentru a usca orteza, utilizați un prosop uscat pentru a absorbi umiditatea și lăsați să se usuce la temperatura camerei. Nu utilizați fierul de călcat și nu expuneți orteza la surse de căldură cum sunt sobe, radiatoare sau la lumina directă a soarelui. Nu utilizați alcool, creme sau diluanți pentru curățarea produsului. Dacă orteza nu este limpezită corespunzător, eventualele urme de detergent pot irita pielea și pot cauza deteriorarea produsului.

**GARANȚII**

ORLIMAN, S.L.U. oferă garanție tuturor produselor sale, în condițiile în care acestea nu au fost modificate față de starea lor inițială. Orice modificare a produsului produsă ca urmare a utilizării greșite sau distrugerii acestuia, duce la pierderea garanției. Dacă observați vreo deficiență sau anomalie, comunicați acest lucru dealerului de unde l-ați achiziționat, pentru înlocuirea produsului. ORLIMAN, S.L.U. apreciază alegerea dvs. și vă dorește recuperare grabnică.

Россия
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Уважаемый покупатель!

Благодарим за доверие, оказанное продукции Orliman. Вы приобрели изделие высокого качества и большого медицинского значения. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. Если у Вас возникли какие-либо сомнения, свяжитесь с Вашим лечащим врачом, ортопедом или обратитесь в наш отдел по работе с клиентами. Компания Orliman ценит Ваш выбор и желает Вам скорейшего выздоровления!

ПОЛОЖЕНИЕ

Данные изделия соответствуют требованиям Директивы Евросоюза 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Для минимизации всех возможных рисков был проведен анализ (UNE-EN ISO 14971). Все необходимые испытания были проведены в соответствии с Европейским положением по протезам и ортезам (UNE-EN ISO 22523).

ПОКАЗАНИЯ

- Уход при переломах ключицы с помощью бандажа-восьмерки.
- Описание позиции. В качестве средства для покоя, ограничения движения и избегания нагрузки на связки, вызванной силой тяжести, путем достижения функционально правильной позиции.
- Это действует как метод поддержки, сдвигая вес с плеч к спине, таким образом, уменьшая биомеханическую нагрузку на соответствующие суставы. В дополнение, это действует как средство расположения плеча в центральную позицию для минимизации работы определенных групп мышц, нуждающихся в покое, а также для выравнивания сегментов перелома в ключице.

ПОДГОНКА ОРТЕЗА

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРЕГУЛИРОВАНО ТЕХНИКОМ, ЛИБО.

Для достижения большего терапевтического результата при различных отклонениях, а также для продления срока службы и эффективности изделия, необходимо подобрать правильный размер, подходящий пациенту (в комплекте прилагается таблица размеров с эквивалентом в сантиметрах). Повышенная компрессия может вызвать переносимость, следовательно, рекомендуется подобрать оптимальные для Вас регулировки.

Для подгонки изучите следующую информацию:

IC-30:

Целью данного устройства является обеспечение максимально возможного смещения плеча назад, что осуществляют 4 регулировочных ремня. На задней пластине, между D2 и D4, равномерно отрегулируйте поддерживающий ремень и приведите в действие силу, необходимую для достижения желаемой поддержки. В случаях, когда требуется анатомическая корректировка, постепенно увеличивайте натяжение ремней до терпимого предела, пока не будет достигнута правильная позиция.

При использовании изделия с целью вправления костей и выравнивания ключицы, затягивайте ремни до достижения правильного выравнивания ключицы. При использовании устройства у парализованных пациентов с лопаточно-плечевым подвывихом заднюю пластину расположите на уровне S7 и D1. Чтобы этого добиться, сначала максимально затяните, а затем слегка ослабьте нижние ремни. Как только задняя пластина окажется в нужной позиции, максимально затяните все ремни. Это обеспечит силу, необходимую для подъема сдвинутого плеча и уменьшит подвывих.

ET-210:

Подгонка:

У пациента, стоящего спиной к Вам, поместите заднюю пластину в центре, путем расположения верхних ремней поверх плеч и нижних ремней снизу, с обеих сторон.

Заверните нижние ремни вокруг живота по ребрам и закрепите их, используя застежки-липучки, над брюшной полостью. Затем поместите верхние ремни поверх плеч и подмышками, скрестив их на спине, а затем обернув бока по направлению к животу. Затяните нижние ремни до получения необходимой поддержки плечам, затем закрепите ремни на застежки-липучки в районе нижней части живота.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал, из которого изготовлено изделие, является легко воспламеняющимся. Не подвергайте изделие ситуациям, когда оно может воспламениться. В случае если это произошло, немедленно снимите его и примите все необходимые меры, чтобы потушить пламя. Используемые для изготовления изделия материалы гипоаллергенны, тем не менее, нельзя на 100% гарантировать, что в определенных случаях они не вызовут аллергическую реакцию. В таком случае, снимите изделие и свяжитесь с врачом, который его прописал. Продукт содержит натуральный латекс и может вызывать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью к латексу.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Данные изделия предназначаются только для тех, кому они были прописаны по медицинским показаниям. Личности, не имеющие таковых предписаний, не должны ими пользоваться. Когда изделие не используется, храните его в оригинальной упаковке. При утилизации упаковки и самого изделия строго следуйте правовым нормам Вашей страны. Использование ортеза обуславливается рекомендациями врача, назначившего его, следовательно, он не должен использоваться для каких-либо целей, кроме предписанных. Для обеспечения гарантийных условий учреждение, выдающее протезы должно соблюдать все предписания настоящей инструкции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Материалы, использованные в производстве, были протестированы, одобрены и отвечают всем европейским требованиям качества. Все изделия производятся из материалов высокого качества и предлагают идеальный комфорт и качество использования. Все изделия обеспечивают поддержку, прочность и компрессию для оптимального лечения тех патологий, для которых они были разработаны.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И УХОДУ

Застегните застежки «липучки» (если такие имеются), чистите вручную влажной тканью с нейтральным мылом. Для сушки ортеза используйте сухое полотенце, чтобы впитать лишнюю влагу и оставьте сушиться при комнатной температуре. Нельзя вешать, гладить и подвергать воздействию прямых источников тепла, таких как плиты, обогреватели, радиаторы, солнечные лучи и т.д. Во время использования или чистки не применяйте спиртосодержащие жидкости, мази и растворители. Если ортез тщательно не высушить, то остатки моющих средств могут раздражать кожу и портить изделие.


ГАРАНТИИ

ORLIMAN, S.L.U. дает гарантию на все изделия, при условии, что их изначальная конфигурация не была подвергнута внешнему воздействию или каким-либо изменениям. Компания не дает гарантию на изделия, которые были изменены вследствие неправильного использования, поломки или дефектов любого характера. При обнаружении дефектов или аномалий любого характера, пожалуйста, свяжитесь с компанией, в которой Вы приобрели изделие, с целью обмена. Мы, в Orliman, ценим доверие, оказанное нашей продукции и желаем Вам скорейшего выздоровления.

Dansk

BRUGSANVISNING OG OPBEVARING

Mange tak for den tillid, De har udvist ved at erhverve et Orliman produkt. De har købt et kvalitetsprodukt med en høj sundhedsmæssig værdi. Læs venligst anvisningerne omhyggeligt. Hvis De har spørgsmål, bedes De kontakte Deres bandagist eller læge.

REGULATIV

Disse produkter overholder EU-direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr (RD 1591/2009). Der er lavet en risikoanalyse (UNE EN ISO 14971), som mindsker alle eksisterende risici. Prøvningerne er udført ifølge EU-regulativ UNE-EN ISO 22523 om proteser og ortoser.

INDIKATIONER

- Behandling af brud på kravebenet. Påmindelse om tilbagetrækning af skuldre.
- Holdningsbandage. En hvilemetode, begrænser bevægeligheden og modvirker belastning, der opstår fra belastning af i kapsulær ligamentet, en korrekt holdning opnås.
- Som støttemekanisme, idet vægten af overarmen flyttes til ryggen, derved lettes den biomekaniske belastning på de respektive led. Desuden til at placere skulderen i en bestemt stilling og derved reducere visse muskelgruppers aktivitet, som man ønsker at skåne, og få de brudte segmenter i skaden til at ligge korrekt i kravebenet.
- Rygsmerter, til at rette forkert holdning og tendens til forkert holdning.

TILPASNINGSANVISNING

PRODUKTET BØR TILPASSES AF DERES BANDAGIST ELLER BEHANDLER.

For at opnå en større terapeutisk virkning ved forskellige lidelser og forlænge produktets levetid, er det yderst vigtigt at vælge den rigtige størrelse til den enkelte patient eller bruger (i emballagen findes en vejledende tabel over størrelser og tilsvarende centimeter). Et for stort tryk kan medføre intolerance, og vi anbefaler derfor, at trykket reguleres indtil den optimale grad af tryk opnås.

Ved tilpasning skal man være opmærksom på følgende:

IC-30:

Formålet med produktet er at opnå mest mulig tilbagetrækning af skuldrene, hertil anvendes 4 justeringsremme.

På bagpladen, mellem D2 og D5, justeres derefter trækkeremmen på afbalanceret vis ved at trække i den indtil den ønskede tilbagetrækning opnås. I tilfælde, hvor man vil opnå en anatomisk rettelser, trækkes så meget i remmene som patienten kan holde det ud - stram dem gradvist, efterhånden som patientens holdning rettes.

For at reponere brud og få kravebenet til at sidde korrekt skal remmene spændes indtil kravebenet sidder korrekt.

Hvis produktet anvendes til hemiplegiske patienter, som har scapulohumeral sublaksation, placeres bagpladen (mellem skulderbladene), i niveau C7 og D1. Det opnås ved at stramme den mest muligt, og løsne de nedre remme en smule.

Når pladen er anbragt strammes alle remmene så meget som muligt, således opnås en styrke, som løfter skulderen med luksationen og derved reduceres sublaksationen.

ET-210:

Med patienten i oprejst stilling centreres bagpladen og de øvre remme anbringes over skuldrene og de nedre remme på begge sider af kroppen.

Fastgør de nedre remme ved at føre dem ned under ribbenene og fastgør dem med deres velcro foran på maven.

Derefter føres de øvre remme over skuldrene og ned under armhulerne, kryds dem over ryggen og før dem ind i åbningerne bagpå og før dem langs siderne om mod maven.

Træk i de nedre remme, efter behov for at opnå den ønskede tilbagetrækning af skuldrene, fastgør dem med deres velcro foran på maven.

FORSIGTIG!

Materialet er brændbart.

Udsæt ikke produktet for situationer, hvor det kan antændes. Hvis dette alligevel skulle ske, skal De hurtigt tage produktet af og slukke ilden med en passende ildslukker. Selvom materialet er hyperallergisk, kan vi ikke garantere 100 %, at der i specifikke tilfælde, ikke kan forekomme allergiske reaktioner. I så fald, skal De tage produktet af og rådføre dem med Deres læge. I tilfælde af mindre irritation på grund af sved, anbefaler vi, at man bruger en tynd sok som barriere mellem tekstilet og huden. I tilfælde af hudafskrabninger, irritation eller hævelse, skal De tage produktet af og rådføre Dem med en læge eller ortopæd. Brug ved åbne hævede sår, rødmen og varmeophobning frarådes. Produktet indeholder latex (naturgummi) og kan fremkalde allergiske reaktioner hos personer, som er overfølsomme overfor latex.

ANBEFALINGER OG ADVARSLER

Disse produkter bør kun anvendes hvis de er lægeordineret, og bør ikke bruges af andre. Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares i den originale emballage. Ved bortskaffelse af emballage og produkt, skal lovene i deres område følges omhyggeligt.

For at garantien er gyldig, skal salgsstedet udfylde følgende informationsformular.

FREMSTILLING OG EGENSKABER

Materialet, der er anvendt til fremstilling af produktet er blevet testet og godkendt, og de opfylder alle EU-krav vedrørende kvalitet.

Alle de her beskrevne produkter er fremstillet af materialer af den bedste kvalitet og tilbyder uovertruffen komfort og brugskvalitet. Alle produkterne tilbyder støtte, stabilitet and kompression for en optimal behandling af de lidelser, produkterne er udformet til.

OPBEVARINGS- OG VASKEANBEFALINGER

Luk velcrobåndene (hvis ortosen har velcrobånd), håndvaskes jævnligt i lunkent vand og neutral sæbe. Tør ortosen med et tørt håndklæde for at absorbere mest mulig fugt, læg den til tørre ved stuetemperatur. Må ikke hænges til tørre, stryges eller udsættes for direkte varmekilder såsom komfurer, varmeapparater, radiatorer, direkte sollys etc. Undgå at anvende alkohol, salve eller opløsningsmiddel under rengøring og brug. Hvis vandet ikke er vredet ordentligt af ortosen, kan sæberester irritere huden og ødelægge produktet.




GARANTIER

ORLIMAN, S.L.U. stiller garanti for alle sine produkter på betingelser af, at de ikke er blevet manipuleret eller ændret i forhold til deres oprindelige udformning. Vi kan ikke tilbyde garanti på produkter hvis egenskaber er ændrede på grund af forkert brug, mangler eller brud af en hvilken som helst type. Hvis De bliver opmærksom på, at produktet har mangler eller fejl, bedes De gøre salgsstedet opmærksom herpå for at få ombyttet produktet.

ORLIMAN, S.L.U. sætter pris på Deres valg og ønsker Dem snarlig bedring.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN · FITTING INSTRUCTIONS · INSTRUCTIONS POUR LA POSE · ANLEGEN DER ORTHESE · INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO
ISTRUZIONI PER L'USO · DOPASOWANIE · INSTRUCTIES BIJ HET AANBRENGEN · INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ȘI REGLARE
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ · TILPASNINGSANVISNING



ES **GARANTÍA** 6 meses a partir de la compra
EN **GUARANTEE** 6 months since purchase date
FR **GARANTIE** 6 mois a partir de la date d'achat
DE **GARANTIE** monate seit datum des ankaufes

PT **GARANTIA** 6 meses a partir da compra
IT **GARANZIA** 6 mesi dalla data di acquisto
PL **GARANTIE** 6 miesi´cy od daty zakupu
NL **GWARANCJA** 6 gedurende maanden vanaf de aankoop

RO **GARANTIE** 6 luni de la data cumpararii
RU **ГАРАНТИЯ** 6 месяцев со дня приобретения изделия
DA **GARANTI** ifølge dansk købelov

ES Referencia
EN Reference
FR Référence
DE Referenz

PT Referência
IT Riferimento
PL Typ produktu i rozmiar
NL Referentie

RO Cod. produs
RU Продавец
DA Reference

ES nº de lote
EN lot no.
FR lot non.
DE Nein viel

PT não um lote
IT Numero di serie
PL Numer partii
NL Lotnr.

RO Nr. lot
RU Номер партии
DA Parti

ES Fecha de compra
EN Purchase date
FR Date d'achat
DE Datum des Ankaufes

PT Data de compra
IT Data di acquisto
PL Data sprzedaży
NL Aankoopdatum

RO Data cumpararii
RU Дата продажи
DA Købsdato

ES Firma y sello de la ortopedia
EN Stamp and signature of local stockist
FR Cachet et signature du magasin spécialisé
DE Unterzeichnung und Stempel der Orthopädie

PT Nome e carimbo da ortopedia
IT Firma e timbro del rivenditore
PL Pieczęćka sprzedawcy i podpis
NL Handtekening en stempel van de orthopedie

RO Semnatura si stampila vanzatorului
RU Подпись и печать продавца
DA Underskrift og stempel

ES Para la validez de la garantía es necesario cumplimentar estos datos.
EN To validate the warranty your local stockist should indicate the purchase date.
FR Pour valider la garantie, votre magasin spécialisé indiquer la date d'achat.
DE Alle Angaben erfüllen für die Gültigmachung der Garantie.

PT Para que a garantia seja válida e necessário completar com os dados.
IT Per la validità della garanzia è necessario compilare con l'inserimento di questi dati.
PL Karta jest nieważna bez wpisanej daty sprzedaży.
NL Opdat de garantie geldig zou zijn moeten alle gegevens ingevuld zijn.

RO Pentru validarea garantiei, vanzatorul trebuie sa indice data cumpararii.
RU Гарантия действительна только при наличии правильно заполненных всех данных.
DA Det er nødvendigt at udfylde ovenstående, for at garantien er gyldig.



ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia
Apdo. de correos 49 - C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)
Tel.: +34 96 272 57 04 - Fax: +34 96 275 87 00
Tel. Exportación: 0034 96 274 23 33
E-mail: orto@orliman.com · Export mail: export@orliman.com
www.orliman.com

