

Español**INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN**

Estimado cliente,

Muchas gracias por su confianza en un producto Orliman. Usted adquirió un producto de calidad y de alto nivel medicinal. Por favor, lea las instrucciones atentamente. Si tienen alguna duda, póngase en contacto con su médico, su ortopedia especializada o con nuestro departamento de atención al cliente. Orliman le agradece su elección y le desea una pronta mejoría.

NORMATIVA

Estos productos son conformes a la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Se ha realizado un Análisis de Riesgos (UNE EN ISO 14971) minimizando todos los riesgos existentes. Se han realizado los ensayos conforme a la normativa europea UNE-EN ISO 22523 de Prótesis y Ortesis.

INDICACIONES

- Fracturas por aplastamientos.
- Dolores vertebrales por causa de metástasis secundarias.
- Espondiloartrosis asociada o no a una esclerosis artrosica.
- Lumbalgias, lumbociáticas, y dorsalgia crónicas.
- Inmovilización a medio-termino después de la cirugía de disco intervertebral.
- Fracturas vertebrales estables de la columna dorsal baja y de la columna lumbar.
- Cuidado ortésico temporal después de la cirugía de la fracturas de los cuerpos vertebrales inestables.
- Cuidado ortésico permanente después de la cirugía de tumores y metástasis de los cuerpos vertebrales.
- Cuidados postquirúrgicos después de la cirugía de la columna por descompresión con o sin fijación interna.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN**EL PRODUCTO DEBE SER ADAPTADO POR SU TÉCNICO ORTOPÉDICO O FACULTATIVO.**

Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica en las diferentes patologías y prolongar la vida útil del producto, es fundamental la elección correcta de la talla más adecuada a cada paciente o usuario (en el envase se adjunta un cuadro orientativo de tallas y equivalencias en centímetros). Una compresión excesiva puede producir intolerancia por lo que aconsejamos regular la compresión hasta el grado óptimo.

Para su colocación deben observarse los siguientes aspectos:

- Seleccione la talla correcta según tabla de medidas.
- Regule el marco mediante el sistema de tornillos allen tanto en su altura como en el ancho.(A-B)
- Ajustar la ortesis al paciente mediante la cincha de nylon (C).
- Seguidamente introduzca el pasador de plástico al lado derecho del paciente (D). Finalmente empujar hacia delante la pinza de bloqueo situada al lado izquierdo del paciente, hasta que quede bloqueada (E-F).
- La ortesis debe permitir al paciente la correcta sedestación sin comprimir los muslos por la banda pélvica y sin sobrepasar el esternón por su borde superior.(G)

***La BANDA PÉLVICA del marco de Jewett presenta 2 posibilidades:**

- 1-Banda pélvica Basculante (como se encuentra envasado originalmente).
 - 2-Banda pélvica fija sin ningún tipo de movilidad:
- Para ello deberemos de fijar la placa mediante los tornillos, introduciéndolos en los orificios situados en la pestaña junto a la articulación de la placa en ambos lados.

Ref.: J001G/J001AG. Marco de Jewett con adaptación esternal tridimensional:

A- Ajuste de altura del apoyo esternal: Se puede situar este apoyo en dos posiciones diferentes.

Se encuentra envasado originalmente con la posición más baja. Para aumentar esta altura:

- 1-Retire la protección en tejido foamizado para acceder a los tornillos que conectan la placa esternal a los basculantes.
- 2-Extraiga dichos tornillos usando la llave allen e invierta la posición de la placa manteniendo el microgancho direccionado hacia el pecho.
- 3- Vuelva a sujetar la placa esternal a los basculantes mediante los tornillos.

B- Ajuste de la posición del apoyo esternal: La placa esternal se puede cambiar de posición desplazándola por sus ranuras horizontales. Para ello:

- 1-Retire la protección en tejido foamizado para acceder a los tornillos que conectan la placa esternal a los basculantes.
- 2-Afloje dichos tornillos usando la llave allen y mueva la placa esternal hacia la posición deseada.
- 3-Vuelva a fijar los tornillos.

C- Ajuste de la estabilidad de la pieza esternal: Se puede aumentar o disminuir la estabilidad lateral de dicha placa cambiando la distancia entre los basculantes. Para ello:

- 1-Retire la protección en tejido foamizado para acceder a los tornillos que conectan la placa esternal a los basculantes.
- 2-Extraiga dichos tornillos usando la llave allen, separe la placa esternal y extraiga los basculantes y arandelas, dejando accesibles los ejes de color negro.
- 3-Retire dichos ejes y cámbielos de posición: más alejados se obtiene menos movilidad de la placa y por lo tanto, más estabilidad. Más cercanos se obtiene más movilidad de la placa y por lo tanto, menos estabilidad. La posición de los basculantes deberá ser simétrica.
- 4-Después de fijar los ejes de color negro, vuelva a adaptar los basculantes, las arandelas y la placa esternal sujetando el conjunto con los tornillos.

Ref.:J001A/J002A/J001AG. Regulación del Apoyo Pectoral:

El sistema de regulación situado a ambos lados del apoyo pectoral nos permite variar la posición del apoyo pectoral con la finalidad de posicionarlo de acuerdo a la morfología del paciente.

Los 5 orificios nos permiten variar el apoyo de 20° en 20°, para ello retire el tornillo y posicione el en el orificio deseado.

Ref.: J003/J004. Marco de Jewett con Apoyo Suprapúbico:

El apoyo suprapúbico, posee sistema de regulación mediante tornillos y agujeros enroscados, lo que nos permitirá la correcta adaptación del paciente.

PRECAUCIONES

El material constructivo es inflamable.

No exponga los productos a situaciones que pudieran producir su ignición. Si así fuera despréndase rápidamente de ellos y utilice los medios adecuados para apagarlo. El material empleado es hipoalérgico, sin embargo no podemos garantizar al 100% que en determinados casos no puedan producirse alergias, si así fuera, retire el producto y consultar con el médico prescriptor. En caso de pequeñas molestias producidas por el sudor, recomendamos el uso de una interfase para separar la piel del contacto con el tejido. En caso de rozadura, irritación o hinchazón retire el producto y acudir al médico o técnico ortopédico. Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

RECOMENDACIONES-ADVERTENCIAS

Estos productos solo deben ser utilizados por las personas que constan en la prescripción médica. No deben ser utilizados por personas ajenas a dicha prescripción. Cuando no use el producto, guárdelo en su envase original. Para el desecho del envase y el producto, cumpla estrictamente con las normas legales de su comunidad.

El uso de las ortesis está condicionado a las recomendaciones del médico prescriptor, por tanto no debe ser utilizado para otros fines que los prescritos. Para la validez de la garantía, el establecimiento expedidor debe cumplimentar la presente hoja de instrucciones.


FABRICACIÓN-CARACTERÍSTICAS

Los materiales empleados en la fabricación han sido testados y homologados en todas sus características y cumplen los requisitos Europeos de calidad exigidos.

Todos los productos referidos, están elaborados con materiales de primera calidad y ofrecen un inmejorable confort y calidad de uso. Todos los productos ofrecen contención, estabilidad y compresión para el tratamiento óptimo de las patologías para las cuales han sido diseñados.

RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN Y LAVADO

Pegar los velcros entre sí (si la ortesis los tuviera), lavar periódicamente a mano con agua tibia y jabón neutro. Para el secado de la ortesis, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjela secar a temperatura ambiente. No las tienda ni las planche y no las exponga a fuentes de calor directas como estufas, calefactores, radiadores, exposición directa al sol etc. Durante su uso o en su limpieza, no utilice alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si la ortesis no está bien escurrida, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

**GARANTÍAS**

ORLIMAN, S.L.U. garantiza todos sus productos, siempre que estos no hayan sido manipulados ni alterados en su configuración original. No garantiza aquellos productos en que por mal uso, deficiencias o roturas de cualquier tipo, sus características se vean alteradas. Si observara alguna deficiencia o anomalía, comuníquelo inmediatamente al establecimiento expendedor para proceder a su cambio.

ORLIMAN, S.L.U. le agradece su elección y le desea una pronta mejoría.

English

INSTRUCTIONS FOR USE AND PRESERVATION

Dear customer,

Thank you for your trust in this Orliman product. You have acquired a quality product with a high medicinal value. Please, read the instructions carefully. If you have any doubt, get in contact with your doctor, your orthopaedist specialist or our customer service department. Orliman appreciates your choice and wishes you a speedy recovery.

REGULATION

These products satisfy the European Medical Device Directive 93/42/CEE (RD. 1591/2009). A Risk Analysis has been carried out (UNE EN ISO 14971) minimising all the existing risks. The trials have been carried out in accordance with the European regulation UNE-EN ISO 22523 of Prosthesis and Orthosis.

SUITABLE FOR

- Fractures due to crushing.
- Vertebral pain caused by secondary metastasis.
- Spondyloarthritis associated or not with arthritic sclerosis.
- Lumbalgia, lumbosciatica, and chronic dorsalgia.
- Mid-term immobilisation after intervertebral disc surgery.
- Stable vertebral fractures of the lower dorsal column and the lumbar column.
- Mid-term immobilisation after intervertebral disc surgery.
- Temporary orthosis care after surgery on fractures of unstable body of vertebrae.
- Permanent orthosis care after surgery on tumours and metastasis of body of vertebrae.
- Post-surgical care after spine surgery by decompression with or without internal attachment.

FITTING INSTRUCTIONS

THE PRODUCT SHOULD BE ADJUSTED BY YOUR ORTHOPAEDIC TECHNICIAN OR IN ACCORDANCE WITH DOCTOR'S ORDERS.

In order to obtain a greater degree of therapeutic effectiveness in the different pathologies and to prolong the life and utility of the product, it is fundamental that the correct size adequate for each patient or user is chosen (enclosed in the packet is a diagram with all the sizes and the equivalent in centimetres). An excess compression can produce intolerance, therefore we recommend that the compression be regulated to an optimum degree.

To fit observe the following aspects:

Select the correct size according to the table of measurements.

Adjust the frame via the system of screws both lengthways and widthways (A-B).

Adjust the orthosis to the patient via the nylon belt (C).

Then insert the plastic pin on the patient's right-hand side (D). Finally push the block clip situated on the patient's left-hand side forwards, until it is blocked (E-F).

The orthosis must enable the patient to adopt the correct seated position without compressing the thighs with the pelvic band and without exceeding the sternum on its top edge (G).

The PELVIC BAND can be adjusted in one of two modes:

- 1-MOBILE (as delivered).
- 2-FIXED, without any kind of mobility:

Immobilise the plate by inserting the screws into the holes located on the tab next to the plate joint on both sides.

Ref.: J001G/J001AG. Jewett brace with three-dimensional sternal adjustment:

A- Adjusting the height of the sternal support: This support can be set to two different positions.

When supplied, it is always set to the lower position. To increase the height:

- 1-Remove the foam fabric padding to access the screws that connect the sternal pad to the hinges.
- 2-Remove these screws using the Allen key and invert the position of the pad keeping the Velcro pointed towards the chest.
- 3-Reattach the sternal pad to the hinges using the screws.

B- Adjusting the position of the sternal support: The sternal pad can be repositioned by sliding it along its horizontal grooves. To do so:

- 1-Remove the foam fabric padding to access the screws that connect the sternal pad to the hinges.
- 2-Loosen these screws using the Allen key and move the sternal pad to the required position.
- 3-Reattach the screws.

C- Adjusting the stability of the sternal piece: The lateral stability of the pad can be increased or decreased by changing the distance between the hinges. To do so:

- 1-Remove the foam fabric padding to access the screws that connect the sternal pad to the hinges.
- 2-Remove these screws using the Allen key, detach the sternal pad and remove the hinges and washers, leaving the black axes accessible.
- 3-Remove these axes and change their position: moving them further apart produces less pad mobility and, therefore, greater stability. Moving them closer together produces greater pad mobility and, therefore, less stability. The position of the hinges must be symmetrical.
- 4-After fixing the black axes, reattach the hinges, washers and sternal pad, fastening the assembly with the screws.

Ref.:J001A/J002A/J001AG. Jewett brace – chest support adjustment:

The adjustment system located on both sides of the chest support enables the position of the chest support to be varied to adapt to the shape of the patient.

The five holes enable the support to be adjusted at 20° intervals. To do so, remove the screw and position it in the desired hole.

Ref.: J003/J004. Jewett brace with Pubic Support:

The pubic support can be adjusted to the patient's physiology by adjustment of the screws and threaded holes.

PRECAUTIONS

The constructive material is inflammable.

Do not expose these products to situations where they could ignite. If this were the case remove them quickly and use the necessary measures to put it out. The material used is hypoallergenic, however we cannot guarantee 100% that in some determined cases it will not produce allergies, if this occurs, remove the product and see the doctor that prescribed it.

In case of minor irritations due to sweat, we recommend the use of a cotton sock, to separate the skin from contact with the material. For small inconvenience caused by sweat, we recommend using an interface to separate the skin from contact with the tissue. If rash, irritation or swelling to remove the product and consult a doctor or prosthetist. Contraindicated in open scars with swelling, redness and accumulation heat.

RECOMMENDATION-WARNINGS

These products are to be used only by those which have been medically prescribed to do so. Persons unconnected to such prescriptions should not use them. When the product is not being used, store in its original packaging. In order to dispose of the packaging and the product, strictly comply with the legal norms of your community.

The use of the orthosis is conditioned to the recommendations of the prescribing doctor, therefore it must not be used for any other means than those prescribed.

For the validity of the guarantee, the issuing establishment should comply with this sheet of instructions.


MANUFACTURE-CHARACTERISTICS

The material features used in production have been tested and approved and meet all the European quality requirements.

All the products are produced with high quality materials and offer an unbeatable comfort and quality of use. All products offer restraint, stability and compression for the optimum treatment of the pathologies for which they have been designed.

RECOMMENDATIONS FOR PRESERVATION AND CLEANING

Stick the velcros to each other (if the orthosis has any), wash periodically by hand with a damp cloth and a neutral soap. To dry the orthosis, use a dry towel to absorb most of the dampness and leave to dry at room temperature. Do not hang up or iron and do not expose to direct heat sources such as stoves, heaters, radiators, direct sun light etc. During use or during washing do not use alcohols, ointments or dissolvent liquids. If the orthosis is not properly dried any detergent residues could irritate the skin and deteriorate the product.

**GUARANTEES**

ORLIMAN, S.L.U. Guarantees all its products, as long as these have not been manipulated or altered from their original state. Does not guarantee those products in which as a result of misuse, deficiencies or breakage of any kind, its original state has been altered. If you observe any deficiency or anomaly, communicate this immediately to the establishment from which it was obtained in order for it to be changed.

ORLIMAN, S.L.U. Appreciates your choice and wishes you a speedy recovery.

Français

MODE D'EMPLOI ET CONSERVATION

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir déposé votre confiance dans un produit Orliman. Vous avez acheté un produit de qualité et d'un niveau médical élevé.

Nous vous prions de lire attentivement les instructions. Si vous avez quelques doutes, contactez votre médecin, votre orthopédie spécialisée ou notre service d'attention à la clientèle. Orliman vous remercie de votre choix et vous souhaite une rapide amélioration.

RÈGLEMENTATION

Ces produits sont conformes à la Directive Européenne de Produits Sanitaires 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Une Analyse des Risques a été réalisée (UNE EN ISO 14971) minimisant tous les risques existants. Des tests ont été effectués conformément à la réglementation européenne UNE-EN ISO 22523 des Prothèses et Orthèses.

INDICATIONS

- Fractures par écrasements.
- Douleurs vertébrales pour cause de métastases secondaires.
- Spondylarthrose associée ou non à une sclérose arthrosique.
- Lombalgies, lombosciatiques et dorsalgies chroniques.
- Immobilisation à moyen terme après chirurgie du disque intervertébral.
- Fractures vertébrales stables de la colonne dorsale basse et de la colonne lombaire.
- Traitement orthopédique temporaire après chirurgie de fractures de corps vertébraux instables.
- Traitement orthopédique permanent après chirurgie des tumeurs et des métastases des corps vertébraux.
- Traitements post-opératoires après chirurgie de la colonne par décompression avec ou sans fixation interne.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE**LE PRODUIT DOIT ÊTRE RÉGLÉ PAR VOTRE TECHNICIEN ORTHOPÉDIQUE OU MÉDECIN.**

Pour obtenir le plus grand degré d'efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et prolonger la durée de vie du produit, il est fondamental de bien choisir la taille la mieux adaptée à chaque patient ou usager (dans l'emballage, vous trouverez un tableau qui vous orientera sur les tailles et les équivalences en centimètres). Une compression excessive peut provoquer des interruptions de type vasculaire, c'est pourquoi nous conseillons de régler la compression jusqu'au degré optimal.

Pour le mettre il faut observer les aspects suivants :

Sélectionnez la taille correcte suivant le tableau de mesures.

Régalez le corset à l'aide du système de vis Allen tant en hauteur qu'en largeur. (A-B)

Ajuster l'orthèse au patient à l'aide de la sangle en nylon (C).

Ensuite, introduisez la barrette en plastique du côté droit du patient (D). Enfin, poussez vers l'avant la pince de verrouillage située du côté gauche du patient jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée (E-F). L'orthèse doit permettre au patient une position assise correcte sans compression des cuisses par la sangle pelvienne et sans que son bord supérieur (G) ne dépasse le sternum.

***LA BANDE PELVIENNE basculante présente 2 possibilités :**

1-Bande pelvienne basculante avec « MOBILITÉ » (emballage original).

2-Bande pelvienne basculante « FIXE », sans aucun type de mobilité:

Pour cela, nous devons fixer la plaque avec les vis, en les introduisant dans les orifices situés sur la languette, à côté de l'articulation de la plaque sur les deux côtés.

Réf. : J001G/J001AG. Corset de Jewett avec adaptation sternale tridimensionnelle:

A- Réglage de la hauteur de l'appui sternal : Cet appui peut être placé dans deux positions différentes. Il est à l'origine livré avec la position la plus basse. Pour augmenter cette hauteur :

- 1-Retirez la protection en tissu foam pour accéder aux vis reliant la plaque sternale aux dispositifs basculants.
- 2-Retirez les vis à l'aide de la clé Allen et inversez la position de la plaque en maintenant le micro-crochet dirigé vers la poitrine.
- 3-Fixez à nouveau la plaque sternale aux dispositifs basculants au moyen des vis.

B- Réglage de la position de l'appui sternal : La plaque sternale peut changer de position en la déplaçant par ses rainures horizontales. Pour cela :

- 1-Retirez la protection en tissu foam pour accéder aux vis reliant la plaque sternale aux dispositifs basculants.
- 2-Desserrez les vis à l'aide de la clé Allen et déplacez la plaque sternale à la position souhaitée.
- 3-Fixez à nouveau les vis.

C- Réglage de la stabilité de la pièce sternale : On peut augmenter ou diminuer la stabilité latérale de la plaque en changeant la distance entre les dispositifs basculants. Pour cela :

- 1-Retirez la protection en tissu foam pour accéder aux vis reliant la plaque sternale aux dispositifs basculants.
- 2-Retirez les vis à l'aide de la clé Allen, séparez la plaque sternale et enlevez les dispositifs basculants et les rondelles, laissant les axes de couleur noire accessibles.
- 3-Retirez ces axes et changez-les de position : plus éloignés, on obtient moins de mobilité de la plaque et par conséquent plus de stabilité. Plus proches, on obtient plus de mobilité de la plaque et par conséquent moins de stabilité. La position des dispositifs basculants doit être symétrique.
- 4-Après avoir fixé les axes noirs, adapter à nouveau les dispositifs basculants, les rondelles et la plaque sternale en fixant l'ensemble avec les vis.

Ref:J001A/J002A/J001AG. Jewett Articulé – Réglage de l'appui pectoral:

Le système de réglage situé des deux côtés de l'appui pectoral nous permet de modifier la position de l'appui pectoral afin de le positionner en fonction de la morphologie du patient.

Les 5 orifices nous permettent de modifier l'appui à intervalles de 20°. Pour cela, retirer la vis et la positionner dans l'orifice souhaité.

Ref.: J003/J004. Cadre de Jewett avec soutien suprapubien:

Le soutien suprapubien possède un système de réglage avec des vis et des trous, ce qui permettra une adaptation correcte sur le patient.

PRÉCAUTIONS

Le matériau de fabrication est inflammable.

N'exposez pas le produit à des situations qui pourraient l'enflammer. Si tel était le cas, dessaisissez-vous en rapidement et utilisez les moyens adéquats pour l'éteindre. Le matériau employé est hypoallergénique. Cependant, nous ne pouvons pas garantir à 100% qu'il ne produise pas d'allergies dans certains cas. Si tel était le cas, retirer le produit et consulter le médecin prescripteur. Au cas où vous auriez de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une chaussette en coton pour séparer la peau du contact avec le tissu. Pour petits désagréments causés par la sueur, nous vous recommandons d'utiliser une interface pour séparer la peau de tout contact avec le tissu. Si une éruption cutanée, une irritation ou une enflure de retirer le produit et consulter un médecin ou prothésiste. Contre les cicatrices ouvertes avec gonflement, rougeur et l'accumulation la chaleur.

RECOMMANDATIONS-AVERTISSEMENTS

Ces produits doivent être seulement utilisés par les personnes qui figurent sur la prescription médicale. Ils ne doivent pas être utilisés par des personnes étrangères à cette prescription. Lorsque vous n'utilisez pas le produit, gardez-le dans son emballage d'origine. Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.


L'utilisation des orthèses dépend des recommandations du médecin prescripteur, donc elles ne doivent pas être utilisées à des fins différentes de celles qui sont prescrites. Pour valider la garantie, l'établissement expéditeur doit remplir la feuille d'instruction présente.

FABRICATION-CARACTÉRISTIQUES

Les matériaux employés dans la fabrication ont été testés et homologués dans toutes leurs caractéristiques et remplissent les conditions Européennes de qualité exigées. Tous les produits mentionnés sont fabriqués avec des matériaux de première qualité et offrent un confort et une qualité d'utilisation exceptionnels. Tous les produits offrent un maintien, une stabilité et une compression pour un traitement optimal des pathologies pour lesquelles ils ont été créés.

RECOMMANDATIONS DE CONSERVATION ET LAVAGE

Attachez les velcros entre eux (dans les orthèses qui en contiennent) et lavez régulièrement à la main à l'eau chaude et avec un savon neutre. Pour sécher l'orthèse, utilisez une serviette sèche pour absorber le maximum d'humidité et laissez-la sécher à température ambiante. Ne les étendez pas, ne les repassez pas et ne les exposez pas à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, n'utilisez pas d'alcools, de pommades ou de liquides dissolvants. Si l'orthèse n'est pas bien essorée, les résidus de lessive peuvent irriter la peau et détériorer le produit.

**GARANTIES**

ORLIMAN, S.L.U. garantit tous ses produits à condition qu'ils n'aient pas été manipulés ni altérés dans leur configuration d'origine. Il ne garantit pas les produits qui, à cause d'un mauvais usage, de déficiences ou de cassures de n'importe quel genre, voient leurs caractéristiques altérées. Si vous observez une quelconque déficience ou anomalie, communiquez-le immédiatement à votre revendeur pour procéder à son changement.

ORLIMAN, S.L.U. vous remercie de votre choix et vous souhaite une rapide amélioration.

Deutsch

GEBRAUCHS-UND PFLEGEANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank dafür, dass Sie einem Orliman-Produkt Ihr Vertrauen schenken. Sie haben ein medizinisch hochwertiges Qualitätsprodukt erworben. Bitte wenden Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Ihr Orthopädie-Fachgeschäft oder an unseren Kundendienst. Orliman dankt Ihnen für Ihre Wahl und wünscht Ihnen baldige Besserung.

VORSCHRIFTEN

Diese Produkte entsprechen der Europäischen Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Anhand einer Risikoanalyse (UNE EN ISO 14971) wurden sämtliche vorhandenen Risiken minimiert. Es wurden die Prüfungen im Einklang mit den europäischen Prothesen- und Orthosenvorschriften UNE-EN ISO 22523 durchgeführt.

INDIKATIONEN

- Quetschbrüche.
- Wirbelschmerzen aufgrund von Sekundärmetastasen.
- Spondylarthrose mit oder ohne Verbindung zu einer Gelenksklerose.
- Lumbalgie, Lumbago-Ischialgie und chronische Dorsalgie.
- Mittelfristige Ruhigstellung nach einer Bandscheibenoperation.
- Stabile Wirbelbrüche der unteren Brustwirbelsäule und der Lendenwirbelsäule.
- Vorübergehende orthetische Behandlung nach Bruchchirurgie der instabilen Wirbelkörper.
- Ständige orthetische Behandlung nach der Operation von Tumoren und Metastasen der Wirbelkörper.
- Behandlung nach Operation der Wirbelsäule aufgrund von Dekompression mit oder ohne interner Fixierung.

ANZIEHANLEITUNG

DAS PRODUKT MUSS VON IHREM ORTHOPÄDIETECHNIKER ODER ARZT ANGEPASST WERDEN.

Um die beste therapeutische Wirksamkeit bei den verschiedenen Pathologien zu erzielen und die Nutzungsdauer des Produkts zu verlängern, ist die richtige Auswahl der für den jeweiligen Patienten oder Benutzer geeignetsten Größe von grundlegender Bedeutung (auf der Verpackung ist zur Orientierung eine Größentabelle mit den Entsprechungen in Zentimetern angegeben). Da übermäßiger Druck zu Unverträglichkeit führen kann, empfehlen wir eine optimale Druckeinstellung.

Beim Anlegen sind folgende Punkte zu beachten:

- Wählen Sie die richtige Größe entsprechend der Maßtabelle.
- Stellen Sie das Korsett anhand der Innensechskantschrauben sowohl der Höhe als auch der Breite nach ein. (A-B)
- Passen Sie die Orthese anhand des Nylonbandes (C) an den Patienten an. Führen Sie danach den Kunststoffstift auf der rechten Seite des Patienten ein (D). Drücken Sie dann die Blockierklemme auf der linken Seite des Patienten nach vorne, bis sie eingerastet ist (E-F).
- Die Orthese muss dem Patienten das Sitzen ermöglichen, ohne dass die Muskeln durch das Beckenband komprimiert werden und ohne dass der obere Rand über das Brustbein ragt.(G)

*DAS BECKENBAND verfügt über 2 Optionen:

- 1-"MOBILES" Beckenband (wie ursprünglich geliefert).
- 2-"FIXES" Beckenband, ohne jegliche Mobilität: Hierfür muss Bauchplatte anhand der Schrauben befestigt werden, welche beidseitig in die Löcher am Flansch neben dem Bauchplattengelenk gesteckt werden.

Ref.: J001G/J001AG. Jewett-Korsett mit dreidimensionaler Brustbeinanpassung:

A- Höheneinstellung der Brustbeinstütze: Sie können diese Stütze in zwei verschiedenen Positionen anlegen. In der Originalverpackung befindet sie sich in der niedrigsten Position. Um diese Höhe zu erhöhen:

- 1-Den Schutz aus Schaumstoff entfernen, um auf die Schrauben zugreifen zu können, die die Brustbeinplatte mit den Rahmenbügeln verbinden.
- 2-Diese Schrauben mit dem Inbusschlüssel abschrauben und die Position der Platte umdrehen, wobei der Mikrohaken zur Brust ausgerichtet bleiben soll.
- 3-Die Brustbeinplatte mithilfe der Schrauben wieder an den Rahmenbügeln befestigen.

B- Einstellung der Position der Brustbeinstütze: Die Position der Brustbeinplatte können Sie durch Verschieben ihrer horizontalen Schlitz ändern. Dafür:

- 1-Den Schutz aus Schaumstoff entfernen, um auf die Schrauben zugreifen zu können, die die Brustbeinplatte mit den Rahmenbügeln verbinden.
- 2-Diese Schrauben mit dem Inbusschlüssel lösen und die Brustbeinplatte bis zur gewünschten Position verschieben.
- 3-Die Schrauben wieder befestigen.

C- Einstellung der Stabilität des Brustbeinstücks: Sie können die Seitenstabilität dieser Platte erhöhen oder verringern, indem Sie den Abstand zwischen den Rahmenbügeln ändern. Dafür:

- 1-Den Schutz aus Schaumstoff entfernen, um auf die Schrauben zugreifen zu können, die die Brustbeinplatte mit den Rahmenbügeln verbinden.
- 2-Diese Schrauben mit dem Inbusschlüssel entfernen, die Brustbeinplatte trennen und die Rahmenbügel und die Unterlegscheiben entnehmen, sodass die schwarzen Achsen zugänglich sind.
- 3-Diese Achsen entfernen und die Position ändern: je weiter entfernt sie sind, desto weniger Mobilität erhält die Platte und somit eine größere Stabilität. Je näher sie sind, desto mehr Mobilität erhält die Platte und somit eine geringere Stabilität. Die Position der Rahmenbügel muss symmetrisch sein.
- 4-Nachdem die schwarzen Achsen befestigt sind, wieder die Rahmenbügel, die Unterlegscheiben und die Brustbeinplatte anpassen und die ganze Gruppe mit den Schrauben befestigen.

Ref.: J001A/J002A/J001AG. Gelenk-Regulierung der pektoralen Stütze Jewett:

Das Regulierungssystem auf beiden Seiten der pektoralen Stütze ermöglicht uns, die Position der pektoralen Stütze entsprechend der Morphologie des Patienten zu variieren. Die 5 Öffnungen ermöglichen uns eine Variierung der Stütze in Stufen von jeweils 20°. Entfernen Sie hierfür die Schraube und positionieren Sie sie in der gewünschten Öffnung.

Ref.: J003/J004. Jewett-korsett mit suprapubischer stütze:

Die suprapubische Stütze verfügt über ein Reguliersystem mit Schrauben und Schrauböffnungen, wodurch eine korrekte Anpassung an den Patienten möglich ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Das Material der Orthese ist entflammbar.

Die Produkte nicht in Situationen bringen, durch die sie entzündet werden können. Sollte dies geschehen, die Produkte schnellstens ablegen und mit geeigneten Mitteln löschen. Das verwendete Material ist zwar hypoallergen, allerdings können Allergien in bestimmten Fällen nie ganz ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall das Produkt abnehmen und den verschreibenden Arzt aufsuchen. Sollte die Orthese aufgrund der Schweißbildung unbequem sein, empfehlen wir die Verwendung eines Baumwollstrumpfs, damit die Haut nicht direkt mit dem Gewebe in Berührung kommt. Für kleine Unannehmlichkeiten, die durch Schweiß verursacht, empfehlen wir die Verwendung einer Schnittstelle, die Haut vor Kontakt mit dem Gewebe zu trennen. Wenn Hautausschlag, Reizungen oder Schwellungen um ein Produkt zu entfernen und einen Arzt aufsuchen oder Orthopädietechniker. Kontraindiziert bei offenen Wunden mit Schwellung, Rötung und Akkumulation Wärme.

EMPFEHLUNGEN-WARNHINWEISE


Die bei der Herstellung verwendeten Materialien wurden mit sämtlichen Merkmalen getestet und amtlich zugelassen und erfüllen die geforderten europäischen Qualitätsstandards. Sämtliche genannten Produkte sind aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt und bieten höchsten Komfort und Qualität im Gebrauch. Alle Produkte bieten Festigkeit, Stabilität und Kompression für die optimale Behandlung der Pathologien, für die sie entwickelt wurden.

HERSTELLUNG-MERKMALE

Die bei der Herstellung verwendeten Materialien wurden mit sämtlichen Merkmalen getestet und amtlich zugelassen und erfüllen die geforderten europäischen Qualitätsstandards. Sämtliche genannten Produkte sind aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt und bieten höchsten Komfort und Qualität im Gebrauch. Alle Produkte bieten Festigkeit, Stabilität und Kompression für die optimale Behandlung der Pathologien, für die sie entwickelt wurden.

HINWEISE ZUR PFLEGE UND REINIGUNG

Die Klettverschlüsse (sofern vorhanden) schließen, das Produkt regelmäßig mit der Hand mit lauwarmem Wasser und neutralem Waschmittel waschen. Mit einem trockenen Handtuch die Nässe so gut wie möglich aufsaugen und die Orthese dann bei Raumtemperatur trocknen lassen. Nicht aufhängen, nicht bügeln und keinen direkten Wärmequellen wie Heizöfen, Heizlüftern, Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, usw. aussetzen. Beim Gebrauch oder bei der Reinigung weder Alkohol noch Salben oder Lösungsmittel verwenden. Das Wasser muss sorgfältig von der Orthese abgesaugt werden, da Waschmittelreste die Haut reizen und das Produkt schädigen können.



GARANTIE

ORLIMAN, S.L.U. gewährt Garantie auf ihre sämtlichen Produkte, so lange deren ursprüngliche Gestaltung weder verändert noch beschädigt wurde. Für Produkte, deren Merkmale wegen unangemessenen Gebrauchs oder aufgrund von Mängeln oder Rissen verändert sind, wird keine Garantie geleistet. Sollten Sie Mängel oder Anomalien feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihr Fachgeschäft, um das Produkt umzutauschen. ORLIMAN, S.L.U. dankt Ihnen für Ihre Wahl und wünscht Ihnen baldige Besserung.

Portugués**INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Estimado Cliente,

Gostaríamos de lhe agradecer a confiança demonstrada ao adquirir o produto Orliman. Acaba de adquirir um produto de qualidade e de alto nível medicinal.

Por favor, leia atentamente as instruções apresentadas. Em caso de dúvida, contacte com o seu médico, ortopédico especialista ou com o nosso departamento de atendimento ao cliente. Orliman agradece-lhe a sua eleição e deseja-lhe rápidas melhoras.

NORMATIVA

Estes produtos encontram-se em conformidade com a Directiva Europeia de Produtos Sanitários 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Foi igualmente realizada uma Análise de Risco (UNE EN ISO 14971) minimizando deste modo os riscos existentes. Em conformidade com o estipulado na normativa europeia UNE-EN ISO 22523 para Próteses e Ortéses, foram igualmente realizados os respectivos ensaios.

INDICAÇÕES

- Fraturas de compressão.
- Dores vertebrais causadas por metástases secundárias.
- Espondiloartrose associada ou não a uma esclerose artrósica.
- Lombalgias, lombociáticas e dorsalgias crónicas.
- Imobilização parcial após cirurgia de disco intervertebral.
- Fraturas vertebrais estáveis da coluna dorsal baixa e da coluna lombar.
- Imobilização parcial após cirurgia de disco intervertebral.
- Cuidado ortésico temporário após cirurgia de fraturas dos corpos vertebrais instáveis.
- Cuidado ortésico permanente após cirurgia de tumores e metástases dos corpos vertebrais.
- Cuidados pós-cirúrgicos após cirurgia da coluna por descompressão, com ou sem fixação interna.

INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO**O PRODUTO DEVE SER APLICADO POR UM TÉCNICO ORTOPÉDICO OU MÉDICO.**

Para obter o maior grau de eficácia terapêutica nas diferentes patologias, e prolongar a vida útil do produto, é de fundamental importância a correcta selecção do tamanho que melhor se adapta a cada doente ou utilizador (na embalagem poderá encontrar um quadro guia de tamanhos e correspondentes equivalências em centímetros) Uma compressão excessiva pode provocar intolerância sendo por isso aconselhável regular a compressão para obter um óptimo grau de compressão.

Para colocar este produto os aspectos abaixo indicados devem ser observados:

Selecione o tamanho correcto segundo a tabela de medidas.

Ajuste o colete mediante o sistema de parafusos allen tanto em altura como em largura (A-B)

Ajuste a ortótese ao paciente com a correia de nylon(C)

A seguir, introduza o passador de plástico pelo lado direito do paciente (D). Por último, puxe para a frente a mola de bloqueio localizada no lado esquerdo do paciente, até esta ficar bloqueada (E-F)

A ortótese deverá permitir a correcta sedestação do paciente sem comprimir as coxas pela banda pélvica e sem ultrapassar o esterno pela sua parte superior (G).

***A BANDA PÉLVICA basculante apresenta 2 possibilidades:**

1-Banda pélvica basculante com "MOBILIDADE" (tal como embalado).

2-Banda pélvica basculante "FIXA", sem qualquer tipo de mobilidade: neste caso teremos de fixar a placa com os parafusos, introduzindo-os nos orifícios localizados na saliência junto à articulação da placa em ambos os lados.

Ref.: J001G/J001AG. Colete de Jewett com adaptação esternal tridimensional:

A- Regulação em altura do apoio esternal: É possível colocar este apoio em duas posições diferentes. Vem embalado de fábrica na posição inferior. Para aumentar esta altura:

- 1-Retire a proteção esponjosa para aceder aos parafusos que ligam a placa esternal aos elementos basculantes.
- 2-Retire estes parafusos com uma chave Allen e inverta a posição da placa, mantendo o velcro direccionado para o peito.
- 3-Volte a prender com os parafusos a placa esternal aos elementos basculantes.

B- Regulação da posição do apoio esternal: É possível alterar a posição da placa esternal movendo-a pelas ranhuras horizontais. Para isso:

- 1-Retire a proteção esponjosa para aceder aos parafusos que ligam a placa esternal aos elementos basculantes.
- 2-Desaperte estes parafusos com a chave Allen e mova a placa esternal para a posição pretendida.
- 3-Volte a apertar os parafusos.

C- Regulação da estabilidade da peça esternal: É possível aumentar ou diminuir a estabilidade lateral da placa alterando a distância entre os elementos basculantes. Para isso:

- 1-Retire a proteção esponjosa para aceder aos parafusos que ligam a placa esternal aos elementos basculantes.
- 2-Retire os parafusos com a chave Allen, separe a placa esternal e retire os elementos basculantes e anilhas, deixando acessíveis os eixos negros.
- 3-Retire estes eixos e modifique a respetiva posição: mais afastados para menos mobilidade da placa e, portanto, mais estabilidade; mais próximos para mais mobilidade da placa e, portanto, menos estabilidade. A posição dos elementos basculantes deverá ser simétrica.
- 4-Depois de fixar os eixos negros, volte a ajustar os elementos basculantes, as anilhas e a placa esternal, fixando o conjunto com os parafusos.

Ref.: J001A/J002A/J001AG. Jewett Articulado – Regulação do apoio peitoral:

O sistema de regulação situado a ambos os lados do apoio peitoral permite-nos variar a posição do apoio peitoral com a finalidade de o posicionar de acordo com a morfologia do paciente.

Os 5 orifícios permitem-nos variar o apoio de 20 em 20°; para tal, retire o parafuso e coloque-o no orifício desejado.

Ref.: J003/J004. Colete de Jewett com apoio supra-púbico:

O apoio supra-púbico, possui um sistema de ajuste através de parafusos e orifícios roscados, que permite a correcta adaptação ao paciente.

PRECAUÇÕES

O material de construção é inflamável.

Não exponha os produtos a situações que possam produzir a ignição. Caso assim seja desfaça-se imediatamente dos mesmos e utilize os meios adequados para apagar o fogo. O material utilizado é hipoalergénico, no entanto não se pode garantir a 100% que em determinados casos estes não provoquem alergias. Nesse caso retire o produto e consulte com o médico que o receitou. No caso do suor provocar um ligeiro mau estar, recomenda-se o uso de uma meia de algodão para separar a pele do contacto com o tecido. Para pequeno inconveniente causado pelo suor, recomendamos o uso de uma interface para separar a pele do contacto com o tecido. Se o prurido, irritação ou inchaço para remover o produto e consultar um médico ou protesista. Contra-indicado em cicatrizes abertas com inchaço, vermelhidão e acúmulo de calor.

RECOMENDAÇÕES – ADVERTÊNCIAS

Estes produtos somente podem ser utilizados pelas pessoas cujo nome é indicado na receita médica. Estes não devem ser utilizados por pessoas que não possuam receita médica. Quando não estiver a usar o produto, coloque-o na sua embalagem original. Ao deitar fora a embalagem e o produto, cumpra estritamente com as normas legais da sua comunidade.

As ortóteses devem apenas ser utilizadas com receita médica, portanto não devem ter outras finalidades a não ser as finalidades para as quais foram prescritas. Para validade da garantia, o estabelecimento que lhe vendeu o produto deve preencher a folha de instruções proporcionada.


FABRICO-CARACTERÍSTICAS

Os materiais utilizados no fabrico destes produtos foram testados e homologados em todas as suas características. Estes cumprem igualmente com os requisitos Europeus de qualidade exigidos.

Todos os produtos indicados foram fabricados com materiais de primeira qualidade e oferecem um inigualável conforto e qualidade de uso. Todos os produtos oferecem uma contenção, estabilidade e compressão requeridas para o tratamento óptimo das patologias para as quais foram concebidos.

RECOMENDAÇÕES DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM

Unir os fechos velcro entre si (para ortóteses que os incorporem) e lavar periodicamente à mão com água morna e sabão neutro. Para secar as ortóteses utilize uma toalha seca para absorver o máximo de humidade e deixe-as secar à temperatura ambiente. Não as pendure, não as passe a ferro, nem exponha as mesmas a fontes de calor directo, tais como qualquer tipo de aquecedores, radiadores, exposição directa ao sol, etc. Ao usar ou limpar as mesmas, não utilize álcool, pomadas ou líquidos dissolventes. Se a ortótese não estiver bem enxaguada, os resíduos do detergente podem irritar a pele e provocar a deterioração do produto.

**GARANTIAS**

ORLIMAN, S.L.U. garante todos os seus produtos, sempre e quando não tenha sido manipulada nem alterada a sua configuração original. Não se encontram garantidos os produtos que devido a uma má utilização, deficiência ou ruptura de qualquer tipo, as suas características tenham sido alteradas. No caso de detectar qualquer deficiência ou anomalia, informe imediatamente o estabelecimento que lhe vendeu o produto para que este seja trocado.

ORLIMAN, S.L.U. agradece-lhe a sua eleição e deseja-lhe rápidas melhoras.

Italiano**ISTRUZIONI PER L'USO E PER LA CONSERVAZIONE**

Gentile cliente,

Grazie per la fiducia che ha riposto in un prodotto Orliman. Ha acquistato un prodotto di qualità e di alto livello medicale. Si prega di leggere attentamente le istruzioni. In caso di dubbio, mettersi in contatto con il proprio medico, con il tecnico ortopedico specializzato o con il nostro ufficio di Assistenza al Cliente. Orliman la ringrazia per aver fatto questa scelta e le augura un pronto ristabilimento.

NORMATIVA

Questi prodotti sono conformi alla Direttiva Europea sui Prodotti Sanitari 93/42/CEE (RD. 1591/2009). È stata effettuata un'analisi dei rischi (UNE EN ISO 14971) minimizzando tutti i rischi esistenti. I test sono stati effettuati in conformità alla normativa europea UNE-EN ISO 22523 su Protesi e Ortesi.

INDICAZIONI

- Fratture da schiacciamento.
- Dolori vertebrali a causa di metastasi secondarie.
- Spondilartrosi associata o meno a una sclerosi artrosica.
- Lombalgie, lombosciatalgie e dorsalgie croniche.
- Immobilizzazione a medio termine dopo un intervento chirurgico sul disco intervertebrale.
- Fratture vertebrali stabili della colonna dorsale bassa e della colonna lombare.
- Immobilizzazione a medio termine dopo un intervento chirurgico sul disco intervertebrale.
- Trattamento ortesico temporaneo dopo un intervento chirurgico sulla fratture dei corpi vertebrali instabili.
- Trattamento ortesico permanente dopo un intervento chirurgico su tumori e metastasi dei corpi vertebrali.
- Trattamenti post-chirurgici dopo un intervento chirurgico sulla colonna vertebrale con decompressione, con o senza fissaggio interno.

ISTRUZIONI PER L'USO**IL PRODOTTO DEVE ESSERE ADATTATO DAL PROPRIO TECNICO ORTOPEDICO O DAL MEDICO.**

Per ottenere il maggior grado di efficacia terapeutica con le varie patologie e per prolungare la vita utile del prodotto, è fondamentale scegliere correttamente la misura più adatta ad ogni paziente o utente (sulla confezione è riportata una tabella orientativa delle misure con le equivalenze in centimetri). Una compressione eccessiva può provocare intolleranza pertanto si consiglia di regolare la compressione fino a raggiungere il livello ottimale.

Per il corretto uso, rispettare le seguenti indicazioni:

Selezionare la misura giusta consultando la relativa tabella.

Regolare il busto tramite il sistema di viti a brugola, sia in altezza sia in larghezza (A-B).

Adattare l'ortesi al paziente tramite la cinghia di nylon (C).

Inserire quindi lo spinotto di plastica sul lato destro del paziente (D). Infine spingere in avanti la pinza di bloccaggio situata sul lato sinistro del paziente, fino a bloccarla completamente (E-F).

L'ortesi deve consentire al paziente la corretta stazione seduta senza comprimere le cosce grazie alla banda pelvica e senza superare lo sterno dal bordo superiore (G).

***LA FASCIA PELVICA basculante presenta 2 possibilità:**

1-Fascia pelvica basculante "MOBILE" (così com'è nella confezione originale).

2-Fascia pelvica basculante "FISSA", senza alcun tipo di mobilità.

In questo caso occorre fissare la piastra con le viti, inserendo le viti nei fori presenti accanto allo snodo della piastra, su entrambi i lati.

Ref.: J001G/J001AG Corsetto di Jewett con regolazione sternale tridimensionale:

A- Regolazione dell'altezza del supporto sternale: Questo supporto può essere collocato in due posizioni differenti. In origine viene fornito con la posizione più bassa. Per aumentare l'altezza:

- 1-Rimuovere la protezione in tessuto schiumato per accedere alle viti che collegano la placca sternale ai basculanti.
- 2-Estrarre le viti usando la chiave a brugola e invertire la posizione della placca mantenendo il microgancio diretto verso il petto.
- 3-Rimontare la placca sternale ai basculanti con le viti.

B- Regolazione della posizione del supporto sternale: Si può cambiare la posizione della placca sternale spostandola dai suoi intagli orizzontali. A tal fine:

- 1-Rimuovere la protezione in tessuto schiumato per accedere alle viti che collegano la placca sternale ai basculanti.
- 2-Allentare le viti utilizzando la chiave a brugola e spostare la placca sternale nella posizione desiderata.
- 3-Rimontare le viti.

C- Regolazione della stabilità del supporto sternale: Si può aumentare o diminuire la stabilità laterale della placca modificando la distanza tra i basculanti. A tal fine:

- 1-Rimuovere la protezione in tessuto schiumato per accedere alle viti che collegano la placca sternale ai basculanti.
- 2-Togliere le viti utilizzando la chiave a brugola, separare la placca sternale e rimuovere i basculanti e le rondelle, lasciando accessibili gli assi di colore nero.
- 3-Rimuovere gli assi e cambiarne la posizione: se sono più distanti si ha una minor mobilità della placca e quindi maggior stabilità. Se sono più vicini si ha una maggior mobilità della placca e quindi una minor stabilità. La posizione dei basculanti deve essere simmetrica.
- 4-Dopo aver montato gli assi di colore nero, regolare di nuovo i basculanti, le rondelle e la placca sternale fissandoli con le viti.

Ref.: J001A/J002A/J001AG. Jewett Articolato-Regolazione dell'appoggio pettorale:

Il sistema di regolazione situato su entrambi i lati dell'appoggio pettorale consente di variare la posizione dell'appoggio pettorale al fine di collocarlo in base alla morfologia del paziente.

I 5 fori consentono di variare l'appoggio di 20° in 20°, per fare ciò rimuovere la vite e collocarla nel foro desiderato.

Ref.: J003/J004. Corsetto di Jewett con sostegno pubico:

Il sostegno soprapubico dispone di un sistema di regolazione mediante viti e fori filettati che ne consentono il perfetto adattamento al paziente.

PRECAUZIONI

Il materiale impiegato è infiammabile.

Non esporre il prodotto a condizioni che ne potrebbero provocare la combustione. In tal caso, rimuoverlo al più presto ed usare i mezzi adatti per l'estinzione. Il materiale impiegato è ipoallergenico, tuttavia non possiamo garantire al 100% che in determinati casi non si possano verificare allergie: in tal caso, rimuovere il prodotto e rivolgersi al medico prescrittore. Per piccolo inconveniente causato dal sudore, si consiglia di utilizzare una interfaccia per separare la cute dal contatto con il tessuto. Se eruzioni cutanee, gonfiore o irritazione per rimuovere il prodotto e consultare un medico o protesista. Controindicato in cicatrici aperte con gonfiore, arrossamento e l'accumulo di calore.

RACCOMANDAZIONI-AVVERTENZE

Questi prodotti devono essere utilizzati solo dalle persone riportate sulla prescrizione medica. Non devono essere utilizzati da persone estranee a tale prescrizione. Dopo l'uso, riporre il prodotto nella relativa confezione originale. Per lo smaltimento della confezione e del prodotto, rispettare le norme vigenti in materia.

L'uso delle ortesi è condizionato dalle raccomandazioni del medico prescrittore, quindi non devono essere usate per scopi diversi da quelli prescritti. Per la validità della garanzia, il rivenditore deve compilare e timbrare il coupon allegato a questo foglio di istruzioni.

PRODUZIONE-CARATTERISTICHE


Tutti i materiali impiegati per la produzione sono stati testati ed omologati e le loro caratteristiche sono conformi ai requisiti europei di qualità applicabili.

Tutti i prodotti sono elaborati con materiali di prima qualità ed offrono un comfort ed una qualità d'uso insuperabili. Tutti i prodotti offrono contenimento, stabilità e compressione per il trattamento ottimale delle patologie per le quali sono stati progettati.

CONSIGLI PER LA CONSERVAZIONE E IL LAVAGGIO

Fare aderire le chiusure in velcro tra di loro (se presenti sull'ortesi) e lavare periodicamente a mano con acqua tiepida e sapone neutro. Per l'asciugatura dell'ortesi, avvolgerla in un asciugamano asciutto per fare assorbire la massima umidità e quindi lasciare asciugare a temperatura ambiente. Non stendere, né stirare e non esporre l'ortesi a fonti di calore dirette, quali stufe, radiatori di qualunque tipo ed evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole, ecc.

Durante l'uso o la pulizia, non usare alcool, pomate o solventi liquidi. Se non si risciacqua bene l'ortesi, le tracce di detergente possono irritare la pelle e danneggiare il prodotto.

**GARANZIE**

ORLIMAN, S.L.U. garantisce tutti i propri prodotti, purché non ne sia stata modificata né alterata la configurazione originale. Non garantisce i prodotti le cui caratteristiche siano state alterate a causa di un uso errato, deficienze o rotture di qualsiasi tipo. Se si riscontrasse qualche difetto o anomalia, si prega di comunicarlo immediatamente al rivenditore per cambiare il prodotto.

ORLIMAN, S.L.U. la ringrazia per aver fatto questa scelta e le augura un pronto ristabilimento.

Polski

INSTRUKCJA UŻYWANIA I KONSERWACJI

Drogi użytkowniku

Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyłeś firmę Orliman, zakupując jeden z naszych wysokiej klasy produktów medycznych. Prosimy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce. W przypadku wątpliwości lub pojawienia się problemów, należy skontaktować się ze swoim lekarzem lub ze sprzedawcą.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Niniejsze produkty są zgodne z Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych (Dekret Królewski 1591/2009). Przeprowadzona została analiza dotycząca ryzyka (UNE-EN ISO 14971) minimalizując wszelkie istniejące ryzyka związane z produktem. Przeprowadzone zostały próby zgodnie z regulacją europejską UNE-EN ISO 22523 dotyczące Protez i Ortez.

ZASTOSOWANIE

- Złamania przez zmiążdżenie.
- Bóle kregostupa spowodowane przerzutem wtórnym.
- Zwyródnienie kregostupa związane lub nie z miążdżyczą artrozy.
- Lumbago, lumbosciatica, chroniczny ból pleców.
- Częściowe unieruchomienie po operacji dysku kregostupa.
- Pęknięcie kręgu dolnej i lędźwiowej części kregostupa.
- Pielęgnacja stała przy zastosowaniu gorsetu po operacji guzów i przerzutów ciał kregostupa.
- Pielęgnacja pooperacyjna po interwencji związanej z dekompresją kregostupa z lub bez stabilizacji wewnętrznej.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UMOĆWIENIA**PRODUKT POWINIEN BYĆ DOPASOWANY PRZEZ PAŃSTWA ORTOPEDĘ LUB LEKARZA.**

Fundamentalnym elementem osiągnięcia najwyższego stopnia skuteczności terapeutycznej w zależności od dolegliwości oraz przedłużenia żywotności produktu, jest właściwy dobór rozmiaru przez pacjenta lub użytkownika (w opakowaniu znajdziecie państwo tabelę orientacyjną rozmiarów i równowartości w centymetrach, w przypadku niektórych rodzajów materiałów istnieje tylko jeden uniwersalny rozmiar). Za duży ucisk może spowodować utrudnienia mięśniowe, w związku z czym radzimy regulować ucisk aż do otrzymania optymalnego stopnia.

W celu umocowania należy mieć na względzie następujące elementy:

Wybierz właściwy rozmiar zgodnie z tabelą rozmiarów.
Reguluj mocowanie za pomocą zespołu śrub w celu regulacji wysokości oraz szerokości (A-B). Dopasuj gorset do pacjenta za pomocą nylonowego pasa (C). Następnie przelóż plastikową klamrę na prawą stronę pacjenta (D). Na koniec przesunąć do przodu kleszcze blokujące umocowane po lewej stronie pacjenta, aż się zablokuje (E-F). Gorset powinien umożliwić pacjentowi prawidłowe siadanie bez ściskania mięśni na wysokości pasa biodrowego i bez przekroczenia części górnej klatki piersiowej.(G)

***TAŚMA BIODROWA MOŻE BYĆ ZAMOCOWANA NA DWA SPOSOBY:**

- 1-Taśma biodrowa ruchoma (standardowo dostarczona w opakowaniu).
- 2-Taśma biodrowa nieruchoma: W tym celu powinniśmy umocować płytę za pomocą śrub, umieszczając je w otworach znajdujących się w mocowaniu obok zawiasu po obu stronach.

Ref.: J001G/J001AG. Gorset Jevetta z trójwymiarowym ustawieniem podparcia mostkowego:

A- Regulacja wysokości podparcia mostkowego: przewidziano możliwość jego ustawienia w dwóch różnych pozycjach. W oryginalnym opakowaniu znajduje się ono w dolnej pozycji. Aby ustawić podparcie wyżej, należy:

- 1-Usunąć wyściółkę piankową umożliwiającą dostęp do śrub łączących pelotę mostkową z elementami wahadłowym.
- 2-Odkręcić śruby za pomocą klucza imbusowego i odpowiednio zmienić pozycję peloty. Zapięcie micro-velcro powinno być przy tym skierowane w stronę klatki piersiowej.
- 3-Ponownie założyć śruby łączące pelotę mostkową z elementami wahadłowymi.

B- Ustawienie położenia podparcia mostkowego: istnieje możliwość zmiany pozycji peloty mostkowej poprzez jej poziome przesunięcie w podłużnych otworach. W tym celu należy:

- 1-Usunąć wyściółkę piankową umożliwiającą dostęp do śrub łączących pelotę mostkową z elementami wahadłowymi.
- 2-Poluzować śruby za pomocą klucza imbusowego i przesunąć pelotę do żądanej pozycji.
- 3-Ponownie dokręcić śruby.

C- Regulacja stabilności peloty mostkowej: przewidziano możliwość zwiększenia lub zmniejszenia bocznej stabilności peloty poprzez regulację odległości między elementami wahadłowymi. W tym celu należy:

- 1-Usunąć wyściółkę piankową umożliwiającą dostęp do śrub łączących pelotę mostkową z elementami wahadłowymi.
- 2-Odkręcić śruby za pomocą klucza imbusowego, usunąć pelotę mostkową oraz wyjąć elementy wahadłowe i podkładki, zapewniając w ten sposób dostęp do osi koloru czarnego.
- 3-Odpowiednio zmienić pozycję osi: im bardziej są one oddalone, tym mniejsza jest ruchomość peloty i, tym samym, w większym stopniu zagwarantowana jej stabilność. Natomiast ich bliższe ustawienie powoduje zwiększenie ruchomości peloty, co przekłada się na jej mniejszą stabilność. Elementy wahadłowe powinny być ustawione symetrycznie.
- 4-Po umieszczeniu osi koloru czarnego, należy ponownie założyć elementy wahadłowe, podkładki i pelotę mostkową, a następnie połączyć całość za pomocą śrub.

Ref.: J001A/J002A/J001AG. Gorset Jewett przegubowy z regulacją punktu podparcia na mostku: System regulacji, usytuowany po obu stronach punktu podparcia na mostku, umożliwia zmianę jego pozycji w celu dopasowania go do anatomii pacjenta.

Wyposażony został w 5 otworów pozwalających na ustawienie kąta nachylenia podparcia w odstępach 20°. W tym celu należy odkręcić śrubę z danej pozycji i przelóż ją do odpowiedniego otworu.

Ref.: J003/J004. Gorset Jewett z oparciem nadłonowym:

Oparcie nadłonowe, posiada system regulacji za pomocą śrub i gwintowanych otworów, co pozwala pacjentowi na prawidłowe ich dopasowanie.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Materiał konstrukcyjny jest łatwopalny.

Nie poddawać produktów sytuacjom w których mogłyby ulec podpaleniu. W takim wypadku należy natychmiast zdjąć produkt i użyć odpowiednich środków w celu jego ugaszenia. Zastosowane materiały są hipoalergiczne, niemniej jednak nie możemy zagwarantować w 100%, że w konkretnych wypadkach mogą występować alergie, w takim przypadku, należy odstawić produkt i skontaktować się z lekarzem który go przepisał. W przypadku małych delegliwości spowodowanych poceniem się, zalecamy zastosowanie materiału, który oddzieli skórę od materiału. W przypadku zadrapań, podrażnienia lub opuchlizny odstawić produkt i skontaktować się z lekarzem lub ortopedą. Niezalecany w przypadku opuchniętych otwartych ran, zacerwienia i akumulacji ciepła.

ZALECENIA – PRZECIWWSKAZANIA

Niniejsze produkty powinny być używane przez osoby, którym zostały przepisane na podstawie recepty lekarskiej. Nie powinny być używane przez osoby nie wyszczególnione w tej receptce. Produkt nie używany należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zużycia opakowania i produktu, postępuj zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Używanie gorsetu jest poddane zaleceniom lekarza, który go przepisał, dlatego nie powinien być używany do innych celów niż te przepisane. Warnkiem ważności gwarancji jest, aby podmiot ją wydający postępował zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.


PRODUKCJA – CHARAKTERYSTYKA

Materiały zastosowane do budowy zostały poddane testom i homologowane i spełniają wszelkie europejskie wymogi jakościowe.

Wszystkie produkty są produkowane z wysokiej jakości materiałów i oferują niepowtarzalny komfort i jakość używania. Wszystkie produkty oferują pełną kontrolę, stabilność i zastosowanie dla optymalnego leczenia dolegliwości dla których zostały zaprojektowane.

ZALECENIA ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ I CZYSZCZENIEM

Zlepić ze sobą rzepy (w wypadku gdy produkt je posiada), prać okresowo przy użyciu irchy i neutralnego mydła. Aby wysuszyć gorset, należy użyć suchego ręcznika w celu zaabsorbowania jak największej ilości wody i pozostawić do wysuszenia w temperaturze pokojowej. Nie wieszaj ich wieszak ani prasować i wystawiać na bezpośrednie źródła ciepła takie jak piecyki, grzejniki, kaloryfery, słońce etc. W czasie używania lub czyszczenia, nie należy używać alkoholu, maści ani rozpuszczalników. Jeżeli gorset nie jest wystarczająco oplotkany, resztki produktu czyszczącego mogą podrażnić skórę i uszkodzić produkt. Nie należy mieć na sobie gorsetu w czasie kąpieli, prysznica etc. W celu większej wygody i higieny rekomendujemy użycie bawełnianej bielizny pod gorsetem.

**GWARANCJA**

ORLIMAN, S.L.U. gwarantuje jakość wszystkich swoich produktów, pod warunkiem, że te nie były manipulowane ani zmienione względem swojej pierwotnej budowy. Nie podlegają gwarancji te produkty, których właściwości zostały zmienione w wyniku niewłaściwego zastosowania, braków lub jakiegokolwiek wad. W przypadku zauważenia jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości, należy bezzwłocznie powiadomić o tym podmiot wydający gwarancję w celu wymiany. ORLIMAN, S.L.U. jest wdzięczny za państwa wybór i życzy szybkiego powrotu do zdrowia.

Nederlands

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN HET BEHOUD

Geachte klant,

Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen in een Orliman product. U heeft een kwaliteitsproduct van hoogwaardig niveau aangeschaft. Wij verzoeken u om de instructies aandachtig door te lezen. Mocht u twijfels hebben, dan kunt u contact opnemen met uw arts, uw gespecialiseerde orthopeed of met onze afdeling klantenservice. Orliman stelt uw keuze op prijs en wenst u voorspoedige beterschap.

NORMEN

Deze producten voldoen aan de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/CEE (Koninklijk Besluit 1591/2009). Er werd een risicoanalyse uitgevoerd (UNE-EN ISO 14971) waarbij alle bestaande risico's tot het minimum worden beperkt. Proeven zijn uitgevoerd conform de Europese richtlijn UNE-EN ISO 22523 met betrekking tot uitwendige arm- en beenprothesen en uitwendige orthesen.

INDICATIES

- Breuken als gevolg van verbrijzeling.
- Wervelpijnen veroorzaakt door secundaire uitzaaiingen.
- Spondylartrose al dan niet gepaard gaand met artritische sclerose.
- Lumbago, ischias en chronische rugpijn.
- Immobilisatie voor middellange termijn als gevolg van een chirurgische ingreep aan de tussenwervelschijven.
- Stabiele wervelbreuken van de onderste ruggengraat en de lendenwervelkolom.
- Tijdelijke orthopedische zorg als gevolg van een chirurgische ingreep aan breuken van de onstabiele wervellichamen.
- Permanente orthopedische zorg als gevolg van een chirurgische ingreep aan tumoren en uitzaaiingen van de wervellichamen.
- Postchirurgische zorg na een chirurgische ingreep aan de ruggengraat door decompressie met of zonder interne fixatie.

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN

HET PRODUCT MOET DOOR UW ORTHOPEDISCHE TECHNICUS OF ARTS WORDEN AANGEMETEN.

Om een zo groot mogelijke therapeutische doelmatigheid te bereiken bij de verschillende pathologieën en om de bruikbare levensduur van het product te verlengen, is het van fundamenteel belang dat voor iedere patiënt of gebruiker de meest correcte maat wordt uitgekozen (in de verpakking wordt een oriënterend overzicht bijgevoegd met de maten en gelijkwaardigheden in centimeters). Een overmatige compressie kan leiden tot onverdraagzaamheid waardoor wordt aangeraden om de compressie te reguleren voor een optimaal niveau. Bij het aanbrengen moet op de volgende aspecten worden gelet.

Bij het aanbrengen moet op de volgende aspecten worden gelet:

Selecteer de correcte maat volgens de maattabel. Stel de ruggordel zowel in de lengte als in de breedte (A-B) af met behulp van het schroevensysteem. Pas de orthese aan de patiënt aan door middel van de nylon riem (C). Voeg vervolgens de plastic pin aan de rechterkant van de patiënt (D) in. Duw tenslotte de blokkeerlem die zich aan de linkerkant van de patiënt bevindt naar voor tot deze blokkeert (E-F). De orthese dient de patiënt een correcte zittende positie mogelijk te maken zonder dat de bekkenband de dijen samendrukt en zonder dat de bovenste rand het borstbeen overschrijdt (G).

*De kantelende BEKKENBAND kan op twee manieren aangepast worden:

- 1-MOBIELE bekkenband (zoals oorspronkelijk in de verpakking geleverd).
- 2-GEFIXEERDE bekkenband, zonder enige beweeglijkheid:

Hiervoor dient de plaat vastgezet te worden door de schroeven in de gaten van de bevestigingsstrip te schuiven die zich aan beide kanten naast het plaatgewricht bevindt.

Ref.: J001G/J001AG. Jewett-brace met driedimensionale ondersteuning van het borstbeen:

A- De hoogte van de borstbeenplaat aanpassen: De borstbeenplaat kan in twee verschillende standen worden gezet. Standaard is hij in de onderste stand ingesteld. Om de hoogte aan te passen:

- 1-Verwijder het kussen zodat u de schroeven ziet die de borstbeenplaat met de steunarmen verbinden.
- 2-Draai de schroeven los met behulp van een inbussleutel en draai de borstbeenplaat om, met het klittenband naar de borstkas gericht.
- 3-Bevestig de borstbeenplaat weer op de steunarmen met behulp van de schroeven.

B- De positie van de borstbeenplaat aanpassen: De positie van de borstbeenplaat kan worden aangepast door de plaat langs de horizontale gleuven te glijden. Daartoe doet u het volgende:

- 1-Verwijder het kussen zodat u de schroeven ziet die de borstbeenplaat met de steunarmen verbinden.
- 2-Draai de schroeven los met behulp van een inbussleutel en schuif de borstbeenplaat naar de gewenste positie.
- 3-Draai de schroeven terug vast.

C- De stabiliteit van de borstbeenplaat aanpassen: De laterale stabiliteit van de borstbeenplaat kan worden verhoogd of gereduceerd door de afstand tussen de steunarmen aan te passen. Daartoe doet u het volgende:

- 1-Verwijder het kussen zodat u de schroeven ziet die de borstbeenplaat met de steunarmen verbinden.
- 2-Verwijder de schroeven met behulp van een inbussleutel, verwijder de borstbeenplaat, de steunarmen en de sluitringen, zodat de zwarte assen blootliggen.
- 3-Verwijder de assen en pas hun positie aan: hoe groter de afstand, hoe minder beweging in de borstbeenplaat en dus hoe groter de stabiliteit. En omgekeerd: hoe korter de afstand is, hoe meer beweging in de borstbeenplaat en dus hoe minder stabiel. De positie van de steunarmen moet symmetrisch zijn.
- 4-Monteer de zwarte assen, de steunarmen, de sluitringen en de borstbeenplaat opnieuw met behulp van de schroeven.

Ref.: J001A/J002A/J001AG. Jewett-korset, gescharnierd, met regeling van borststeun:

Met het regelsysteem aan beide kanten van de borststeun kan de positie van de borststeun worden aangepast aan de morfologie van de patiënt.

Dankzij de 5 openingen kan de steun worden aangepast met telkens 20°. Daarvoor verwijderd u de schroef en plaats u hem in de gewenste opening.

Ref.: J003/J004. Jewett ruggordel met ondersteuning boven de schaamstreek:

De ondersteuning boven de schaamstreek bezit een aanpassingssysteem met schroeven en schroefgaten wat een correcte aanpassing aan de patiënt mogelijk maakt.

VOORZORGSMAATREGELEN

Het fabricagemateriaal is ontvlambaar.

Stel de producten niet bloot aan situaties die tot hun ontbranding kunnen leiden. Als dit gebeurt, trek ze dan snel uit en gebruik adequate middelen om ze te doven. Hoewel het gebruikte materiaal hypoallergeen is, kunnen we niet 100% garanderen dat er zich in bepaalde gevallen geen allergieën kunnen voordoen. Als dit gebeurt, verwijder dan het product en raadpleeg de arts die het product voorgeschreven heeft. In het geval van kleine ongemakken die veroorzaakt worden door zweeten, raden we het gebruik van een interface aan om contact tussen de huid en het weefsel te voorkomen. Verwijder het product in het geval van schaafwonden, irritaties of zwellingen en raadpleeg uw arts of orthopedist. Het gebruik wordt afgeraden in het geval van open littekens met zwellingen, roodheid en warmteaccumulatie.

AANBEVELINGEN-WAARSCHUWINGEN


Deze producten mogen alleen worden gebruikt door de personen die in het medische voorschrift staan vermeld. Ze mogen niet worden gebruikt door derden die niet in verband staan met het genoemde voorschrift. Als u het product niet gebruikt, dan wordt aangeraden om het in de originele verpakking te bewaren. Bij het wegwerpen van de verpakking en het product, wordt verzocht dat u zich strikt houdt aan de wettelijke normen van uw woonomgeving. Het gebruik van de orthese is onderhevig aan de aanbevelingen van de voorschrijvende arts, en om deze reden mag dit product dan ook niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die staan voorgeschreven. Voor de geldigheid van de garantie, dient de verstreckende instantie dit instructieblad in te vullen.

VERVAARDIGING-KENMERKEN

De materialen die voor de vervaardiging zijn gebruikt, zijn getest en in al hun kenmerken gehomologeerd en voldoen aan de vereiste Europese kwaliteitsvoorwaarden. Alle genoemde producten zijn vervaardigd uit materiaal van eerste kwaliteit en bieden een onverbeterbaar comfort en gebruikskwaliteit. Alle producten bieden ondersteuning, stabiliteit en compressie voor de optimale behandeling van de pathologieën waarvoor deze zijn ontworpen.

AANBEVELINGEN VOOR HET BEHOUD EN VOOR HET WASSEN

De klittenbanden onderling aan elkaar vast maken (als de ortheses die heeft) en regelmatig handmatig wassen met lauw water en neutrale zeep. Voor het drogen van de orthese, een droge handdoek gebruiken om zoveel mogelijk vocht te laten absorberen en het vervolgens laten opdrogen bij kamertemperatuur. Het mag niet worden opgehangen noch worden gestreken en evenmin mag het worden blootgesteld aan directe warmtebronnen zoals kachels, verwarmingen, radiators, blootstelling aan direct zonlicht, etc. Gedurende het gebruik of tijdens het schoonmaken, mogen geen alcohol, crèmes of verdunnende middelen worden gebruikt. Als de orthese niet goed is uitgelekt, dan is het mogelijk dat de wasmiddelresten de huid kunnen irriteren en het product kunnen beschadigen.



GARANTIES

ORLIMAN, S.L.U. staat garant voor al haar producten, op voorwaarde dat ze niet zijn bewerkt noch zijn veranderd in hun oorspronkelijke vorm. Zij staat niet garant voor die producten die om reden van verkeerd gebruik, tekortkomingen of beschadigingen van iedere willekeurige aard, in hun kenmerken blijken te zijn veranderd. Mocht u enige gebreken of afwijkingen waarnemen, dan wordt verzocht om dit onmiddellijk te melden aan de verstreckende instantie om over te gaan tot vervanging ervan.

ORLIMAN, S.L.U. stelt uw keuze op prijs en wenst u voorspoedige beterschap.

Română

INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Stimate client,

Vă mulțumim că acordați încredere produselor ORLIMAN. Ați achiziționat un produs de calitate și cu o înaltă valoare medicală. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de folosire și întreținere. Dacă aveți îndoieli asupra produsului, luați legătura cu medicul dvs., cu un tehnician ortopedist sau cu dealerul autorizat de unde l-ați achiziționat. ORLIMAN apreciază alegerea dvs. și vă dorește recuperare grabnică.

NORMATIVE

Aceste produse sunt în conformitate cu Directiva Europeană de Produse Sanitare 93/42/ CEE (RD. 1591/2009). S-a realizat o Analiză de Risc (UNE-EN ISO 14971), reducându-se la minimum toate riscurile existente. S-au realizat probele în conformitate cu normativa europeană. UNE-EN ISO 22523 cât privește Protezele și Ortezele.

INDICAȚII

- Fracturi prin strivire.
- Durere vertebrala cauzate de metastaze secundare.
- Spondiloartrită asociată sau nu unei scleroze artrozice.
- Lumbalgii, lumbosciatice și dorsalgii cronice.
- Imobilizare pe jumătate după chirurgia de disc vertebral.
- Fracturi vertebrale stabile ale coloanei dorsale joase și ale coloanei lombare.
- Îngrijire ortezică temporară după chirurgia fracturilor corpurilor vertebrale instabile.
- Îngrijire ortezică permanentă după chirurgia tumorilor și a metastazelor corpurilor vertebrale.
- Îngrijire postchirurgicală după chirurgia coloanei prin decompresie sau fără fixare internă.

INSTRUCIUNI DE APLICARE ȘI REGLARE

ACEST PRODUS TREBUIE REGLAT DE CĂTRE TEHNICIANUL ORTOPED CONFORM RECOMANDĂRILOR MEDICULUI SPECIALIST.

Pentru a îmbunătăți gradul de eficacitate terapeutică în cazul diferitelor patologii și pentru a crește durata de viață a produsului, este fundamental să alegeți corect mărimea potrivită pentru pacient sau utilizator (anexat veți găsi o schemă cu toate măsurile și echivalentul în centimetri). O compresiune prea mare poate produce intoleranță la produs; de aceea vă recomandăm ca gradul de compresiune să fie reglat la valoarea optimă.

Pentru adaptarea pe corpul pacientului rețineți următoarele aspecte:

Selecționați talia corectă conform tabelului cu măsuriri.

Reglați cadrul cu ajutorul sistemului de șuruburi "allen" atât în înălțime cât și în lățime. (A-B)

Ajustați orteza pe pacient cu ajutorul chingii de nylon (C).

Imediat introduceți știftul de plastic prin partea dreaptă a pacientului (D). Ca ultim pas, împingeți înșpre înainte clema de blocare situată în partea stângă a pacientului, până ce rămâne complet fixată. (E-F)

Orteza trebuie să permită pacientului corecta poziție în șezut fără să comprime coapsele cu banda pelvină și fără să depășească cu marginea superioară sternul. (G)

***Banda Pelvină basculantă prezintă două posibilități:**

1-Banda pelvină basculantă cu "Mobilitate" (așa cum se găsește în ambalajul original).

2-Banda pelvină basculantă "Fixă", fără niciun tip de mobilitate:

Pentru aceasta trebuie fixată placa cu ajutorul șuruburilor, introducându-le în orificiile din cârligul situat în ambele laturi, exact lângă articulația plâcii.

Ref.: J001G/J001AG. Corset Jewett cu adaptare sternală tridimensională:

A- Ajustarea înălțimii sprijinului sternal: Acest sprijin poate fi amplasat în două poziții. Este livrat cu poziția cea mai de jos. Pentru a mări înălțimea:

1-Scoateți protecția de țesut buretos pentru a accede la șuruburile care conectează placa sternală cu cele rabatabile.

2-Scoateți șuruburile cu ajutorul cheii Allen și inversați poziția plăcii menținând microcârligul în dreapta către piept.

3-Fixați la loc placa sternală de cele rabatabile cu ajutorul șuruburilor.

B- Ajustarea poziției sprijinului sternal: Poziția plăcii sternale poate fi modificată deplasându-o de-a lungul fantelor orizontale. Pentru aceasta:

1-Scoateți protecția de țesut buretos pentru a accede la șuruburile care conectează placa sternală cu cele rabatabile.

2-Slăbiți șuruburile cu ajutorul cheii Allen și deplasați placa sternală în poziția dorită.

3-Strângeți la loc șuruburile.

C- Ajustarea stabilității sprijinului sternal: Stabilitatea laterală a sprijinului poate fi mărită sau redusă modificând distanța dintre rabatabile. Pentru aceasta:

1-Scoateți protecția de țesut buretos pentru a accede la șuruburile care conectează placa sternală cu cele rabatabile.

2-Scoateți șuruburile cu ajutorul cheii Allen, separați placa sternală și scoateți rabatabile și șaibele, astfel încât să rămână accesibile axele de culoare neagră.

3-Scoateți axele și modificați-le poziția: mai depărtate înseamnă mobilitate mai redusă a plăcii și cu aceasta o stabilitate mai mare. Mai apropiate înseamnă o mai mare mobilitate a plăcii și cu aceasta o stabilitate mai redusă. Poziția basculantelor trebuie să fie simetrică.

4-După ce ați fixat axele de culoare neagră adaptați din nou basculantele, șaibele și placa sternală și fixați ansamblul cu șuruburi.

Ref.: J001A/J002A/J001AG. Jewett articulată – Reglarea susținerii toracelui:

Sistemul de reglare situat în ambele părți ale dispozitivului de susținere a toracelui permite ajustarea poziției acestuia în funcție de morfologia pacientului.

Cu ajutorul celor 5 orificii se poate ajusta dispozitivul în pași de 20°. Acest lucru se face scoțând șurubul și introducându-l în orificiul corespunzător.

Ref.: J003/J004. Cadrul Jewett (orteză de hiperextensie) cu sprijin suprapubian:

Sprijinul suprapubian este prevăzut cu un sistem de reglare prin șuruburi și orificii de înșurubare, ceea ce ne va permite o corectă ajustare pe pacient.

PRECAUȚII

Materialul din care a fost realizat este inflamabil.

Nu expuneți produsele la situații ce ar putea conduce la combustie. Dacă acest lucru se întâmplă desprindeți-vă rapid de produs și folosiți mijloacele adecvate pentru stingere. Deși materialul folosit este hipoalergenic totuși nu putem garanta 100% că în anumite cazuri nu s-ar putea produce alergii, dacă acest lucru se întâmplă îndepărtați produsul și consultați medicul ce vi l-a recomandat. În cazul în care se produc iritații superficiale provocate de transpirație, recomandăm folosirea unei interfețe pentru a separa pielea de contactul cu textura produsului. În caz de rană superficială prin frecare, iritare a pielii sau inflamare îndepărtați produsul și adresați-vă medicului sau tehnicianului ortopedic. Este contraindicată folosirea în cazul plăgilor deschise, inflamațiilor, sau înroșirii pielii și acumulării de căldură.

RECOMANDĂRI – ATENȚIONĂRI

Aceste produse nu pot fi folosite decât de către persoanele cărora le-au fost prescrise conform recomandărilor medicale. În perioada când nu utilizați produsul, păstrați-l în ambalajul original. Pentru distrugerea ambalajului, respectați cu strictețe normele legale din țara dvs.


Această orteză poate fi folosită numai în condițiile recomandate de medicul specialist și nu în alte scopuri. Pentru a valida garanția, la livrare vânzătorul va indica data cumpărării produsului.

CARACTERISTICI PRIVIND FABRICAȚIA

Caracteristicile materialelor utilizate au fost testate și aprobate și respectă cerințele de calitate europene. Toate produsele sunt confecționate din materiale de înaltă calitate, oferind confort utilizatorului. Toate produsele oferă susținere, stabilitate și compresie, în vederea realizării optime a tratamentului patologiilor pentru care au fost proiectate.

INSTRUCIUNI PRIVIND ÎNTREȚINEREA ȘI SPĂLAREA

Lipiți benzile Velcro una de cealaltă (dacă orteza este prevăzută cu ele), spălați produsul periodic, manual, utilizând o cârpă umedă și săpun cu pH neutru. Pentru a usca orteza, utilizați un prosop uscat pentru a absorbi umiditatea și lăsați să se usuce la temperatura camerei. Nu utilizați fierul de călcat și nu expuneți orteza la surse de căldură cum sunt sobe, radiatoare sau la lumina directă a soarelui. Nu utilizați alcool, creme sau diluanți pentru curățarea produsului. Dacă orteza nu este limpezită corespunzător, eventualele urme de detergent pot irita pielea și pot cauza deteriorarea produsului.

**GARANȚII**

ORLIMAN, S.L.U. oferă garanție tuturor produselor sale, în condițiile în care acestea nu au fost modificate față de starea lor inițială. Orice modificare a produsului produsă ca urmare a utilizării greșite sau distrugerii acestuia, duce la pierderea garanției. Dacă observați vreo deficiență sau anomalie, comunicați acest lucru dealerului de unde l-ați achiziționat, pentru înlocuirea produsului. ORLIMAN, S.L.U. apreciază alegerea dvs. și vă dorește recuperare grabnică.

Россия**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ**

Уважаемый покупатель!

Благодарим за доверие, оказанное продукции Orliman. Вы приобрели изделие высокого качества и большого медицинского значения. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. Если у Вас возникли какие-либо сомнения, свяжитесь с Вашим лечащим врачом, ортопедом или обратитесь в наш отдел по работе с клиентами. Компания Orliman ценит Ваш выбор и желает Вам скорейшего выздоровления!

ПОЛОЖЕНИЕ

Данные изделия соответствуют требованиям Директивы Евросоюза 93/42/СЕЕ (RD. 1591/2009). Для минимизации всех возможных рисков был проведен анализ (UNE-EN ISO 14971). Все необходимые испытания были проведены в соответствии с Европейским положением по протезам и ортезам (UNE-EN ISO 22523).

ПОКАЗАНИЯ

- Переломы из-за сдавливания.
- Боль в позвоночнике, обусловленная вторичными метастазами.
- Спондилоартроз, связанный или не связанный с подагрическим (суставным) склерозом.
- Люмбагия, поясничный ишиас и хроническая боль в верхних отделах спины (дорсалгия).
- Неподвижность (иммобилизация) после хирургии межпозвоночных дисков.
- Временный ортопедический уход после хирургии переломов нетвердого тела позвонков.
- Пост-хирургический уход после хирургии позвоночника путем декомпрессии с или без внутренних устройств.

ПОДГОНКА ОРТЕЗА

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРЕГУЛИРОВАНО ТЕХНИКОМ, ЛИБО.

Для достижения большего терапевтического результата при различных отклонениях, а также для продления срока службы и эффективности изделия, необходимо подобрать правильный размер, подходящий пациенту (в комплекте прилагается таблица размеров с эквивалентом в сантиметрах). Повышенная компрессия может вызвать непереносимость, следовательно, рекомендуется подобрать оптимальные для Вас регулировки.

Для подгонки изучите следующую информацию:

Выберите правильный размер согласно таблице.

Отрегулируйте несущую конструкцию с помощью системы винтов, как в длину, так и в ширину. (А-В)

Подгоните ортез по размерам пациента с помощью нейлонового пояса. (С)

Затем вставьте пластиковую шпильку по правую руку пациента. (D)

В конце протолкните блок-зажим, расположенный по левую руку пациента, вперед, пока он не застегнется. (E-F)

Ортез должен обеспечить пациенту возможность принимать сидячее положение без сдавливания бедер нижним ремнем и не выходить за пределы грудины сверху. (G)

***ТАЗОВАЯ ПОЛОСА гиперэкстензионного корсета включает 2 возможных варианта:**

1-Качающаяся тазовая полоса (в таком положении она упакована изначально).

2-Закрепленная тазовая полоса, совершенно неподвижная:

Для этого надо закрепить пластину винтами, вставив их в отверстия, расположенные на лопатке рядом с сочленением пластины, с обеих сторон.

Ref.: J001G/J001AG. Гиперэкстензионный корсет с трехточечной системой поддержки и регулируемой стерильной точкой опоры:

А- Настройка высоты стерильной точки опоры: Эта точка опоры имеет два положения. При приобретении ортеза точка опоры по умолчанию имеет более низкое положение. Для ее поднятия выполните следующее:

1-Снимите мягкий материал-пену, чтобы получить доступ к винтам, прикрепляющим стерильную пластину к тазовой полосе.

2-Извлеките эти винты с помощью шестигранного ключа и поменяйте положение пластины. При этом застежка-липучка должна быть направлена к груди.

3-Вновь прикрепите стерильную пластину к тазовой полосе с помощью винтов.

В- Настройка положения стерильной точки опоры: Можно изменить положение точки опоры, перемещая пластину вдоль горизонтальных щелей. Для этого выполните следующее:

1-Снимите мягкий материал-пену, чтобы получить доступ к винтам, прикрепляющим стерильную пластину к тазовой полосе.

2-Ослабьте указанные винты с помощью шестигранного ключа и переместите пластину в нужное положение.

3-Вновь закрепите винты.

С- Настройка стабильности стерильной точки опоры: Можно увеличить или уменьшить боковую стабильность указанной пластины путем изменения расстояния между сторонами тазовой полосы. Для этого выполните следующее:

1-Снимите мягкий материал-пену, чтобы получить доступ к винтам, прикрепляющим стерильную пластину к тазовой полосе.

2-Извлеките указанные винты с помощью шестигранного ключа, снимите стерильную пластину, извлеките тазовую полосу и шайбы, оставив на виду ось черного цвета.

3-Извлеките указанные оси и поменяйте их положение. Более удаленное положение ограничивает подвижность пластины и, соответственно, придает большую стабильность точке опоры. Более приближенное положение увеличивает подвижность пластины и, соответственно, придает меньшую стабильность точке опоры. Стороны тазовой полосы должны располагаться симметрично.

4-После установки осей черного цвета, следует вернуть на свои места тазовую полосу, шайбы и закрепить стерильную пластину с помощью винтов.

Ref.: J001A/J002A/J001AG. Шарнирный корсет Jewett – Регулирование опоры для грудной клетки:

Система регулирования, расположенная по обе стороны от опоры для грудной клетки, позволяет варьировать положение этой опоры, чтобы установить ее в соответствии с морфологическими особенностями пациента.

5 отверстий позволяют варьировать угол опоры, каждый раз на 20°. Для этого надо вынуть винт и поместить его в желаемое отверстие.

Ref.: J003/J004. Гиперэкстензионный корсет с надлобковым держателем:

Надлобковый держатель имеет систему регулирования с помощью винтов и отверстий с нарезкой, что дает возможность отрегулировать изделие для каждого пациента.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал, из которого изготовлено изделие, является легко воспламеняющимся. Не подвергайте изделие ситуациям, когда оно может воспламениться. В случае если это произошло, немедленно снимите его и примите все необходимые меры, чтобы потушить пламя.

Используемые для изготовления изделия материалы гипоаллергенны, тем не менее, нельзя на 100% гарантировать, что в определенных случаях они не вызовут аллергическую реакцию. В таком случае, снимите изделие и свяжитесь с врачом, который его прописал.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ


Данные изделия предназначены только для тех, кому они были прописаны по медицинским показаниям. Личности, не имеющие таковых предписаний, не должны ими пользоваться. Когда изделие не используется, храните его в оригинальной упаковке. При утилизации упаковки и самого изделия строго следуйте правовым нормам Вашей страны. Использование ортеза обуславливается рекомендациями врача, назначившего его, следовательно, он не должен использоваться для каких-либо целей, кроме предписанных. Для обеспечения гарантийных условий учреждение, выдающее протезы должно соблюдать все предписания настоящей инструкции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Материалы, использованные в производстве, были протестированы, одобрены и отвечают всем европейским требованиям качества. Все изделия производятся из материалов высокого качества и предлагают идеальный комфорт и качество использования. Все изделия обеспечивают поддержку, прочность и компрессию для оптимального лечения тех патологий, для которых они были разработаны.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И УХОДУ

Застегните застежки «липучки» (если такие имеются), чистите вручную влажной тканью с нейтральным мылом. Для сушки ортеза используйте сухое полотенце, чтобы впитать большую часть влаги и оставьте сушиться при комнатной температуре. Нельзя вешать, гладить и подвергать воздействию прямых источников тепла, таких как плиты, обогреватели, радиаторы, солнечные лучи и т.д. Во время использования или чистки не применяйте спиртосодержащие жидкости, мази и растворители. Если ортез тщательно не высушить, то остатки моющих средств могут раздражать кожу и портить изделие.

**ГАРАНТИИ**

ORLIMAN, S.L.U. дает гарантию на все изделия, при условии, что их изначальная конфигурация не была подвергнута внешнему воздействию или каким-либо изменениям. Компания не дает гарантию на изделия, которые были изменены вследствие неправильного использования, поломки или дефектов любого характера. При обнаружении дефектов или аномалий любого характера, пожалуйста, свяжитесь с компанией, в которой Вы приобрели изделие, с целью обмена. Мы, в Orliman, ценим доверие, оказанное нашей продукции и желаем Вам скорейшего выздоровления.

Dansk**BRUGSANVISNING OG OPBEVARING**

Kære kunde

Mange tak for den tillid, De har udvist ved at erhverve et Orliman produkt. De har købt et kvalitetsprodukt med en høj sundhedsmæssig værdi. Læs venligst anvisningerne omhyggeligt. Hvis De har spørgsmål, bedes De kontakte Deres læge, eller bandagist.

REGULATIV

Disse produkter overholder EU-direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr (RD 1591/2009). Der er lavet en risikoanalyse (UNE EN ISO 14971), som mindsker alle eksisterende risici. Prøvningerne er udført ifølge EU-regulativ UNE-EN ISO 22523 om proteser og ortoser.

INDIKATIONER

- Kompressionsbrud.
- Smerte i rygsøjlen grundet sekundær metastase.
- Heksekud, kroniske lænde- og rygsmerter.
- Middellang immobilisering efter operation af diskusprolaps.
- Brud på de stabile ryghvirvler nederst på rygsøjlen og ved lænden.
- Pleje efter kirurgiske indgreb på Rygsøjlen (dese).

TILPASNINGSANVISNING**PRODUKTET BØR TILPASSES AF DERES DERES BANDAGIST ELLER BEHANDLER.**

For at opnå en større terapeutisk virkning ved forskellige lidelser og forlænge produktets levetid, er det yderst vigtigt at vælge den rigtige størrelse til den enkelte patient eller bruger (i emballagen findes en vejledende tabel over størrelser og tilsvarende centimeter). Et for stort tryk kan medføre intolerance, og vi anbefaler derfor, at trykket reguleres indtil den optimale grad af tryk opnås.

Ved tilpasning skal man være opmærksom på følgende:

Vælg den rigtige størrelse ifølge tabellen med mål.
 Justér højden ved hjælp af skruesystemet, både i højden og i bredden (A-B).
 Tilpas ortosen til patienten med nylonremmen (C).
 Derefter monteres enden af remmen på plastikstiften i patientens højre side (D). Til slut skubbes hængslet, der sidder i patientens venstre side fremad, indtil den blokeres (E-F).
 Patienten skal kunne sidde ned korrekt med ortosen, uden at den nedre ramme trykker på lårene og uden at ortosens øverste kant går for højt op over brystbenet. (G)

Ref.: J001G/J001AG. Ramme fra Jewett med tredimensionel tilpasning over brystbenet.

A- Justering af brystbensstøttens højde: Denne støtteanordning har to mulige placeringer. Den sidder i den laveste placering, når rammen tages ud af emballagen første gang. For at øge højden:

- 1-Fjern den skumbelagte beskyttelsesdel for at blottlægge skrueerne, der forbinder brystbenspladen med vippestængerne.
- 2-Skrue disse skrueer ud ved hjælp af en skrueøgle og vend pladen en omgang. Velcrodelen skal stadig vende ind mod brystet.
- 3-Fastgør igen brystbenspladen til vippestængerne ved hjælp af skrueerne.

B- Justering af brystbensstøttens placering: Brystbenspladens placering kan ændres ved at skubbe den i den ønskede retning via de vandrette riller. Fremgangsmåde:

- 1-Fjern den skumbelagte beskyttelsesdel for at blottlægge skrueerne, der forbinder brystbenspladen med vippestængerne.
- 2-Løsn disse skrueer ved hjælp af en skrueøgle og skub pladen i den ønskede retning.
- 3-Skrue igen skrueerne fast.

C- Justering af brystbensstøttens stabilitet: Pladens laterale stabilitet kan øges eller mindskes ved at ændre afstanden mellem vippestængerne. Fremgangsmåde:

- 1-Fjern den skumbelagte beskyttelsesdel for at blottlægge skrueerne, der forbinder brystbenspladen med vippestængerne.
- 2-Skrue disse skrueer ud ved hjælp af en skrueøgle, adskil brystbenspladen og træk vippestængerne og skiverne ud, så de sorte akser kommer til syne.
- 3-Fjern disse akser og sæt dem i den ønskede placering: jo mere yderligt, desto mindre bevægelig er pladen, hvilket giver større stabilitet. Jo mere nært, desto mere bevægelig er pladen, hvilket giver mindre stabilitet. Vippestængernes placering skal være symmetrisk.
- 4-Når de sorte akser er isat, skal vippestængerne, skiverne og brystpladen igen tilpasses og fastgøres ved hjælp af skrueerne.

Ref.: J001A/J002A/J001AG. Justering af bryststøtten:

Justeringssystemet, der findes på begge sider af bryststøtten muliggør ændring af bryststøttens placering, så den passer til patientens form.

De 5 huller tillader ændring af støtten med 20° intervaller. For at gøre dette skal skrue fjernes og placeres i det ønskede hul.

FORSIGTIG!

Materialet er brændbart.

Udsæt ikke produktet for situationer, hvor det kan antændes. Hvis dette alligevel skulle ske, skal De hurtigt tage produktet af og slukke ilden med en passende ildslukker. Selvom materialet er hyperallergisk, kan vi ikke garantere 100 %, at der i specifikke tilfælde, ikke kan forekomme allergiske reaktioner. I så fald, skal De tage produktet af og rådføre dem med Deres læge. I tilfælde af mindre irritation på grund af sved, anbefaler vi, at man bruger en tynd sok som barriere mellem tekstilet og huden. I tilfælde af hudafskrabninger, irritation eller hævelse, skal De tage produktet af og rådføre Dem med en læge. Brug ved åbne hævdede sår, rødmen og varmeophobning frarådes.

ANBEFALINGER OG ADVARSLER

Dette produkt bør kun anvendes hvis det er lægeordineret og bør ikke bruges af andre. Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares i den originale emballage.

Ved bortskaffelse af emballage og produkt, skal lovene i deres område følges omhyggeligt. For at garantien er gyldig, skal salgsstedet udfylde følgende informationsformular.


FREMSTILLING OG EGENSKABER

Materiale, der er anvendt til fremstilling af produktet er blevet testet og godkendt, og de opfylder alle EU-krav vedrørende kvalitet.

Alle de her beskrevne produkter er fremstillet af materialer af den bedste kvalitet og tilbyder uovertruffen komfort og brugskvalitet. Alle produkterne tilbyder støtte, stabilitet og kompression for en optimal behandling af de lidelser, produkterne er udformet til.

OPBEVARINGS- OG VASKEANBEFALINGER


Luk velcrobåndene (hvis ortosen har velcrobånd), håndvaskes jævnligt i lunkent vand og neutral sæbe. Tør ortosen med et tørt håndklæde for at absorbere mest mulig fugt, læg den til tørre ved stuetemperatur. Må ikke hænges til tørre, stryges eller udsættes for direkte varmekilder såsom komfurer, varmeapparater, radiatorer, direkte sollys etc. Undgå at anvende alkohol, salve eller opløsningsmiddel under rengøring og brug. Hvis vandet ikke er vredet ordentligt af ortosen, kan sæberester irritere huden og ødelægge produktet.

**GARANTIER**

ORLIMAN, S.L.U. stiller garanti for alle sine produkter på betingelser af, at de ikke er blevet manipuleret eller ændret i forhold til deres oprindelige udformning. Vi kan ikke tilbyde garanti på produkter hvis egenskaber er ændrede på grund af forkert brug, mangler eller brud af en hvilken som helst type. Hvis De bliver opmærksom på, at produktet har mangler eller fejl, bedes De gøre salgsstedet opmærksom herpå for at få ombyttet produktet.

ORLIMAN, S.L.U. sætter pris på Deres valg og ønsker Dem snarlig bedring.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN · FITTING INSTRUCTIONS · INSTRUCTIONS POUR LA POSE · ANLEGEN DER ORTHESE · INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO
ISTRUZIONI PER L'USO · DOPASOWANIE · INSTRUCȚII BIJ HET AANBRENGEN · INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ȘI REGLARE
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ · TILPASNINGSANVISNING



ES GARANTÍA 6 meses a partir de la compra
EN GUARANTEE 6 months since purchase date
FR GARANTIE 6 mois a partir de la date d'achat
DE GARANTIE monate seit datum des ankaufen

PT GARANTIA 6 meses a partir da compra
IT GARANZIA 6 mesi dalla data di acquisto
PL GARANTIE 6 miesi'cy od daty zakupu
NL GWARANCJA 6 gedurende maanden vanaf de aankoop

RO GARANTIE 6 luni de la data cumpararii
RU ГАРАНТИЯ 6 месяцев со дня приобретения изделия
DA GARANTI Ifølge dansk købelov

ES Referencia
EN Reference
FR Référence
DE Referenz

PT Referência
IT Riferimento
PL Typ produktu i rozmiar
NL Referentie

RO Cod. produs
RU Продавец
DA Reference

ES nº de lote
EN lot no.
FR lot non.
DE Nein viel

PT não um lote
IT Numero di serie
PL Numer partii
NL Lotnr.

RO Nr. lot
RU Номер партии
DA Parti

ES Fecha de compra
EN Purchase date
FR Date d'achat
DE Datum des Ankaufen

PT Data de compra
IT Data di acquisto
PL Data sprzedaży
NL Aankoopdatum

RO Data cumpararii
RU Дата продажи
DA Købsdato

ES Firma y sello de la ortopedia
EN Stamp and signature of local stockist
FR Cachet et signature du magasin spécialisé
DE Unterzeichnung und Stempel der Orthopädie

PT Nome e carimbo da ortopedia
IT Firma e timbro del rivenditore
PL Pieczęćka sprzedawcy i podpis
NL Handtekening en stempel van de orthopedie

RO Semnatura si stampila vanzatorului
RU Подпись и печать продавца
DA Underskrift og stempel

ES Para la validez de la garantía es necesario cumplimentar estos datos.

EN To validate the warranty your local stockist should indicate the purchase date.

FR Pour valider la garantie, votre magasin spécialisé indiquer la date d'achat.

DE Alle Angaben erfüllen für die Gültigmachung der Garantie.

PT Para que a garantia seja válida e necessário completar com os dados.

IT Per la validità della garanzia è necessario compilare con l'inserimento di questi dati.

PL Karta jest nieważna bez wpisanej daty sprzedaży.

NL Opdad de garantie geldig zou zijn moeten alle gegevens ingevuld zijn.

RO Pentru validarea garantiei, vanzatorul trebuie sa indice data cumpararii.

RU Гарантия действительна только при наличии правильно заполненных всех данных.

DA Det er nødvendigt at udfylde ovenstående, for at garantien er gyldig.



ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana
Apdo. de correos 49 - C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)
Tel.: +34 96 272 57 04 - Fax: +34 96 275 87 00
Tel. Exportación: 0034 96 274 23 33
E-mail: orto@orliman.com · Export mail: export@orliman.com
www.orliman.com

