

Español**INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN**

Estimado cliente,

Muchas gracias por su confianza en un producto Orliman. Usted adquirió un producto de calidad y de alto nivel medicinal. Por favor, lea las instrucciones atentamente. Si tienen alguna duda, póngase en contacto con su médico, su ortopedia especializada o con nuestro departamento de atención al cliente. Orliman le agradece su elección y le desea una pronta mejoría.

NORMATIVA

Estos productos son conformes a la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Se ha realizado un Análisis de Riesgos (UNE EN ISO 14971) minimizando todos los riesgos existentes. Se han realizado los ensayos conforme a la normativa europea UNE-EN ISO 22523 de Prótesis y Ortesis.

INDICACIONES

Este tipo de faja pantalón estaría indicada en personas con tejido muscular flácido que presentan abdomen péndulo prominente, caída de glúteos y musculatura de muslos blanda, asociada a lumbalgias, evencraciones, post-cirugía de la pared abdominal, por problemas de artritis, reumáticos etc, en los que se precisa una estética, una compresión que recoja y que contenga toda la musculatura asociada, obteniendo una elevación del bajo vientre y creando una compresión ascendente evitando molestos roces en la cara interna de los muslos.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

EL PRODUCTO DEBE SER ADAPTADO POR SU TÉCNICO ORTOPÉDICO O FACULTATIVO.

Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica en las diferentes patologías y prolongar la vida útil del producto, es fundamental la elección correcta de la talla más adecuada a cada paciente o usuario (en el envase se adjunta un cuadro orientativo de tallas y equivalencias en centímetros). Una compresión excesiva puede producir intolerancia por lo que aconsejamos regular la compresión hasta el grado óptimo.

Para su colocación deben observarse los siguientes aspectos:

Se recomienda la utilización de ropa interior con la finalidad de obtener un mayor confort e higiene.

Con los sistemas de apertura abiertos, introduzca cada pierna por su camal correspondiente. Seguidamente eleve, la faja pantalón hasta llegar al pubis y recogiendo convenientemente los glúteos. Eleve el resto de la faja tanto como pueda, hasta llegar aproximadamente por debajo de las costillas, cierre la faja de abajo hacia arriba comenzando por los corchetes para a continuación cerrar la cremallera.

Adaptación del soporte lumbosacro:

El soporte lumbosacro es un elemento elástico que parte de la zona posterior de la faja pantalón. En sus extremos posee 4 hileras de pasadores de corchetes que nos permitirán regular la presión del sistema elástico lumbosacro. En su cara anterior (abdominal), se encuentran 2 aletas donde cada una posee en su extremo una hilera de corchetes machos. Tracción los elásticos posteriores hacia el vientre fijándolos con los corchetes en la hilera que se desee hasta obtener la compresión necesaria, comenzando siempre desde abajo hacia arriba. Realice esta maniobra en ambos lados.

Colocación de la almohadilla lumbar:

La faja pantalón, incorpora una almohadilla lumbar diseñada anatómicamente.

Antes de colocarla, deberá ser adaptada a la zona lumbar del paciente, a continuación se retira el velcro astracán de protección y se colocará la zona de gancho sobre el velour que incorpora para dicho fin.

La zona más ancha debe de quedar hacia arriba y el borde más estrecho hacia abajo. Para su colocación posee una cara de velcro que deberá adherir en la cara posterior interna de la faja haciéndola coincidir con el velcro hembra y debiendo quedar centrada.

La placa debe de ser adaptada a la curva lumbar del paciente, esto puede hacerse con la mano. Se debe tener la precaución de velcro gancho no entre en contacto con la parte externa de la ortesis para evitar rozaduras en el tejido.

PRECAUCIONES

El material constructivo es inflamable.

No exponga los productos a situaciones que pudieran producir su ignición. Si así fuera despréndase rápidamente de ellos y utilice los medios adecuados para apagarlo. El material empleado es hipoaérgico, sin embargo no podemos garantizar al 100% que en determinados casos no puedan producirse alergias, si así fuera, retirar el producto y consultar con el médico prescriptor. En caso de pequeñas molestias producidas por el sudor, recomendamos el uso de una interfase para separar la piel del contacto con el tejido. En caso de rozadura, irritación o hinchazón retirar el producto y acudir al médico o técnico ortopédico. Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor. El producto contiene látex de caucho natural y puede provocar reacciones alérgicas a las personas sensibles al látex.

RECOMENDACIONES-ADVERTENCIAS

Estos productos solo deben ser utilizados por las personas que constan en la prescripción médica. No deben ser utilizados por personas ajenas a dicha prescripción. Cuando no use el producto, guárdelo en su envase original. Para el desecho del envase y el producto, cumpla estrictamente con las normas legales de su comunidad.

El uso de las ortesis está condicionado a las recomendaciones del médico prescriptor, por tanto no debe ser utilizado para otros fines que los prescritos. Para la validez de la garantía, el establecimiento expedidor debe cumplimentar la presente hoja de instrucciones.


FABRICACIÓN-CARACTERÍSTICAS

Los materiales empleados en la fabricación han sido testados y homologados en todas sus características y cumplen los requisitos Europeos de calidad exigidos.

Todos los productos referidos, están elaborados con materiales de primera calidad y ofrecen un inmejorable confort y calidad de uso. Todos los productos ofrecen contención, estabilidad y compresión para el tratamiento óptimo de las patologías para las cuales han sido diseñados.

RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN Y LAVADO

Pegar los velcros entre sí (si la ortesis los tuviera), lavar periódicamente a mano con agua tibia y jabón neutro. Para el secado de la ortesis, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjela secar a temperatura ambiente. No las tienda ni las planche y no las exponga a fuentes de calor directas como estufas, calefactores, radiadores, exposición directa al sol etc. Durante su uso o en su limpieza, no utilice alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si la ortesis no está bien escurrida, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

**GARANTÍAS**

ORLIMAN, S.L.U. garantiza todos sus productos, siempre que estos no hayan sido manipulados ni alterados en su configuración original. No garantiza aquellos productos en que por mal uso, deficiencias o roturas de cualquier tipo, sus características se vean alteradas. Si observara alguna deficiencia o anomalía, comuníquelo inmediatamente al establecimiento expendedor para proceder a su cambio.

ORLIMAN, S.L.U. le agradece su elección y le desea una pronta mejoría.

English

INSTRUCTIONS FOR USE AND PRESERVATION

Dear customer,

Thank you for your trust in this Orliman product. You have acquired a quality product with a high medicinal value. Please, read the instructions carefully. If you have any doubt, get in contact with your doctor, your orthopaedist specialist or our customer service department. Orliman appreciates your choice and wishes you a speedy recovery.

REGULATION

These products satisfy the European Medical Device Directive 93/42/CEE (RD. 1591/2009). A Risk Analysis has been carried out (UNE EN ISO 14971) minimising all the existing risks. The trials have been carried out in accordance with the European regulation UNE-EN ISO 22523 of Prosthesis and Orthosis.

SUITABLE FOR

Girdle-trousers of this type are indicated for persons with flaccid muscle tissue with prominent pendulous abdomen, sagging glutei and soft thigh musculature associated with lower back pain incisional hernias, post-abdominal wall surgery, arthritis and rheumatic problems, etc. in which cosmetic appearance is important as well as compression which gathers and contains all the associated musculature, obtaining elevation of the lower abdomen and creating an upwards compression, preventing chafing of the inner thighs.

FITTING INSTRUCTIONS

THE PRODUCT SHOULD BE ADJUSTED BY YOUR ORTHOPAEDIC TECHNICIAN OR IN ACCORDANCE WITH DOCTOR'S ORDERS.

In order to obtain a greater degree of therapeutic effectiveness in the different pathologies and to prolong the life and utility of the product, it is fundamental that the correct size adequate for each patient or user is chosen (enclosed in the packet is a diagram with all the sizes and the equivalent in centimetres). An excess compression can produce intolerance, therefore we recommend that the compression be regulated to an optimum degree.

To fit observe the following aspects:

It is recommended to be used with underwear so as to obtain greater comfort and hygiene.

With the opening systems open, place each leg into its corresponding trouser leg.

Then lift the girdle-trousers up to the pubic area, gathering the glutei. Raise the rest of the girdle as high as possible, up to about just below the ribs, and close the girdle starting below and going upwards, starting with the hook-and-eye system, then closing the zip.

Adaptation of the lumbosacral support:

The lumbosacral support is an elastic element in the back zone of girdle-trousers. At both ends it has 4 rows of hooks which allow us to regulate the pressure of the elastic lumbosacral system. On the front (abdominal), there are 2 tabs which on their ends, a row of male hooks. Pull the back elastic bands toward the abdomen, fastening them with the hooks on the desired row in order to obtain the necessary compression, always starting from the lowest, and going to the highest hook. Carry out this procedure on both sides.

Attachment of the lumbar cushion:

The panty girdle has an anatomically designed lumbar pad.

Before putting in place, it needs to be adapted to the patient's lumbar area. Once this has been done, remove the astrakhan Velcro straps and position the fastener area on the velour provided for this purpose.

The widest area should be positioned upwards and the narrowest edge downwards. For proper positioning, the Velcro face should be attached to the rear internal side of the girdle, positioned in accordance with the female Velcro and properly aligned.

The plate should be adapted to the patient's lumbar curve, which we can do using our hand. Take care to ensure that the Velcro fastener does not come into contact with the external part of the orthosis, in order to avoid chafing with the fabric.

PRECAUTIONS

The constructive material is inflammable.

Do not expose these products to situations where they could ignite. If this were the case remove them quickly and use the necessary measures to put it out. The material used is hypoallergenic, however we cannot guarantee 100% that in some determined cases it will not produce allergies, if this occurs, remove the product and see the doctor that prescribed it.

In case of minor irritations due to sweat, we recommend the use of a cotton sock, to separate the skin from contact with the material. For small inconvenience caused by sweat, we recommend using an interface to separate the skin from contact with the tissue. If rash, irritation or swelling to remove the product and consult a doctor or prosthetist. Contraindicated in open scars with swelling, redness and accumulation heat. The product contains natural rubber latex and may elicit allergic responses in individuals who are sensitised to latex.

RECOMMENDATION-WARNINGS

These products are to be used only by those which have been medically prescribed to do so. Persons unconnected to such prescriptions should not use them. When the product is not being used, store in its original packaging. In order to dispose of the packaging and the product, strictly comply with the legal norms of your community.

The use of the orthosis is conditioned to the recommendations of the prescribing doctor, therefore it must not be used for any other means than those prescribed.

For the validity of the guarantee, the issuing establishment should comply with this sheet of instructions.

MANUFACTURE-CHARACTERISTICS

The material features used in production have been tested and approved and meet all the European quality requirements.

All the products are produced with high quality materials and offer an unbeatable comfort and quality of use. All products offer restraint, stability and compression for the optimum treatment of the pathologies for which they have been designed.

RECOMMENDATIONS FOR PRESERVATION AND CLEANING

Stick the velcros to each other (if the orthosis has any), wash periodically by hand with a damp cloth and a neutral soap. To dry the orthosis, use a dry towel to absorb most of the dampness and leave to dry at room temperature. Do not hang up or iron and do not expose to direct heat sources such as stoves, heaters, radiators, direct sun light etc. During use or during washing do not use alcohols, ointments or dissolvent liquids. If the orthosis is not properly dried any detergent residues could irritate the skin and deteriorate the product.

**GUARANTEES**

ORLIMAN, S.L.U. Guarantees all its products, as long as these have not been manipulated or altered from their original state. Does not guarantee those products in which as a result of misuse, deficiencies or breakage of any kind, its original state has been altered. If you observe any deficiency or anomaly, communicate this immediately to the establishment from which it was obtained in order for it to be changed.

ORLIMAN, S.L.U. Appreciates your choice and wishes you a speedy recovery.

Français

MODE D'EMPLOI ET CONSERVATION

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir déposé votre confiance dans un produit Orliman. Vous avez acheté un produit de qualité et d'un niveau médical élevé.

Nous vous prions de lire attentivement les instructions. Si vous avez quelques doutes, contactez votre médecin, votre orthopédie spécialisée ou notre service d'attention à la clientèle. Orliman vous remercie de votre choix et vous souhaite une rapide amélioration.

REGLEMENTATION

Ces produits sont conformes à la Directive Européenne de Produits Sanitaires 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Une Analyse des Risques a été réalisée (UNE EN ISO 14971) minimisant tous les risques existants. Des tests ont été effectués conformément à la réglementation européenne UNE-EN ISO 22523 des Prothèses et Orthèses.

INDICATIONS

Ce type de gaine pantalon est indiqué pour les personnes au tissu musculaire flasque qui présentent un abdomen pendant proéminent, la chute des fessiers et une musculature de cuisses molle, associé à des lombalgies, éventrations, post-chirurgie de la paroi abdominale, problème d'arthrite, rhumatismes etc., où une esthétique, une compression qui recueille et contienne toute la musculature associée, obtenant ainsi une élévation du bas ventre et créant une compression ascendante qui évitera les frottements gênants sur la face interne des cuisses.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE**LE PRODUIT DOIT ÊTRE RÉGLÉ PAR VOTRE TECHNICIEN ORTHOPÉDIQUE OU MÉDECIN.**

Pour obtenir le plus grand degré d'efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et prolonger la durée de vie du produit, il est fondamental de bien choisir la taille la mieux adaptée à chaque patient ou usager (dans l'emballage, vous trouverez un tableau qui vous orientera sur les tailles et les équivalences en centimètres). Une compression excessive peut provoquer des interruptions de type vasculaire, c'est pourquoi nous conseillons de régler la compression jusqu'au degré optimal.

Pour le mettre il faut observer les aspects suivants :

Il est recommandé d'utiliser les sous-vêtements afin d'obtenir un meilleur confort et une meilleure hygiène.

Avec les systèmes d'ouverture ouverts, introduisez chaque jambe dans le trou correspondant.

Puis levez la gaine pantalon jusqu'à arriver au pubis et en relevant bien les fessiers. Montez le reste de la gaine le plus haut possible, jusqu'à arriver environ au-dessous des côtes, fermez la gaine de bas en haut en commençant par les crochets pour ensuite fermer la fermeture.

Adaptation du support sacro-lombaire:

Le support sacro-lombaire est un élément élastique qui part de la zone postérieure de la gaine pantalon. A ses extrémités, il présente 4 files de crochets qui nous permettront de régler la pression du système élastique sacro-lombaire. Sur sa face antérieure (abdominale), se trouvent 2 ailettes qui possèdent à leur extrémité une file de crochets mâles. Tirez les élastiques postérieurs vers le ventre en les fixant avec les crochets de la file choisie pour obtenir la compression nécessaire, en commençant toujours par le crochet inférieur vers le supérieur. Effectuez cette opération des deux côtés.

Placement du coussin lombaire:

La gaine pantalon incorpore un coussin lombaire de conception anatomique.

Avant de le mettre en place, il sera adapté à la zone lombaire du patient, puis le velcro astracan de protection sera retiré et la zone de crochet sera placée sur le velours prévu à cette fin.

La zone la plus large doit être orientée vers le haut et le bord le plus étroit vers le bas. Pour une bonne mise en place, elle possède une face en velcro qui devra adhérer à la face postérieure interne de la gaine en la faisant coïncider avec le velcro côté femelle et en la centrant correctement. La plaque doit être adaptée à la courbure lombaire du patient, ce qui peut être réalisé avec la main. Il faudra veiller à ce que le velcro crochet n'entre pas en contact avec la partie extérieure de l'orthèse afin d'éviter les frottements sur le tissu.

PRÉCAUTIONS

Le matériau de fabrication est inflammable.

N'exposez pas le produit à des situations qui pourraient l'enflammer. Si tel était le cas, dessaisissez-vous en rapidement et utilisez les moyens adéquats pour l'éteindre. Le matériau employé est hypoallergénique. Cependant, nous ne pouvons pas garantir à 100% qu'il ne produise pas d'allergies dans certains cas. Si tel était le cas, retirez le produit et consultez le médecin prescripteur. Au cas où vous auriez de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une chaussette en coton pour séparer la peau du contact avec le tissu. Pour petits désagréments causés par la sueur, nous vous recommandons d'utiliser une interface pour séparer la peau de tout contact avec le tissu. Si une éruption cutanée, une irritation ou une enflure de retirer le produit et consulter un médecin ou prothésiste. Contre les cicatrices ouvertes avec gonflement, rougeur et l'accumulation la chaleur. Le produit contient du latex de caoutchouc naturel et peut provoquer des réactions allergiques aux personnes sensibles au latex.

RECOMMANDATIONS-AVERTISSEMENTS

Ces produits doivent être seulement utilisés par les personnes qui figurent sur la prescription médicale. Ils ne doivent pas être utilisés par des personnes étrangères à cette prescription. Lorsque vous n'utilisez pas le produit, gardez-le dans son emballage d'origine. Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

L'utilisation des orthèses dépend des recommandations du médecin prescripteur, donc elles ne doivent pas être utilisées à des fins différentes de celles qui sont prescrites. Pour valider la garantie, l'établissement expéditeur doit remplir la feuille d'instruction présente.

FABRICATION-CARACTÉRISTIQUES

Les matériaux employés dans la fabrication ont été testés et homologués dans toutes leurs caractéristiques et remplissent les conditions Européennes de qualité exigées. Tous les produits mentionnés sont fabriqués avec des matériaux de première qualité et offrent un confort et une qualité d'utilisation exceptionnels. Tous les produits offrent un maintien, une stabilité et une compression pour un traitement optimal des pathologies pour lesquelles ils ont été créés.

RECOMMANDATIONS DE CONSERVATION ET LAVAGE

Attachez les velcros entre eux (dans les orthèses qui en contiennent) et laver régulièrement à la main à l'eau chaude et avec un savon neutre. Pour sécher l'orthèse, utilisez une serviette sèche pour absorber le maximum d'humidité et laissez-la sécher à température ambiante. Ne les étendez pas, ne les repassez pas et ne les exposez pas à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, n'utilisez pas d'alcools, de pommades ou de liquides dissolvants. Si l'orthèse n'est pas bien essorée, les résidus de lessive peuvent irriter la peau et détériorer le produit.

**GARANTIES**

ORLIMAN, S.L.U. garantit tous ses produits à condition qu'ils n'aient pas été manipulés ni altérés dans leur configuration d'origine. Il ne garantit pas les produits qui, à cause d'un mauvais usage, de déficiences ou de cassures de n'importe quel genre, voient leurs caractéristiques altérées. Si vous observez une quelconque déficience ou anomalie, communiquez-le immédiatement à votre revendeur pour procéder à son changement.

ORLIMAN, S.L.U. vous remercie de votre choix et vous souhaite une rapide amélioration.

Deutsch

GEBRAUCHS-UND PFLEGEANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank dafür, dass Sie einem Orliman-Produkt Ihr Vertrauen schenken. Sie haben ein medizinisch hochwertiges Qualitätsprodukt erworben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Ihr Orthopädie-Fachgeschäft oder an unseren Kundendienst. Orliman dankt Ihnen für Ihre Wahl und wünscht Ihnen baldige Besserung.

VORSCHRIFTEN

Diese Produkte entsprechen der Europäischen Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Anhand einer Risikoanalyse (UNE EN ISO 14971) wurden sämtliche vorhandenen Risiken minimiert. Es wurden die Prüfungen im Einklang mit den europäischen Prothesen- und Orthesevorschriften UNE-EN ISO 22523 durchgeführt.

INDIKATIONEN

Miederhosen dieser Art empfehlen sich für alle Personen mit schlaffem Muskelgewebe und einem ausgeprägten Hängebauch, hängendem Gesäß und schwacher Muskulatur im Schenkelbereich im Zusammenhang mit Lumbalgie, Eventrationen, postoperativen Zuständen nach Eingriffen in die Bauchdecke, arthritische und/oder rheumatischen Beschwerden und ähnlichen Bildern, d.h. in allen Fällen, in denen eine Ästhetik und Kompression benötigt wird, mit welcher ein Halt der reichsspezifischen Muskulatur zum Anheben des Unterleibs und Schaffung einer aufwärts gerichteten Kompression bei gleichzeitigem Vermeiden von unangenehmen Reibwirkungen im Inneren des Schenkelbereichs gefordert sind.

ANZIEHANLEITUNG

DAS PRODUKT MUSS VON IHREM ORTHOPÄDIETECHNIKER ODER ARZT ANGEPAST WERDEN.

Um die beste therapeutische Wirksamkeit bei den verschiedenen Pathologien zu erzielen und die Nutzungsdauer des Produkts zu verlängern, ist die richtige Auswahl der für den jeweiligen Patienten oder Benutzer geeignetsten Größe von grundlegender Bedeutung (auf der Verpackung ist zur Orientierung eine Größentabelle mit den Entsprechungen in Zentimetern angegeben). Da übermäßiger Druck zu Unverträglichkeit führen kann, empfehlen wir eine optimale Druckeinstellung.

Beim Anlegen sind folgende Punkte zu beachten:

Für einen besseren Komfort und aus Hygienegründen wird empfohlen, die Hose über der Unterwäsche zu tragen.

Bei vollständig geöffnetem Schließsystem wird ein Bein in das jeweilige Hosenbein gesteckt.

Anschließend wird die Miederhose bis zur Pubis hochgezogen, wobei die Gesäßpartie gut umschlungen sein muss. Das restliche Mieder wird dann soweit wie möglich hochgezogen, wobei es optimal an die Rippen kommen sollte, und sodann von unten nach oben zunächst mit den Haken und Ösen und schließlich mit dem Reißverschluss geschlossen.

Anpassung der lumbar-stütze:

Die Lumbarstütze ist ein elastisches Element, welches vom rückwärtigen Bereich der Miederhose ausgeht und nach vorn gespannt wird. An seinen Enden auf beiden Seiten befinden sich vier Hakenreihen, mit denen der von dem elastischen System auf den Lendenbereich ausgeübte Druck nach Wunsch des Trägers eingestellt werden kann. Im vorderen (Bauch-) Bereich befinden sich 2 Flügel, die an ihren Enden mit Haken ausgerüstet sind. Ziehen Sie die rückwärtigen Elastikbänder in Richtung Bauch und haken Sie diese dann in der Reihe Ösen ein, in der Sie die erforderliche Kompression benötigen, wobei grundsätzlich von unten nach oben vorgegangen werden soll. Derselbe Vorgang ist auf beiden Seiten durchzuführen.

Anbringen des lumbar-kissens:

In die Miederhose ist ein anatomisch gestaltetes Lumbar-Kissen eingearbeitet.

Vor der Anlegung muss es auf den lumbalen Bereich des Patienten angepasst werden. Danach Klettenschutz aus Astrachan entfernen. Die Fläche mit den Widerhäkchen ist nun auf das für diesen Zweck vorgesehene Velours zu legen.

Der breitere Bereich muss nach oben hin und der schmalere Rand nach unten hin verbleiben. Zur Anlegung besitzt es eine Klettseite. Diese ist an die innere Rückseite der Miederhose anzuhafte, so dass sie mit der Schlaufenseite des Klettverschlusses übereinstimmt und mittig angeordnet verbleibt.

Die Schale muss auf die lumbale Kurve des Patienten angeformt werden. Dies kann per Hand geschehen. Dabei beachten, dass der einhakende Klettverschluss nicht mit dem externen Ortheseanteil in Berührung kommt, um Reibstellen am Gewebe zu vermeiden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Das Material der Orthese ist entflammbar.

Die Produkte nicht in Situationen bringen, durch die sie entzündet werden können. Sollte dies geschehen, die Produkte schnellstens ablegen und mit geeigneten Mitteln löschen. Das verwendete Material ist zwar hypoallergen, allerdings können Allergien in bestimmten Fällen nie ganz ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall das Produkt abnehmen und den verschreibenden Arzt aufsuchen. Sollte die Orthese aufgrund der Schweißbildung unbequem sein, empfehlen wir die Verwendung eines Baumwollstrumpfs, damit die Haut nicht direkt mit dem Gewebe in Berührung kommt. Für kleine Unannehmlichkeiten, die durch Schweiß verursacht, empfehlen wir die Verwendung einer Schnittstelle, die Haut vor Kontakt mit dem Gewebe zu trennen. Wenn Hautauschlag, Reizungen oder Schwellungen um ein Produkt zu entfernen und einen Arzt aufsuchen oder Orthopädietechniker. Kontraindiziert bei offenen Wunden mit Schwellung, Rötung und Akkumulation Wärme. Das Produkt enthält Naturkautschuklatex und kann dazu führen, dass allergische Reaktionen auf Menschen, die empfindlich auf latex.

EMPFEHLUNGEN-WARNHINWEISE

Diese Produkte dürfen lediglich von den im ärztlichen Rezept genannten Personen verwendet werden. Sie dürfen nicht von Personen verwendet werden, auf die dieses Rezept nicht zutrifft. Bewahren Sie das Produkt in seiner Originalverpackung auf, wenn Sie es nicht benutzen. Für die Entsorgung der Verpackung und des Produkts sind die gesetzlichen Bestimmungen Ihrer Region strikt zu beachten. Der Gebrauch der Orthesen untersteht den Empfehlungen des verschreibenden Arztes. Daher dürfen sie nicht für andere Zwecke als die verschriebenen verwendet werden. Für das Gültigkeit der Garantie ist das vorliegende Hinweisblatt vom Fachhändler auszufüllen.

HERSTELLUNG-MERKMALE

Die bei der Herstellung verwendeten Materialien wurden mit sämtlichen Merkmalen getestet und amtlich zugelassen und erfüllen die geforderten europäischen Qualitätsstandards. Sämtliche genannten Produkte sind aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt und bieten höchsten Komfort und Qualität im Gebrauch. Alle Produkte bieten Festigkeit, Stabilität und Kompression für die optimale Behandlung der Pathologien, für die sie entwickelt wurden.

HINWEISE ZUR PFLEGE UND REINIGUNG

Die Klettverschlüsse (sofern vorhanden) schließen, das Produkt regelmäßig mit der Hand mit lauwarmem Wasser und neutralem Waschmittel waschen. Mit einem trockenen Handtuch die Nässe so gut wie möglich aufsaugen und die Orthese dann bei Raumtemperatur trocknen lassen. Nicht aufhängen, nicht bügeln und keinen direkten Wärmequellen wie Heizöfen, Heizlüftern, Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, usw. aussetzen. Beim Gebrauch oder bei der Reinigung weder Alkohol noch Salben oder Lösungsmittel verwenden. Das Wasser muss sorgfältig von der Orthese abgesaugt werden, da Waschmittelreste die Haut reizen und das Produkt schädigen können.



GARANTIE

ORLIMAN, S.L.U. gewährt Garantie auf ihre sämtlichen Produkte, so lange deren ursprüngliche Gestaltung weder verändert noch beschädigt wurde. Für Produkte, deren Merkmale wegen unsachgemäßen Gebrauchs oder aufgrund von Mängeln oder Rissen verändert sind, wird keine Garantie geleistet. Sollten Sie Mängel oder Anomalien feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihr Fachgeschäft, um das Produkt umzutauschen.

ORLIMAN, S.L.U. dankt Ihnen für Ihre Wahl und wünscht Ihnen baldige Besserung.

Portugués**INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Estimado Cliente,

Gostaríamos de lhe agradecer a confiança demonstrada ao adquirir o produto Orliman. Acaba de adquirir um produto de qualidade e de alto nível medicinal.

Por favor, leia atentamente as instruções apresentadas. Em caso de dúvida, contacte com o seu médico, ortopédico especialista ou com o nosso departamento de atendimento ao cliente. Orliman agradece-lhe a sua eleição e deseja-lhe rápidas melhoras.

NORMATIVA

Estes produtos encontram-se em conformidade com a Directiva Europeia de Produtos Sanitários 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Foi igualmente realizada uma Análise de Risco (UNE EN ISO 14971) minimizando deste modo os riscos existentes. Em conformidade com o estipulado na normativa europeia UNE-EN ISO 22523 para Próteses e Ortéses, foram igualmente realizados os respectivos ensaios.

INDICAÇÕES

Este tipo de cinta-calças é indicada para pessoas com tecido muscular flácido que apresentam abdómen pêndulo proeminente, caída de glúteos e musculatura de coxas mole, associada a lombalgias, eventrações, pós-cirurgia da parede abdominal, por problemas de artrites, reumáticos etc., onde seja preciso uma estética, uma compressão que recolha e que contenha toda a musculatura associada, obtendo uma elevação do baixo-ventre e criando uma compressão ascendente evitando molestas fricções na face interna das coxas.

INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO

O PRODUTO DEVE SER APLICADO POR UM TÉCNICO ORTOPÉDICO OU MÉDICO.

Para obter o maior grau de eficácia terapêutica nas diferentes patologias, e prolongar a vida útil do produto, é de fundamental importância a correcta selecção do tamanho que melhor se adapta a cada doente ou utilizador (na embalagem poderá encontrar um quadro guia de tamanhos e correspondentes equivalências em centímetros) Uma compressão excessiva pode provocar intolerância sendo por isso aconselhável regular a compressão para obter um óptimo grau de compressão.

Para colocar este produto os aspectos abaixo indicados devem ser observados:

Recomenda-se a utilização de roupa interior com a finalidade de obter um maior conforto e higiene.

Com os sistemas de abertura abertos, introduza cada perna pelo seu respectivo sitio.

Seguidamente eleve, a cinta-calças até chegar ao púbis e recolhendo convenientemente os glúteos. Eleve o resto da cinta o máximo que conseguir, até chegar aproximadamente por baixo das costelas, feche a cinta de baixo para cima começando pelos colchetes para de seguida fechar o fecho.

Adaptação do suporte lombo-sacral:

O suporte lombo-sacral é um elemento elástico que parte da zona posterior da cinta-calças. Nos seus extremos possui 4 filas de passadores de colchetes que nos permitirão regular a pressão do sistema elástico lombo-sacral. Na sua face anterior (abdominal), estão 2 asas que no seu extremo possuem uma fila de colchetes machos. Faça tracção nos elásticos posteriores para o ventre fixando-os com os colchetes na fila que quiser até obter a compressão necessária, começando sempre do colchete inferior para o superior. Realize esta manobra em ambos os lados.

Colocação da almofadinha lombar:

A cinta tipo calção possui uma almofada lombar desenvolvida anatomicamente.

Antes da sua utilização, deverá ser adaptada à zona lombar do paciente. A seguir deverá retirar o velcro astracã de protecção e colocar a zona de gancho no velour que possui para tal fim.

A zona mais larga deverá ficar para cima e o bordo mais estreito, para baixo. Para a sua colocação possui uma face de velcro que deverá ser aderida à face posterior interna da cinta, fazendo-a coincidir com o velcro fêmea até ficar centrada.

A placa deverá ser adaptada à curva lombar do paciente. Pode fazer-se manualmente. Evite que o velcro gancho entre em contacto com a parte externa da ortótese para evitar atritos no tecido.

PRECAUÇÕES

O material de construção é inflamável.

Não exponha os produtos a situações que possam produzir a ignição. Caso assim seja desfaça-se imediatamente dos mesmos e utilize os meios adequados para apagar o fogo. O material utilizado é hipoalergénico, no entanto não se pode garantir a 100% que em determinados casos estes não provoquem alergias. Nesse caso retire o produto e consulte com o médico que o receitou. No caso do suor provocar um ligeiro mau estar, recomenda-se o uso de uma meia de algodão para separar a pele do contacto com o tecido. Para pequeno inconveniente causado pelo suor, recomendamos o uso de uma interface para separar a pele do contacto com o tecido. Se o prurido, irritação ou inchaço para remover o produto e consultar um médico ou protesista. Contra-indicado em cicatrizes abertas com inchaço, vermelhidão e acúmulo de calor. O produto contém látex de borracha natural e pode provocar reacções alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

RECOMENDAÇÕES – ADVERTÊNCIAS

Estes produtos somente podem ser utilizados pelas pessoas cujo nome é indicado na receita médica. Estes não devem ser utilizados por pessoas que não possuam receita médica. Quando não estiver a usar o produto, coloque-o na sua embalagem original. Ao deitar fora a embalagem e o produto, cumpra estritamente com as normas legais da sua comunidade.

As ortéses devem apenas ser utilizadas com receita médica, portanto não devem ter outras finalidades a não ser as finalidades para as quais foram receitadas. Para validade da garantia, o estabelecimento que lhe vendeu o produto deve preencher a folha de instruções proporcionada.

FABRICO-CARACTERÍSTICAS

Os materiais utilizados no fabrico destes produtos foram testados e homologados em todas as suas características. Estes cumprem igualmente com os requisitos Europeus de qualidade exigidos.

Todos os produtos indicados foram fabricados com materiais de primeira qualidade e oferecem um inigualável conforto e qualidade de uso. Todos os produtos oferecem uma contenção, estabilidade e compressão requeridas para o tratamento óptimo das patologias para as quais foram concebidos.

RECOMENDAÇÕES DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM

Unir os fechos velcro entre si (para ortéses que os incorporem) e lavar periodicamente à mão com água morna e sabão neutro. Para secar as ortéses utilize uma toalha seca para absorver o máximo de humidade e deixe-as secar à temperatura ambiente. Não as pendure, não as passe a ferro, nem exponha as mesmas a fontes de calor directo, tais como qualquer tipo de aquecedores, radiadores, exposição directa ao sol, etc. Ao usar ou limpar as mesmas, não utilize álcool, pomadas ou líquidos dissolventes. Se a ortése não estiver bem enxaguada, os resíduos do detergente podem irritar a pele e provocar a deterioração do produto.

**GARANTIAS**

ORLIMAN, S.L.U. garante todos os seus produtos, sempre e quando não tenha sido manipulada nem alterada a sua configuração original. Não se encontram garantidos os produtos que devido a uma má utilização, deficiência ou ruptura de qualquer tipo, as suas características tenham sido alteradas. No caso de detectar qualquer deficiência ou anomalia, informe imediatamente o estabelecimento que lhe vendeu o produto para que este seja trocado.

ORLIMAN, S.L.U. agradece-lhe a sua eleição e deseja-lhe rápidas melhoras.

Italiano**ISTRUZIONI PER L'USO E PER LA CONSERVAZIONE**

Gentile cliente,

Grazie per la fiducia che ha riposto in un prodotto Orliman. Ha acquistato un prodotto di qualità e di alto livello medicale. Si prega di leggere attentamente le istruzioni. In caso di dubbio, mettersi in contatto con il proprio medico, con il tecnico ortopedico specializzato o con il nostro ufficio di Assistenza al Cliente. Orliman la ringrazia per aver fatto questa scelta e le augura un pronto ristabilimento.

NORMATIVA

Questi prodotti sono conformi alla Direttiva Europea sui Prodotti Sanitari 93/42/CEE (RD. 1591/2009). È stata effettuata un'analisi dei rischi (UNE EN ISO 14971) minimizzando tutti i rischi esistenti. I test sono stati effettuati in conformità alla normativa europea UNE-EN ISO 22523 su Protesi e Ortesi.

INDICAZIONI

Questo tipo di fascia è indicato nei casi di tessuto muscolare flaccido, presentano addome pendulo prominente, caduta dei glutei e muscolatura delle cosce flaccida associata a lombalgie, ematrazioni, post-chirurgia della parete addominale, problemi di artrite, reumatici, ecc. in cui occorrono una correzione estetica e una compressione che raccolga e contenga tutta la muscolatura associata per ottenere un sollevamento del basso ventre e creare una compressione ascendente per evitare attriti fastidiosi nella parte interna delle cosce.

ISTRUZIONI PER L'USO**IL PRODOTTO DEVE ESSERE ADATTATO DAL PROPRIO TECNICO ORTOPEDICO O DAL MEDICO.**

Per ottenere il maggior grado di efficacia terapeutica con le varie patologie e per prolungare la vita utile del prodotto, è fondamentale scegliere correttamente la misura più adatta ad ogni paziente o utente (sulla confezione è riportata una tabella orientativa delle misure con le equivalenze in centimetri). Una compressione eccessiva può provocare intolleranza pertanto si consiglia di regolare la compressione fino a raggiungere il livello ottimale.

Per il corretto uso, rispettare le seguenti indicazioni:

Per motivi di comfort e igiene si raccomanda l'utilizzo di biancheria intima.

Aprire la fascia e introdurre ciascuna gamba nell'apertura corrispondente.

Quindi sollevare la fascia fino ad arrivare al pube e comprendere i glutei. Sollevare per quanto possibile il resto della fascia fino ad arrivare circa sotto le coste, chiudere la fascia dal basso verso l'alto partendo dai gancetti e arrivando alla cerniera.

Adattamento del supporto lombosacrale:

Il supporto lombosacrale è un elemento elastico che parte dalla zona posteriore della fascia. Alle sue estremità dispone di 4 file di passanti per gancetti che consentono di regolare la pressione del sistema elastico lombosacrale. Nella parte anteriore (addominale), si trovano 2 alette, ognuna delle quali contiene all'estremità una fila di gancetti maschi. Tirare gli elastici posteriori fino al ventre fissandoli con i gancetti nella fila che si desidera fino a ottenere la compressione necessaria, iniziando sempre dal basso verso l'alto. Effettuare questa operazione in entrambi i lati.

Posizionamento del cuscinetto lombare:

La fascia pantalone comprende un cuscinetto lombare anatomico.

Prima di collocarlo dovrà essere adattato alla zona lombare del paziente; a questo scopo togliere il velcro astrakan di protezione e posizionare la zona del gancio sopra l'apposito velour.

La zona più ampia deve restare in alto e il bordo più stretto in basso. La parte di velcro che serve al il suo posizionamento deve aderire alla parte posteriore interna della fascia, in corrispondenza del velcro femmina, e deve rimanere centrata.

La piastra deve essere adattata alla curva lombare del paziente. L'adattamento può essere manuale. Occorre evitare che il velcro non entri in contatto con la parte esterna dell'ortesi per evitare di deteriorare il tessuto.

PRECAUZIONI

Il materiale impiegato è infiammabile.

Non esporre il prodotto a condizioni che ne potrebbero provocare la combustione. In tal caso, rimuoverlo al più presto ed usare i mezzi adatti per l'estinzione. Il materiale impiegato è ipoallergenico, tuttavia non possiamo garantire al 100% che in determinati casi non si possano verificare allergie: in tal caso, rimuovere il prodotto e rivolgersi al medico prescrittore. Per piccolo inconveniente causato dal sudore, si consiglia di utilizzare una interfaccia per separare la cute dal contatto con il tessuto. Se eruzioni cutanee, gonfiore o irritazione per rimuovere il prodotto e consultare un medico o protesista. Controindicato in cicatrici aperte con gonfiore, arrossamento e l'accumulo di calore. Il prodotto contiene lattice di gomma naturale e può provocare reazioni allergiche nei soggetti sensibili al lattice.

RACCOMANDAZIONI-AVVERTENZE

Questi prodotti devono essere utilizzati solo dalle persone riportate sulla prescrizione medica. Non devono essere utilizzati da persone estranee a tale prescrizione. Dopo l'uso, riporre il prodotto nella relativa confezione originale. Per lo smaltimento della confezione e del prodotto, rispettare le norme vigenti in materia.

L'uso delle ortesi è condizionato dalle raccomandazioni del medico prescrittore, quindi non devono essere usate per scopi diversi da quelli prescritti. Per la validità della garanzia, il rivenditore deve compilare e timbrare il coupon allegato a questo foglio di istruzioni.

PRODUZIONE-CARATTERISTICHE

Tutti i materiali impiegati per la produzione sono stati testati ed omologati e le loro caratteristiche sono conformi ai requisiti europei di qualità applicabili.

Tutti i prodotti sono elaborati con materiali di prima qualità ed offrono un comfort ed una qualità d'uso insuperabili. Tutti i prodotti offrono contenimento, stabilità e compressione per il trattamento ottimale delle patologie per le quali sono stati progettati.

CONSIGLI PER LA CONSERVAZIONE E IL LAVAGGIO

Fare aderire le chiusure in velcro tra di loro (se presenti sull'ortesi) e lavare periodicamente a mano con acqua tiepida e sapone neutro. Per l'asciugatura dell'ortesi, avvolgerla in un asciugamano asciutto per fare assorbire la massima umidità e quindi lasciare asciugare a temperatura ambiente. Non stendere, né stirare e non esporre l'ortesi a fonti di calore dirette, quali stufe, radiatori di qualunque tipo ed evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole, ecc. Durante l'uso o la pulizia, non usare alcool, pomate o solventi liquidi. Se non si risciacqua bene l'ortesi, le tracce di detergente possono irritare la pelle e danneggiare il prodotto.

**GARANZIE**

ORLIMAN, S.L.U. garantisce tutti i propri prodotti, purché non ne sia stata modificata né alterata la configurazione originale. Non garantisce i prodotti le cui caratteristiche siano state alterate a causa di un uso errato, deficienze o rotture di qualsiasi tipo. Se si riscontrasse qualche difetto anomalo, si prega di comunicarlo immediatamente al rivenditore per cambiare il prodotto.

ORLIMAN, S.L.U. la ringrazia per aver fatto questa scelta e le augura un pronto ristabilimento.

Polski

INSTRUKCJA UŻYWANIA I KONSERWACJI

Drogi użytkowniku

Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyłeś firmę Orliman, zakupując jeden z naszych wysokiej klasy produktów medycznych. Prosimy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce. W przypadku wątpliwości lub pojawienia się problemów, należy skontaktować się ze swoim lekarzem lub ze sprzedawcą.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Niniejsze produkty są zgodne z Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych (Dekret Królewski 1591/2009). Przeprowadzona została analiza dotycząca ryzyka (UNE-EN ISO 14971) minimalizując wszelkie istniejące ryzyka związane z produktem. Przeprowadzone zostały próby zgodnie z regulacją europejską UNE-EN ISO 22523 dotyczącą Protezi i Ortez.

ZASTOSOWANIE

Szorty gorsetowe tego typu przeznaczone są dla osób ze zwiotczeniem mięśni przejawiającym się wystąpieniem, obwisłymi powłokami brzucha i poślądkami oraz osłabieniem mięśni ud, współistniejącymi z dolegliwościami bólowymi okolicy lędźwiowo-krzyżowej; przy przepuklinie jamy brzusznej; po operacjach w obrębie jamy brzucha; przy zapaleniu stawów i dolegliwościach reumatycznych itp.; dla poprawienia estetyki, dla efektów osiągniętych dzięki uciskowi szortów, które obejmują wszystkie powiązane mięśnie, prowadząc do podniesienia dolnej części brzucha i oddziaływania siły w górę, co zapobiega ocieraniu wewnętrznych powierzchni ud.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UMOCOWANIA**PRODUKT POWINIEN BYĆ DOPASOWANY PRZEZ PAŃSTWA ORTOPEDĘ LUB LEKARZA.**

Fundamentalnym elementem osiągnięcia najwyższego stopnia skuteczności terapeutycznej w zależności od dolegliwości oraz przedłużenia żywotności produktu, jest właściwy dobór rozmiarów i równowartości w centymetrach, w przypadku niektórych rodzajów materiałów istnieje tylko jeden uniwersalny rozmiar). Za duży ucisk może spowodować utrudnienia mięśniowe, w związku z czym radzimy regulować ucisk aż do otrzymania optymalnego stopnia.

W celu umocowania należy mieć na względzie następujące elementy:

Zaleca się, aby stosować pod szortami bieliznę, co zapewni większy komfort i higienę.

Po rozpięciu szortów umieścić nogi w nogawkach.

Podciągnąć szorty w kierunku kroczka i nasunąć na pośladki. Podnieść pozostałą część szortów tak wysoko, jak to możliwe, tuż poniżej zęber, a następnie zapiąć je od dołu ku górze, najpierw na haftki, a potem na zamek błyskawiczny.

Dopasowanie stabilizatora krzyżowo-lędźwiowego:

Stabilizator lędźwiowo-krzyżowy jest elastycznym elementem, znajdującym się w tylnej strefie szortów. Na obu końcach stabilizatora znajdują się 4 rzędy haftek, które pozwalają na regulację siły ucisku elastycznego systemu lędźwiowo-krzyżowego. Z przodu (strefa brzuszna) znajdują się 2 zakładki, zakończone rzędem haftek. Pociągnąć tylny pas elastyczny do przodu, zapiąć go haftkami wybranego rzędu w celu uzyskania odpowiedniej kompresji, zawsze rozpoczynając od najniższej haftki i przechodząc do najwyższej. To samo działanie wykonać z każdej strony.

Dołączenie poduszki lędźwiowej:

Szorty gorsetowe wyposażone są w anatomiczną poduszkę lędźwiową.

Przed umieszczeniem należy dopasować ją do okolicy lędźwiowej pacjenta. Po dopasowaniu odpiąć paski z rzepami i zamocować do materiału welurowego, przeznaczonego do tego celu.

Szerszy koniec powinien być skierowany w górę, węższy – w dół. W celu prawidłowego umiejscowienia, przyczepić rzep do tylnej wewnętrznej strony szortów tak, aby był dopasowany do materiału welurowego i prawidłowo wyrównany.

Za pomocą ręki dopasować poduszkę do naturalnej krzywizny lędźwiowej pacjenta. Należy uważać, aby mocowania na rzep nie stykały się z zewnętrzną częścią ortezi, aby uniknąć ocierania tkaniny.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Materiał konstrukcyjny jest łatwopalny.

Nie poddawać produktów sytuacjom w których mogłyby ulec podpaleniu. W takim wypadku należy natychmiast zdjąć produkt i użyć odpowiednich środków w celu jego ugaszenia. Zastosowane materiały są hipoałergiczne, niemniej jednak nie możemy zagwarantować w 100%, że w konkretnych wypadkach mogą występować alergie, w takim przypadku, należy odstawić produkt i skontaktować się z lekarzem który go przepisał. W przypadku małych dolegliwości spowodowanych poceniem się, zalecamy zastosowanie materiału, który oddzieli skórę od materiału. W przypadku zadrapań, podrażnienia lub opuchlizny odstawić produkt i skontaktować się z lekarzem lub ortopedą. Niezalecamy w przypadku opuchniętych otwartych ran, zacerwieńienia i akumulacji ciepła. Produkt zawiera lateks z kauczuku naturalnego, który może wywoływać reakcje alergiczne u osób na niego uczulonych.

ZALECENIA – PRZECIWWSKAZANIA

Niniejsze produkty powinny być używane przez osoby, którym zostały przepisane na podstawie recepty lekarskiej. Nie powinny być używane przez osoby nie wyszczególnione w tej receptce. Produkt nie używane należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zużycia opakowania i produktu, postępuj zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Używanie gorsetu jest poddane zaleceniom lekarza, który go przepisał, dlatego nie powinien być używany do innych celów niż te przepisane. Warnkiem ważności gwarancji jest, aby podmiot ją wydający postępował zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

PRODUKCJA – CHARAKTERYSTYKA

Materiały zastosowane do budowy zostały poddane testom i homologowane i spełniają wszelkie europejskie wymogi jakościowe.

Wszystkie produkty są produkowane z wysokiej jakości materiałów i oferują niepowtarzalny komfort i jakość używania. Wszystkie produkty oferują pełną kontrolę, stabilność i zastosowanie dla optymalnego leczenia dolegliwości dla których zostały zaprojektowane.

ZALECENIA ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ I CZYSZCZENIEM

Zlepić ze sobą rzepy (w wypadku gdy produkt je posiada), prać okresowo przy użyciu irchy i neutralnego mydła. Aby wysuszyć gorset, należy użyć suchego ręcznika w celu zaabsorbowania jak największej ilości wody i pozostawić do wysuszenia w temperaturze pokojowej. Nie należy ich wieszać ani prasować i wystawiać na bezpośrednie źródła ciepła takie jak piecyki, grzejniki, kaloryfery, stołce etc. W czasie używania lub czyszczenia, nie należy używać alkoholi, maści ani rozpuszczalników. Jeżeli gorset nie jest wystarczająco opłukany, resztki produktu czyszczącego mogą podrażnić skórę i uszkodzić produkt. Nie należy mieć na sobie gorsetu w czasie kąpieli, prysznicu etc. W celu większej wygody i higieny rekomendujemy użycie bawełnianej bielizny pod gorsetem.

**GWARANCJA**

ORLIMAN, S.L.U. gwarantuje jakość wszystkich swoich produktów, pod warunkiem, że te nie były manipulowane ani zmienione względem swojej pierwotnej budowy. Nie podlegają gwarancji te produkty, których właściwości zostały zmienione w wyniku niewłaściwego zastosowania, braków lub jakiegokolwiek wad. W przypadku zauważenia jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości, należy bezzwłocznie powiadomić o tym podmiot wydający gwarancję w celu wymiany.

ORLIMAN, S.L.U. jest wdzięczny za państwa wybór i życzy szybkiego powrotu do zdrowia.

Nederlands

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN HET BEHOUD

Geachte klant,

Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen in een Orliman product. U heeft een kwaliteitsproduct van hoogwaardig niveau aangeschaft. Wij verzoeken u om de instructies aandachtig door te lezen. Mocht u twijfels hebben, dan kunt u contact opnemen met uw arts, uw gespecialiseerde orthopeed of met onze afdeling klantenservice. Orliman stelt uw keuze op prijs en wenst u voorspoedige beterschap.

NORMEN

Deze producten voldoen aan de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/CEE (Koninklijk Besluit 1591/2009). Er werd een risicoanalyse uitgevoerd (UNE-EN ISO 14971) waarbij alle bestaande risico's tot het minimum worden beperkt. Proeven zijn uitgevoerd conform de Europese richtlijn UNE-EN ISO 22523 met betrekking tot uitwendige arm- en beenprothesen en uitwendige orthesen.

INDICATIES

Dit type broekkorset is geïndiceerd voor personen met slap spierweefsel en met een prominente hangbuik, slappe bilspijeren en een zwakke dijmusculatuur die gekoppeld is aan pijn in de onderrug, eventratie, postoperatief na chirurgie van de buikwand, artritische en reumatische klachten en dergelijke, d.w.z. in alle gevallen waarin esthetiek en compressie nodig zijn, die alle betrokken musculatuur samenhoudt om een verheffing van de onderbuik te verkrijgen en tegelijk een opwaartse druk te scheppen zodat onaangenaam schuren van de binnenkant van de dijen wordt voorkomen.

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN

HET PRODUCT MOET DOOR UW ORTHOPEDISCHE TECHNICUS OF ARTS WORDEN AANGEMETEN.

Om een zo groot mogelijke therapeutische doelmatigheid te bereiken bij de verschillende pathologieën en om de bruikbare levensduur van het product te verlengen, is het van fundamenteel belang dat voor iedere patiënt of gebruiker de meest correcte maat wordt uitgekozen (in de verpakking wordt een oriënterend overzicht bijgevoegd met de maten en gelijkwaardigheden in centimeters). Een overmatige compressie kan leiden tot onverdraagzaamheid waardoor wordt aangeraden om de compressie te reguleren voor een optimaal niveau. Bij het aanbrengen moet op de volgende aspecten worden gelet.

Bij het aanbrengen moet op de volgende aspecten worden gelet:

Voor meer comfort en om hygiënische redenen is het aanbevolen het broekkorset over het ondergoed te dragen.

Open alle sluitingen volledig en steek ieder been in de respectieve broekspijp.

Trek het broekkorset op tot aan het schaambeent, waarbij de billen goed omsloten moeten zijn. Trek the rest van het broekkorset zo hoog mogelijk op, tot net onder de ribben en sluit het korset vervolgens van onder naar boven met de haakjes en oogjes en tot slot met de ritsluiting.

De lumbosacrale steun aanpassen:

De lumbosacrale steun is een elastisch element in de rugzone van het broekkorset. Aan weerszijden is deze uitgerust met 4 rijen haakjes, waarmee de druk die het elastisch systeem uitoefent op de lenden naar wens van de drager geregeld kan worden. Vooraan (op de buik) zijn er 2 lippen met haakjes aan het uiteinde. Trek de elastische riemen aan de rugzijde naar de buik toe en haak ze vervolgens in op de rij waar de vereiste compressie nodig is, dit steeds vanaf de onderste tot de bovenste haak. Voer deze procedure aan weerszijden uit.

Aanmeten van het lumbale kussen:

Het broekkorset heeft een anatomisch ontworpen lumbale steun.

Alvorens het aan te meten, moet het aangepast worden aan het lumbale gebied van de patiënt. Als dat gedaan is, verwijdert u de astrakan klittenbanden en brengt u het oppervlak met de haakjes aan op het daarvoor bestemde velours.

Het breedste gebied moet naar boven en de smalste rand naar onder geplaatst worden. Voor een goede positionering moet het klittenband vastgemaakt worden aan de binnenkant van het broekkorset, zodat deze overeenstemt met de lussenzijde van het klittenband en goed in het midden zit. De lumbale steun moet aangepast worden aan de lumbale curve van de patiënt, wat handmatig kan gedaan worden. Zorg dat de klittenbandsluiting niet in contact komt met de buitenkant van de orthese, om te voorkomen dat het materiaal de huid schuurt.

VOORZORGSMAATREGELEN

Het fabricagemateriaal is ontvlambaar.

Stel de producten niet bloot aan situaties die tot hun ontbranding kunnen leiden. Als dit gebeurt, trek ze dan snel uit en gebruik adequate middelen om ze te doven. Hoewel het gebruikte materiaal hypoallergeen is, kunnen we niet 100% garanderen dat er zich in bepaalde gevallen geen allergieën kunnen voordoen. Als dit gebeurt, verwijder dan het product en raadpleeg de arts die het product voorgeschreven heeft. In het geval van kleine ongemakken die veroorzaakt worden door zweeten, raden we het gebruik van een interface aan om contact tussen de huid en het weefsel te voorkomen. Verwijder het product in het geval van schaafwonden, irritaties of zwellingen en raadpleeg uw arts of orthopedist. Het gebruik wordt afgeraden in het geval van open littekens met zwellingen, roodheid en warmteaccumulatie. Het product bevat latex van natuurlijk rubber en kan allergische reacties veroorzaken bij personen die gevoelig zijn voor latex.

AANBEVELINGEN-WAARSCHUWINGEN

Deze producten mogen alleen worden gebruikt door de personen die in het medische voorschrift staan vermeld. Ze mogen niet worden gebruikt door derden die niet in verband staan met het genoemde voorschrift. Als u het product niet gebruikt, dan wordt aangeraden om het in de originele verpakking te bewaren. Bij het wegwerpen van de verpakking en het product, wordt verzocht dat u zich strikt houdt aan de wettelijke normen van uw woonomgeving. Het gebruik van de orthese is onderhevig aan de aanbevelingen van de voorschrijvende arts, en om deze reden mag dit product dan ook niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die staan voorgeschreven. Voor de geldigheid van de garantie, dient de verstrekkende instantie dit instructieblad in te vullen.

VERVAARDIGING-KENMERKEN

De materialen die voor de vervaardiging zijn gebruikt, zijn getest en in al hun kenmerken gehomologeerd en voldoen aan de vereiste Europese kwaliteitsvoorwaarden. Alle genoemde producten zijn vervaardigd uit materiaal van eerste kwaliteit en bieden een onverbeterebaar comfort en gebruikskwaliteit. Alle producten bieden ondersteuning, stabiliteit en compressie voor de optimale behandeling van de pathologieën waarvoor deze zijn ontworpen.

AANBEVELINGEN VOOR HET BEHOUD EN VOOR HET WASSEN

De klittenbanden onderling aan elkaar vast maken (als de ortheses die heeft) en regelmatig handmatig wassen met lauw water en neutrale zeep. Voor het drogen van de orthese, een droge handdoek gebruiken om zoveel mogelijk vocht te laten absorberen en het vervolgens laten opdrogen bij kamertemperatuur. Het mag niet worden opgehangen noch worden gestreken en evenmin mag het worden blootgesteld aan directe warmtebronnen zoals kachels, verwarmingen, radiators, blootstelling aan direct zonlicht, etc. Gedurende het gebruik of tijdens het schoonmaken, mogen geen alcohol, crèmes of verdunnende middelen worden gebruikt. Als de orthese niet goed is uitgelekt, dan is het mogelijk dat de wasmiddelresten de huid kunnen irriteren en het product kunnen beschadigen.



GARANTIES

ORLIMAN, S.L.U. staat garant voor al haar producten, op voorwaarde dat ze niet zijn bewerkt noch zijn veranderd in hun oorspronkelijke vorm. Zij staat niet garant voor die producten die om reden van verkeerd gebruik, tekortkomingen of beschadigingen van iedere willekeurige aard, in hun kenmerken blijken te zijn veranderd. Mocht u enige gebreken of afwijkingen waarnemen, dan wordt verzocht om dit onmiddellijk te melden aan de verstrekkende instantie om over te gaan tot vervanging ervan.

ORLIMAN, S.L.U. stelt uw keuze op prijs en wenst u voorspoedige beterschap.

Română**INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE**

Stimate client,

Vă mulțumim că acordați încredere produselor ORLIMAN. Ați achiziționat un produs de calitate și cu o înaltă valoare medicală. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de folosire și întreținere. Dacă aveți îndoieli asupra produsului, luați legătura cu medicul dvs., cu un tehnician ortopedist sau cu dealerul autorizat de unde l-ați achiziționat. ORLIMAN apreciază alegerea dvs. și vă dorește recuperare grabnică.

NORMATIVE

Aceste produse sunt în conformitate cu Directiva Europeană de Produse Sanitare 93/42/ CEE (RD. 1591/2009). S-a realizat o Analiză de Risc (UNE-EN ISO 14971), reducându-se la minimum toate riscurile existente. S-au realizat probele în conformitate cu normativa europeană. UNE-EN ISO 22523 cât privește Protezele și Ortezele.

INDICAȚII

Chilotul cu centură de acest tip este indicat pentru persoanele cu țesut muscular flacid, cu abdomen proeminent, mușchi fesieri deformați și cu musculatură slab dezvoltată a coapsei, asociată cu durere lombară, hernii incizionale, postoperatoriu în chirurgia peretelui abdominal, artrită și probleme reumatice etc., în care este important aspectul estetic, dar și compresia care adună și menține musculatura asociată, obținând ridicarea abdomenului inferior și crearea unei compresii ascendente, prevenind astfel frecarea interiorului coapselor.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ȘI REGLARE

ACEST PRODUS TREBUIE REGLAT DE CĂTRE TEHNICIANUL ORTOPED CONFORM RECOMANDĂRILOR MEDICULUI SPECIALIST.

Pentru a îmbunătăți gradul de eficacitate terapeutică în cazul diferitelor patologii și pentru a crește durata de viață a produsului, este fundamental să alegeți corect mărimea potrivită pentru pacient sau utilizator (anexat veți găsi o schemă cu toate măsurile și echivalentul în centimetri). O compresiune prea mare poate produce intoleranță la produs; de aceea vă recomandăm ca gradul de compresiune să fie reglat la valoarea optimă.

Pentru adaptarea pe corpul pacientului rețineți următoarele aspecte:

Se recomandă utilizarea acestui produs împreună cu lenjerie intimă, pentru mai mult confort și igienă.

Cu sistemul de deschidere deschis, introduceți fiecare picior prin orificiul corespunzător.

Apoi ridicați chilotul până în zona pubiană, acoperind mușchii fesieri. Ridicați centura cât mai sus cu putință, până sub coaste, apoi închideți chilotul, de jos în sus, începând cu copcile și terminând cu fermoarul.

Reglarea suportului lombosacral:

Suportul lombosacral este un element elastic din zona dorsală a chilotului cu centură. La ambele capete are patru șiruri de copci care permit reglarea presiunii sistemului lombosacral elastic. În față (partea abdominală) există două clapete care la capete au un șir de copci de tip moș. Trageți benzile elastice către abdomen, fixându-le cu copcile din șirul dorit, pentru a obține compresia necesară, începând întotdeauna cu cea mai joasă și urcând până la ultima copcă. Repetați procedura pe ambele laturi.

Atașarea pernutei lombare:

Chilotul cu centură conține o pernă lombară cu formă anatomică.

Înainte de aplicare, aceasta trebuie adaptată la zona lombară a pacientului. După ce ați realizat această etapă, îndepărtați baretele din velcro și așezați zona de fixare pe velurul destinat acestui scop.

Zona cea mai lată trebuie orientată în sus, iar cea mai îngustă trebuie orientată în jos. Pentru o aplicare adecvată, fața cu velcro trebuie atașată părții dorsale interne a centurii, în conformitate cu partea velcro de tip babă și aliniată în mod adecvat.

Placa trebuie adaptată manual la curbura lombară a pacientului. Asigurați-vă că benzile velcro nu intră în contact cu partea externă a ortezei, pentru a evita scămoșarea materialului textil.

PRECAUȚII

Materialul din care a fost realizat este inflamabil.

Nu expuneți produsele la situații ce ar putea conduce la combustie. Dacă acest lucru se întâmplă desprindeți-vă rapid de produs și folosiți mijloacele adecvate pentru stingere. Deși materialul folosit este hipoalergenic totuși nu putem garanta 100% că în anumite cazuri nu s-ar putea produce alergii, dacă acest lucru se întâmplă îndepărtați produsul și consultați medicul ce vi l-a recomandat. În cazul în care se produc iritații superficiale provocate de transpirație, recomandăm folosirea unei interfețe pentru a separa pielea de contactul cu textura produsului. În caz de rană superficială prin frecare, iritare a pielii sau inflamare îndepărtați produsul și adresați-vă medicului sau tehnicianului ortopedic. Este contraindicată folosirea în cazul plăgilor deschise, inflamațiilor, sau înroșirii pielii și acumulării de căldură. Produsul conține latex din cauciuc natural și poate provoca reacții alergice persoanelor sensibile la acest material.

RECOMANDĂRI – ATENȚIONĂRI

Aceste produse nu pot fi folosite decât de către persoanele cărora le-au fost prescrise conform recomandărilor medicale. În perioada când nu utilizați produsul, păstrați-l în ambalajul original. Pentru distrugerea ambalajului, respectați cu strictețe normele legale din țara dvs.

Această orteză poate fi folosită numai în condițiile recomandate de medicul specialist și nu în alte scopuri. Pentru a valida garanția, la livrare vânzătorul va indica data cumpărării produsului.

CARACTERISTICI PRIVIND FABRICAȚIA

Caracteristicile materialelor utilizate au fost testate și aprobate și respectă cerințele de calitate europene. Toate produsele sunt confecționate din materiale de înaltă calitate, oferind confort utilizatorului. Toate produsele oferă susținere, stabilitate și compresie, în vederea realizării optime a tratamentului patologiilor pentru care au fost proiectate.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ÎNTREȚINEREA ȘI SPĂLAREA

Lipiți benzile Velcro una de cealaltă (dacă orteza este prevăzută cu ele), spălați produsul periodic, manual, utilizând o cârpă umedă și săpun cu pH neutru. Pentru a usca orteza, utilizați un prosop uscat pentru a absorbi umiditatea și lăsați să se usuce la temperatura camerei. Nu utilizați fierul de călcat și nu expuneți orteza la surse de căldură cum sunt sobe, radiatoare sau la lumina directă a soarelui. Nu utilizați alcool, creme sau diluanți pentru curățarea produsului. Dacă orteza nu este limpezită corespunzător, eventualele urme de detergent pot irita pielea și pot cauza deteriorarea produsului.

**GARANȚII**

ORLIMAN, S.L.U. oferă garanție tuturor produselor sale, în condițiile în care acestea nu au fost modificate față de starea lor inițială. Orice modificare a produsului produsă ca urmare a utilizării greșite sau distrugerii acestuia, duce la pierderea garanției. Dacă observați vreo deficiență sau anomalie, comunicați acest lucru dealerului de unde l-ați achiziționat, pentru înlocuirea produsului. ORLIMAN, S.L.U. apreciază alegerea dvs. și vă dorește recuperare grabnică.

Россия**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ**

Уважаемый покупатель!

Благодарим за доверие, оказанное продукции Orliman. Вы приобрели изделие высокого качества и большого медицинского значения. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. Если у Вас возникли какие-либо сомнения, свяжитесь с Вашим лечащим врачом, ортопедом или обратитесь в наш отдел по работе с клиентами. Компания Orliman ценит Ваш выбор и желает Вам скорейшего выздоровления!

ПОЛОЖЕНИЕ

Данные изделия соответствуют требованиям Директивы Евросоюза 93/42/CEE (RD. 1591/2009). Для минимизации всех возможных рисков был проведен анализ (UNE-EN ISO 14971). Все необходимые испытания были проведены в соответствии с Европейским положением по протезам и ортезам (UNE-EN ISO 22523).

ПОКАЗАНИЯ

Пояс-трусы данного типа предназначены для лиц с вялой мышечной тканью, заметным отвисанием живота, провисанием ягодиц, вялой мускулатурой бедер, сопутствующим болям в пояснице, инцизионной грыже, восстановлению после операции на брюшной стенке, артриту и проблемах ревматического характера; при необходимости сочетания косметического эффекта и компрессии собирают и поддерживают всю внутреннюю мускулатуру, обеспечивают эластичность нижнего брюшного отдела и создают восходящую компрессию, предотвращая трение внутренних сторон бедер.

ПОДГОНКА ОРТЕЗА

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРЕГУЛИРОВАНО ТЕХНИКОМ, ЛИБО.

Для достижения большего терапевтического результата при различных отклонениях, а также для продления срока службы и эффективности изделия, необходимо подобрать правильный размер, подходящий пациенту (в комплекте прилагается таблица размеров с эквивалентом в сантиметрах). Повышенная компрессия может вызвать непереносимость, следовательно, рекомендуется подобрать оптимальные для Вас регулировки.

Для подгонки изучите следующую информацию:

Рекомендуется носить изделие на нижнее белье для большего комфорта и гигиены. Расстегните застёжки на изделии, вставьте ноги в соответствующие отверстия и поднимите до уровня паховой области. Верхнюю часть пояса-трусов поднимите до ребер и застегните их снизу вверх, сначала крючки, затем молнию.

Подгонка поясничной поддержки:

Пояснично-крестцовая поддержка осуществляется эластичной вставкой в задней части трусов-пояса. С обеих сторон у нее имеется по 4 ряда петелек, позволяющих регулировать давление вставки на пояснично-крестцовый отдел. На передней части изделия имеются 2 клапана, на их концах расположено по ряду крючков. Потяните части поясничного эластичного ремня к животу, пристегните крючки к подходящему ряду петелек снизу вверх для достижения необходимой компрессии. Прodelайте эту операцию с обеих сторон.

Приладка поясничной подкладки:

Пояс-трусы имеют анатомически разработанную поясничную вставку. Прежде всего, она должна быть подогнана под поясничную зону пациента.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал, из которого изготовлено изделие, является легко воспламеняющимся. Не подвергайте изделие ситуациям, когда оно может воспламениться. В случае если это произошло, немедленно снимите его и примите все необходимые меры, чтобы потушить пламя. Используемые для изготовления изделия материалы гипоаллергенны, тем не менее, нельзя на 100% гарантировать, что в определенных случаях они не вызовут аллергическую реакцию. В таком случае, снимите изделие и свяжитесь с врачом, который его прописал. Продукт содержит натуральный латекс и может вызывать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью к латексу.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ


Данные изделия предназначаются только для тех, кому они были прописаны по медицинским показаниям. Личности, не имеющие таковых предписаний, не должны ими пользоваться. Когда изделие не используется, храните его в оригинальной упаковке. При утилизации упаковки и самого изделия строго следуйте правовым нормам Вашей страны. Использование ортеза обуславливается рекомендациями врача, назначившего его, следовательно, он не должен использоваться для каких-либо целей, кроме предписанных. Для обеспечения гарантийных условий учреждение, выдающее протезы должно соблюдать все предписания настоящей инструкции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Материалы, использованные в производстве, были протестированы, одобрены и отвечают всем европейским требованиям качества. Все изделия производятся из материалов высокого качества и предлагают идеальный комфорт и качество использования. Все изделия обеспечивают поддержку, прочность и компрессию для оптимального лечения тех патологий, для которых они были разработаны.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И УХОДУ

Застегните застёжки «липучки» (если такие имеются), чистите вручную влажной тканью с нейтральным мылом. Для сушки ортеза используйте сухое полотенце, чтобы впитать лишнюю влагу и оставьте сушиться при комнатной температуре. Нельзя вешать, гладить и подвергать воздействию прямых источников тепла, таких как плиты, обогреватели, радиаторы, солнечные лучи и т.д. Во время использования или чистки не применяйте спиртосодержащие жидкости, мази и растворители. Если ортез тщательно не высушить, то остатки моющих средств могут раздражать кожу и портить изделие.

**ГАРАНТИИ**

ORLIMAN, S.L.U. дает гарантию на все изделия, при условии, что их изначальная конфигурация не была подвергнута внешнему воздействию или каким-либо изменениям. Компания не дает гарантию на изделия, которые были изменены вследствие неправильного использования, поломки или дефектов любого характера. При обнаружении дефектов или anomalies любого характера, пожалуйста, свяжитесь с компанией, в которой Вы приобрели изделие, с целью обмена. Мы, в Orliman, ценим доверие, оказанное нашей продукции и желаем Вам скорейшего выздоровления.

Dansk

BRUGSANVISNING OG OPBEVARING

Kære kunde

Mange tak for den tillid, De har udvist ved at erhverve et Orliman produkt. De har købt et kvalitetsprodukt med en høj sundhedsmæssig værdi. Læs venligst anvisningerne omhyggeligt. Hvis De har spørgsmål, bedes De kontakte Deres læge, eller bandagist.

REGULATIV

Disse produkter overholder EU-direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr (RD 1591/2009). Der er lavet en risikooanalyse (UNE EN ISO 14971), som mindsker alle eksisterende risici. Prøvningerne er udført ifølge EU-regulativ UNE-EN ISO 22523 om proteser og ortoser.

INDIKATIONER

Denne form for ryg-buksebælte er velegnet til personer, der har et slapt muskellvæv og en fremtrædende hængemave, slappe baller og lårmuskulatur, med forbindelse til lumbagolidelser, eventrationer, efter kirurgiske indgreb på bugvæggen, i tilfælde af slidgigt, rheumatismer etc, i hvilke tilfælde æstetik er en nødvendighed. En opsamlende kompression, som omslutter hele den berørte muskulatur, idet der opnås et løft af den nederste del af bugvæggen, og som skaber en opadgående kompression. Derved undgås det ubehag, der er forbundet med den generende gnidning, når inderlårerne rører ved hinanden.

TILPASNINGSANVISNING

PRODUKTET BØR TILPASSES AF DERES DERES BANDAGIST ELLER BEHANDLER.

For at opnå en større terapeutisk virkning ved forskellige lidelser og forlænge produktets levetid, er det yderst vigtigt at vælge den rigtige størrelse til den enkelte patient eller bruger (i emballagen findes en vejledende tabel over størrelser og tilsvarende centimeter). Et for stort tryk kan medføre intolerance, og vi anbefaler derfor, at trykket reguleres indtil den optimale grad af tryk opnås.

Ved tilpasning skal man være opmærksom på følgende:

Det anbefales at bruge undertøj under produktet for at opnå bedre komfort og hygiejne.

Åbn lukkesystemet og før et ben ned i hvert bukseben.

Træk derefter ryg-buksebæltet op til skambensområdet og over sædemusklerne. Træk nu resten af bæltet så meget som muligt op, til omtrent under ribbenene. Luk bæltet nedefra og op, begynd med hæfterne og til sidst lynlåsen.

Tilpasning af lumbosacral-støtten:

Lumbosacral-støtten er en elastisk del, der findes bag på ryg-buksebæltet. I begge ender findes 4 rækker med hægtojer, som muliggør regulering af det elastiske lumbosacral-system. Foran (på maven) findes 2 flapper, som i hver deres ende har en række med hægter. Træk de bagerste elastikdele frem mod maven og fastgør dem med det ønskede antal hægter for at opnå den ønskede kompression, begynd altid nedefra og op. Gør dette i begge sider.

Placering af lændepuden:

Ryg-buksebæltet har en anatomisk designet lændepude.

Inden puden anbringes skal den tilpasses patientens lænd. Derefter fjernes den beskyttende astrakan-velcro og puden anbringes i fastgørelsesområdet oven på velourdelen, som er beregnet dertil.

Den bredeste del skal vende opad og den smalleste kant nedad. For korrekt anbringelse skal velcrosiden klæbes fast på bæltets inderside bagpå, så den sidder fuldstændig centreret på hun-velcroen.

Pladen skal tilpasses kurven på patientens lænd, dette kan gøres med hænderne. Sørg for, at fastgørelsesdelen af velcro ikke kommer i berøring med ortosens udvendige del for at undgå gnidninger med stoffet.

FORSIGTIG!

Materialet er brændbart.

Udsæt ikke produktet for situationer, hvor det kan antændes. Hvis dette alligevel skulle ske, skal De hurtigt tage produktet af og slukke ilden med en passende ildslukker. Selvom materialet er hyperallergisk, kan vi ikke garantere 100 %, at der i specifikke tilfælde, ikke kan forekomme allergiske reaktioner. I så fald, skal De tage produktet af og rådføre dem med Deres læge. I tilfælde af mindre irritation på grund af sved, anbefaler vi, at man bruger en tynd sok som barriere mellem tekstilet og huden. I tilfælde af hudafskrabninger, irritation eller hævelse, skal De tage produktet af og rådføre Dem med en læge. Brug ved åbne hævdede sår, rødmen og varmeophobning frarådes. Produktet indeholder latex (naturgummi) og kan fremkalde allergiske reaktioner hos personer, som er overfølsomme overfor latex.

ANBEFALINGER OG ADVARSLER

Dette produkt bør kun anvendes hvis det er lægeordineret og bør ikke bruges af andre. Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares i den originale emballage.

Ved bortskaffelse af emballage og produkt, skal lovene i deres område følges omhyggeligt.

For at garantien er gyldig, skal salgsstedet udfylde følgende informationsformular.


FREMSTILLING OG EGENSKABER

Materialerne, der er anvendt til fremstilling af produktet er blevet testet og godkendt, og de opfylder alle EU-krav vedrørende kvalitet.

Alle de her beskrevne produkter er fremstillet af materialer af den bedste kvalitet og tilbyder uovertruffen komfort og brugskvalitet. Alle produkterne tilbyder støtte, stabilitet og kompression for en optimal behandling af de lidelser, produkterne er udformet til.

OPBEVARINGS- OG VASKEANBEFALINGER

Luk velcrobåndene (hvis ortosen har velcrobånd), håndvaskes jævnlige i lunkent vand og neutral sæbe. Tør ortosen med et tørt håndklæde for at absorbere mest mulig fugt, læg den til tørre ved stuetemperatur. Må ikke hænges til tørre, stryges eller udsættes for direkte varmekilder såsom komfurer, varmeapparater, radiatorer, direkte sollys etc. Undgå at anvende alkohol, salve eller opløsningsmiddel under rengøring og brug. Hvis vandet ikke er vredet ordentligt af ortosen, kan sæberester irritere huden og ødelægge produktet.




GARANTIER

ORLIMAN, S.L.U. stiller garanti for alle sine produkter på betingelser af, at de ikke er blevet manipuleret eller ændret i forhold til deres oprindelige udformning. Vi kan ikke tilbyde garanti på produkter hvis egenskaber er ændrede på grund af forkert brug, mangler eller brud af en hvilken som helst type. Hvis De bliver opmærksom på, at produktet har mangler eller fejl, bedes De gøre salgsstedet opmærksom herpå for at få ombyttet produktet.

ORLIMAN, S.L.U. sætter pris på Deres valg og ønsker Dem snarlig bedring.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN · FITTING INSTRUCTIONS · INSTRUCTIONS POUR LA POSE · ANLEGEN DER ORTHESE · INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO
ISTRUZIONI PER L'USO · DOPASOWANIE · INSTRUCȚII BIJ HET AANBRENGEN · INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ȘI REGLARE
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ · TILPASNINGSANVISNING



ES **GARANTÍA** 6 meses a partir de la compra
EN **GUARANTEE** 6 months since purchase date
FR **GARANTIE** 6 mois a partir de la date d'achat
DE **GARANTIE** monate seit datum des ankaufen

PT **GARANTIA** 6 meses a partir da compra
IT **GARANZIA** 6 mesi dalla data di acquisto
PL **GARANTIE** 6 miesi´cy od daty zakupu
NL **GWARANCJA** 6 gedurende maanden vanaf de aankoop

RO **GARANTIE** 6 luni de la data cumpararii
RU **ГАРАНТИЯ** 6 месяцев со дня приобретения изделия
DA **GARANTI** ifølge dansk købelov

ES Referencia
EN Reference
FR Référence
DE Referenz

PT Referência
IT Riferimento
PL Typ produktu i rozmiar
NL Referentie

RO Cod. produs
RU Продавец
DA Reference

ES nº de lote
EN lot no.
FR lot non.
DE Nein viel

PT não um lote
IT Numero di serie
PL Numer partii
NL Lotnr.

RO Nr. lot
RU Номер партии
DA Parti

ES Fecha de compra
EN Purchase date
FR Date d'achat
DE Datum des Ankaufen

PT Data de compra
IT Data di acquisto
PL Data sprzedaży
NL Aankoopdatum

RO Data cumpararii
RU Дата продажи
DA Købsdato

ES Firma y sello de la ortopedia
EN Stamp and signature of local stockist
FR Cachet et signature du magasin spécialisé
DE Unterzeichnung und Stempel der Orthopädie

PT Nome e carimbo da ortopedia
IT Firma e timbro del rivenditore
PL Pieczęćka sprzedawcy i podpis
NL Handtekening en stempel van de orthopedie

RO Semnatura si stampila vanzatorului
RU Подпись и печать продавца
DA Underskrift og stempel

ES Para la validez de la garantía es necesario cumplimentar estos datos.

EN To validate the warranty your local stockist should indicate the purchase date.

FR Pour valider la garantie, votre magasin spécialisé indiquer la date d'achat.

DE Alle Angaben erfüllen für die Gültigmachung der Garantie.

PT Para que a garantia seja válida e necessário completar com os dados.

IT Per la validità della garanzia è necessario compilare con l'inserimento di questi dati.

PL Karta jest nieważna bez wpisanej daty sprzedaży.

NL Opdat de garantie geldig zou zijn moeten alle gegevens ingevuld zijn.

RO Pentru validarea garantiei, vanzatorul trebuie sa indice data cumpararii.

RU Гарантия действительна только при наличии правильно заполненных всех данных.

DA Det er nødvendigt at udfylde ovenstående, for at garantien er gyldig.



ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana
Apdo. de correos 49 - C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel.: +34 96 272 57 04 - Fax: +34 96 275 87 00

Tel. Exportación: 0034 96 274 23 33

E-mail: orto@orliman.com · Export mail: export@orliman.com

www.orliman.com

