



Ref.: FP01



ORTESIS PARA EL TRATAMIENTO DIURNO DE LA FASCITIS PLANTAR

Características:

Incorpora almohadilla anatómica de efecto masaje situada en la zona media de la fascia plantar
Cuenta con cuatro cinchas elásticas externas que traccionan en su parte anterior y posterior.

Efectos:

Fastitech DAY ejerce una tensión direccional hacia arriba y hacia atrás y proporciona un masaje a la fascia plantar durante la marcha consiguiendo así su relajación y la eliminación de tensiones

Indicaciones:

Tratamiento diurno de la fascitis plantar.

Color:

■ Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	17-21
2	21-25
3	25-29

