



Ref.: 1003



ARNÉS ABDUCTOR DE PIERNAS

Características:

Fabricado en material semirrígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), compuesto por una placa lumbar con cinchas y hebillas para fijación en el respaldo de la silla o sillón, se desplaza por debajo de los glúteos hacia el perine abrazando los muslos de su interior hacia las caderas. En los extremos inferiores nacen las cinchas para muslos con correas de ratier en su extremo y hebillas de cierre y pasadores para regular su ajuste. Cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre identificadas mediante código de colores para facilitar su colocación.

Indicaciones:

- Indicado en pacientes que precisen mantener ambas piernas en abducción permanente.

Color:

- Azul.

TALLAS	PERÍMETRO MUSLO CM
0	27-37
1	60-75
2	65-80

