



Ref.: 1007



ARNÉS DE MUÑECA

Características:

Fabricado en material semirrígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre.

Indicaciones:

Indicado en pacientes que precisan una sujeción completa a la cama, silla o sillón evitando la libertad de las manos fijándolos de forma relajada o firme, pudiendo utilizarse en una sola mano o ambas.

Color:

■ Azul.

TALLAS	UNIVERSAL	
--------	-----------	--