

# Arnetec® Fix



**Ref.: 1203**



## CINCHAS PARA ABDUCCIÓN DE PIERNAS

### Características:

Fabricado en neopreno acolchado, se compone de 2 cinchas independientes para pierna izquierda y derecha en cuyo extremo superior se une mediante hebilla a cincha de ratier con pasador para regulación de la longitud y pasador con fijador mediante tornillo. En el extremo inferior incluye una de cincha de ratier con pasador para regulación de la longitud y pasador con fijador mediante tornillo.

### Indicaciones:

- Indicado en pacientes que precisen mantener ambas piernas en abducción permanente.

### Color:

- Negro.

TALLAS	CM
1 (niño)	20-28
2	28-36
3	36-41



Medir desde la zona ilíaca anterior superior hasta el punto donde la zona interna del muslo toca el asiento.