

Arnetec® Fix



Ref.: 1206



ARNÉS PARA ABDUCCIÓN PIERNAS

Características:

Fabricado en neopreno acolchado, se compone de base de sedestación de las que nacen en su zona posterior 2 correas de sujeción y en su cara anterior 2 cinchas perineales independientes en cuyo extremo incorpora 2 correas de sujeción con sistema de regulación de la longitud.

Indicaciones:

- Indicado en pacientes que precisen mantener ambas piernas en abducción permanente.

Color:

- Negro.

TALLAS	CM
1 (niño)	20-28
2	28-36
3	36-41



Medir desde la zona ilíaca anterior superior hasta el punto donde la zona interna del muslo toca el asiento.