



1H02AC

> Pie Sach

› Pie indicado para pacientes que presentan amputación transfemoral o tibial, unilateral o bilateral, amputación a nivel de cadera y desarticulación de rodilla. Los pies se fabrican para los lados derecho e izquierdo. Se suministra montado con adaptador piramidal 2H01AC.

› EJEMPLO PARA LA SELECCIÓN DE LA REFERENCIA
1H02AC + 22 + L/R > **1H02AC/22L**




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Tamaño /cm/	Lado	Peso /gr/	Altura total, mín. /mm/	Altura del talón /mm/
22	L/R	450	84	10
23	L/R	460	88	10
24	L/R	480	90	10
25	L/R	500	94	10
26	L/R	530	96	10
27	L/R	610	99	10
28	L/R	640	99	10

L=IZQUIERDO | R=DERECHO



› Se monta con un adaptador piramidal 2H01AC.



› Revestimiento anatómico y cosmético.



› Posee un talón blando y un alma o ballesta de plástico en la parte delantera del pie.