

Valfeet® AIR



Ref.: CINCHA-VAL
 Ambos modelos de Valfeet incorporan la posibilidad de adaptar un kit de cinchas para tratamientos tales como el pie equino, fascitis plantar, etc.

Ref.: 1SSD DCHA

Ref.: 1SSI IZDA



VALFEET® XR ORTESIS ESTABILIZADORA DE TOBILLO

Características:

Ortesis estabilizadora para el control del tobillo, compuesta de dos valvas termoplásticas maleolares articuladas con el soporte plantar y forros hinchables contorneando maleolos para mejor individualización y mayor estabilización. Incluye 2 almohadillas en la zona posterior de cada cincha para evitar rozaduras.

Efectos:

Soporte y estabilización medio lateral. Total movilidad de la flexo-extensión, o la posibilidad de la inmovilización de la flexo-extensión utilizando los tornillos de bloqueo ó fijación.

Indicaciones:

- Inmovilización post-lesión.
- Recuperación funcional.
- Inestabilidades.
- Prevención de lesiones deportivas.
- Fascitis plantar.

Color:

- Negro.

TALLAS	Nº DE CALZADO
1	35-37
2	38-40
3	41-43
4	44-46