

# Orliman Classic



**Ref.: 2000-S**

## FAJA SACROLUMBAR ABDOMEN PÉNDULO SEMIRRÍGIDA

**Características:**

Faja confeccionada en material 100% algodón, correas con cierre hebilla, ballenas de acero y cordonera lateral de regulación. Fabricación estándar y a medida. Cierre estándar corchete. Posibilidad de cierres especiales en cremallera, velcro-anilla o corchete gigante.

**Efectos:**

Estabilidad, compresión y sujeción uniforme.

**Indicaciones:**

- Síndromes lumbares. Hernias discales. Espondiloartrosis. Lumbociática. Procesos degenerativos lumbares. Indicada para personas con abdomen muy pronunciado.

**Color:**

- Beige.

TALLAS	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
TROCÁNTER													
ALTURA DELANTERA													
	30 cm												
ALTURA TRASERA													
	45 cm												