

Orliman Classic



Ref.: 2050-S

FAJA DORSOLUMBAR ABDOMEN PÉNDULO SEMIRRÍGIDA

Características:

Faja dorsolumbar confeccionada en material 100% algodón, correas con cierre hebilla, ballenas de acero, cordonera lateral de regulación. Fabricación estándar y a medida. Cierre estándar corchete. Posibilidad de cierres especiales en cremallera, velcro-anilla o corchete gigante.

Efectos:

Estabilidad, compresión y sujeción uniforme.

Indicaciones:

- Síndromes dorsolumbares. Hernias discales. Espondiloartrosis. Lumbociática. Procesos degenerativos a nivel dorsal. Inducción al enderezamiento de la hipercifosis dorsal. Indicada para personas con abdomen muy pronunciado.

Color:

- Beige.

TALLAS	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
TROCÁNTER												
ALTURA DELANTERA												
ALTURA TRASERA												
	30 cm											
	59 cm											