

# Valfeet® AIR



**Ref.: CINCHA-VAL**  
 Ambos modelos de Valfeet incorporan la posibilidad de adaptar un kit de cinchas para tratamientos tales como el pie equino, fascitis plantar, etc.

**Ref.: 2SSD DCHA**

**Ref.: 2SSI IZDA**



## ORTESIS ESTABILIZADORA DE TOBILLO HINCHABLE

### Características:

Ortesis estabilizadora para el control del tobillo, compuesta de dos valvas termoplásticas maleolares articuladas con el soporte plantar y forros hinchables contorneando maleolos para mejor individualización y mayor estabilización. Incluye 2 almohadillas en la zona posterior de cada cincha para evitar rozaduras.

### Efectos:

Soporte y estabilización medio lateral. Total movilidad de la flexo-extensión, o la posibilidad de la inmovilización de la flexo-extensión utilizando los tornillos de bloqueo ó fijación.

### Indicaciones:

- Inmovilización post-lesión.
- Recuperación funcional.
- Inestabilidades.
- Prevención de lesiones deportivas.
- Fascitis plantar.

### Color:

- Negro.

TALLAS	Nº DE CALZADO
1	35-37
2	38-40
3	41-43
4	44-46