

Orliman Classic



Ref.: 3000-C

FAJA SACROLUMBAR SEMIRRÍGIDA ALTA

Características:

Faja dorsolumbar confeccionada en material 100% algodón, correas con cierre hebilla, ballenas de acero, cordonera lateral de regulación. Fabricación estándar y a medida. Cierre estándar corchete. Posibilidad de cierres especiales en cremallera, velcro-anilla o corchete gigante.

Efectos:

Estabilidad, compresión y sujeción uniforme. Mayor altura posterior para un mejor apoyo dorsal.

Indicaciones:

- Síndromes lumbares. Hernias discales. Espondilolisis. Espondiloartrosis. Lumbociática. Procesos degenerativos lumbares.

Color:

- Beige.

TALLAS	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
TROCÁNTER												
ALTURA DELANTERA												
					25 cm							
ALTURA TRASERA												
												39 cm