

# Orliman Classic



**Ref.: 3010-C**

## FAJA SACROLUMBAR SEMIRRÍGIDA CORTA

**Características:**

Faja confeccionada en material 100% algodón, correas con cierre hebilla, ballenas de acero y cordonera lateral de regulación. Fabricación estándar y a medida. Cierre estándar corchete. Posibilidad de cierres especiales en cremallera, velcro-anilla o corchete gigante.

**Efectos:**

Estabilidad, compresión y sujeción uniforme.

**Indicaciones:**

• Síndromes lumbares. Hernias discales. Espondilolisis. Espondiloartrosis. Lumbociática. Procesos lumbares degenerativos.

**Color:**

● Beige.

| TALLAS           | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100   | 104 | 108 | 112 | 116 | 120   | 124 |                                |
|------------------|----|----|----|----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|--------------------------------|
| TROCÁNTER        |    |    |    |    |    |       |     |     |     |     |       |     |                                |
| ALTURA DELANTERA |    |    |    |    |    | 20 cm |     |     |     |     |       |     |                                |
| ALTURA TRASERA   |    |    |    |    |    |       |     |     |     |     | 30 cm |     |                                |
|                  |    |    |    |    |    |       |     |     |     |     |       |     | POSIBILIDAD DE CIERRE A MEDIDA |