

Orliman Classic



Ref.: 3020-C

FAJA DORSOLUMBAR SEMIRRÍGIDA

Características:

Faja confeccionada en material 100% algodón, con correas con cierre de hebilla, ballenas de acero, cordonera lateral de regulación. Fabricación estándar y a medida. Cierre estándar corchete. Posibilidad de cierres especiales en cremallera, velcro-anilla o corchete gigante.

Efectos:

Estabilidad, fuerte compresión abdominal y sujeción uniforme.

Indicaciones:

- Síndromes dorsolumbares. Hernias discales. Espondilolisis. Espondiloartrosis. Lumbociática. Procesos degenerativos dorsales. Inducción a la corrección de la hiper cifosis dorsal.

Color:

- Beige.

TALLAS	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
TROCÁNTER												
ALTURA DELANTERA												
ALTURA TRASERA												
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 27 cm 50 cm </div>											