



Ref.: 4101

RODILLERA DE NEOPRENO CON RÓTULA ABIERTA

Características:

Rodillera de neopreno de 4,5 mm con rótula abierta.

Efectos:

Termocompresión, descarga, protección y centrado de la rótula.

Indicaciones:

- Ligeras contusiones.
- Artrosis y artritis.
- Tratamientos post-quirúrgicos. Rehabilitación.
- Cualquier patología de rodilla en que sea necesario centrar o descargar la rótula.

Colores:

4101: ■ Azul.

5101: ■ Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	32-34
2	34-36
3	36-38
4	38-41
5	41-44
6	44-49

Perímetro en cm por centro de rótula

ALTURA

27 cm

