



Ref.: 4103-A

RODILLERA DE NEOPRENO CON ABERTURA EN MUSLO, ESTABILIZADORES LATERALES Y CINCHAS DE SUJECIÓN

Características:

Rodillera de neopreno de 4,5 mm con estabilizadores laterales flexibles y cinchas de ajuste superior e inferior. Almohadilla patelar intercambiable. Fácil de poner y quitar gracias a las aberturas en muslo y pantorrilla. Descarga poplíteas.

Efectos:

Termocompresión, descarga, protección, estabilidad, centrado de la rótula, adaptación a anatomías específicas.

Indicaciones:

- Ligeras contusiones. Artrosis y artritis.
- Tratamientos post-quirúrgicos. Rehabilitación.

Colores:

- 4103-A: ■ Azul.
- 5103-A: ■ Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	32-34
2	34-36
3	36-38
4	38-41
5	41-44
6	44-49

Perímetro en cm por centro de rótula

ALTURA

34 cm

