



**Ref.: 4109**

## RODILLERA DE NEOPRENO LIGAMENTOS CRUZADOS

**Características:**

Rodillera en neopreno de 4,5 mm con rótula abierta, almohadilla patelar intercambiable, cincha de ajuste y estabilizadores laterales. Abertura en pantorrilla. Descarga poplíteas.

**Efectos:**

Termocompresión, descarga, protección.

**Indicaciones:**

- Distensiones rotulianas.
- Inestabilidad de ligamentos cruzados y laterales de rodilla.

**Colores:**

4109: ■ Azul.

5109: ■ Beige.

| TALLAS | PERÍMETRO CM |
|--------|--------------|
| 1      | 32-34        |
| 2      | 34-36        |
| 3      | 36-38        |
| 4      | 38-41        |
| 5      | 41-44        |
| 6      | 44-49        |

Perímetro en cm por centro de rótula

ALTURA

34 cm