



Ref.: 4111

RODILLERA ROTULIANA DE NEOPRENO

Características:

Rodillera en neopreno de 4,5 mm con cincha de velcro infrapatelar y abertura patelar. Incorpora tubo compresor para comprimir el ligamento rotuliano, antes su inserción en la tuberosidad de la tibia, minimizando de esta manera los compromisos mecánicos.

Efectos:

Termocompresión, sujeción infrapatelar y centrado de rótula.

Indicaciones:

- Enfermedad de Osgood-Schlatter.
- Condromalacia rotuliana.

Color:

- 4111: ■ Azul.
- 5111: ■ Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	32-34
2	34-36
3	36-38
4	38-41
5	41-44
6	44-49

Perímetro en cm por centro de rótula

ALTURA

15 cm