

# Thermo-med®



**Ref.: 4112 CORTA**

**Ref.: 4113 LARGA**

## RODILLERA NEOPRENO PARA CONTROL DE FLEXO-EXTENSIÓN

**Características:**

Rodillera en neopreno de 4,5 mm con articulación policéntrica de 0-15-30-60-90 grados de flexo-extensión. Cierres velcro en muslo y pantorrilla, descargas poplíteas (1 cincha de ajuste en muslo y 1 en pantorrilla en Ref.: 4112), (2 cinchas de ajuste en muslo y 2 en pantorrilla en Ref.: 4113).

**Efectos:**

Control mediolateral y de flexo-extensión de la rodilla, estabilidad, termocompresión.

**Indicaciones:**


- Tratamiento postoperatorio y post-quirúrgico de la rodilla.
- Rehabilitación después de lesiones.
- Cuando interesa un rango de control de la movilidad de la rodilla intervenida (cirugía de ligamentos cruzados).


**Colores:**

- 4112/4113: ■ Azul.
- 5112/5113: ■ Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	32-34
2	34-36
3	36-38
4	38-41
5	41-44
6	44-49

Perímetro en cm por el centro de rodilla





ALTURA

4112: 35 cm  
4113: 45 cm  
5112: 35 cm  
5113: 45 cm

