

Thermo-med®



Ref.: 4201

FAJA DE NEOPRENO

Características:

Faja confeccionada en neopreno de 4,5 mm. Con cierre frontal de velcro de 10 cm y velour de 16 cm que facilita el ajuste y proporciona una mayor seguridad. Lleva cuatro ballenas plásticas traseras de soporte.

Efectos:

Termocompresión y ajuste.





Indicaciones:

- Soporte y apoyo en prácticas deportivas.
- Profilaxis en trabajos donde exista una sobrecarga mecánica de la región lumbosacra.
- Patologías lumbares inespecíficas y prevención de lesiones de espalda.

Colores:

4201: ■ Azul.

5201: ■ Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM		
1	75-85	TROCÁNTER	
2	85-95	ALTURA DELANTERA	
3	95-110		16 cm
4	110-125	ALTURA TRASERA	
			28 cm