

Thermo-med®



Ref.: 4202

FAJA DE NEOPRENO REFORZADA

Características:

Faja confeccionada en neopreno de 3 mm. Con cierre frontal de velcro que facilita el ajuste y proporciona una mayor seguridad. Con dos bandas tensoras de ajuste que proporcionan una mayor compresión.

Efectos:

Termocompresión, óptimo ajuste anatómico y firme soporte lumbar.

Indicaciones:

- Lumbalgias.
- Dolores reumáticos.
- Actividades que requieran sobreesfuerzos continuos.

Colores:

- 4202: ■ Azul.
- 5202: ■ Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM		
1	75-85	TROCÁNTER	
2	85-95	ALTURA DELANTERA	 16 cm
3	95-110	ALTURA TRASERA	 28 cm
			