

Thermo-med®



Ref.: 4203

FAJA DE NEOPRENO CRUZADA CON ALMOHADILLA

Características:

Faja de neopreno de 4,5 mm. Con ballenas de acero, bandas cruzadas posteriores con cierre velcro anterior y almohadilla lumbar moldeable.

Efectos:

Óptimo soporte de la zona lumbar mediante las bandas reguladoras que ofrecen una fuerte sujeción. Almohadilla moldeable que permite una mayor descarga de la zona lumbar.

Indicaciones:

- Lumbago. Lumbociática.
- Dolores reumáticos. Lumboartrosis.
- Atonía muscular. Procesos degenerativos.
- Fuerte contención en actividades que requieran esfuerzos continuados.

Colores:

4203: ■ Azul.

5203: ■ Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM	
1	75-85	TROCÁNTER 
2	85-95	ALTURA DELANTERA  16 cm
3	95-110	
4	110-125	ALTURA TRASERA  28 cm

