



Ref.: 4402

TOBILLERA DE NEOPRENO ABIERTA

Características:

Tobillera de neopreno de 3 mm totalmente abierta por la parte central media superior con velcros de ajuste.

Efectos:



Termocompresión y estabilización.

Indicaciones:

- Ligeros esguinces.
- Tendinitis.
- Post-operatorios.
- Recidivas.

Colores:

- 4402: ■ Azul.
- 5402: ■ Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM	
1	22-24	 <p>SOBRE MALÉOLOS</p> 
2	24-26	
3	26-28	
4	28-31	
5	31-34	