



Ref.: 4403

TOBILLERA DE NEOPRENO CON CREMALLERA LATERAL

Características:

Tobiltera en neopreno de 3 mm abierta con velcros en la parte lateral, y con cremallera lateral para facilitar el ajuste y la adaptación.

Efectos:

Termocompresión y estabilización.


Indicaciones:

- Ligeros esguinces.
- Tendinitis.
- Post-operatorios.
- Recidivas.
- Cuando exista inflamación o edema que dificulta la colocación.

Colores:

- 4403: ■ Azul.
5403: ■ Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	22-24
2	24-26
3	26-28
4	28-31
5	31-34



SOBRE MALÉOLOS

