

# Thermo-med®



**Ref.: 4500**

## MUSLERA DE NEOPRENO

**Características:**

Muslera en neopreno de 3 mm. Con viveados distales elásticos, confeccionada en forma cónica que se adapta a las diferentes circunferencias del muslo.

**Efectos:**

Soporte, compresión y calor.

**Indicaciones:**


· Prevención de desgarros musculares, principalmente en cuádriceps y abductores.

**Colores:**

4500: ■ Azul.

5500: ■ Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	45-48
2	48-52
3	52-57
4	57-64



Perímetro en cm muslo

