

Thermo-med®



Ref.: 4601 DCHA

Ref.: 4602 IZDA

MUÑEQUERA FÉRULA EN NEOPRENO

Características:

Muñequera en neopreno de 3 mm con pletina de aluminio con apoyo semiesférico palmar, extraíble, moldeable y cierre velcro.

Efectos:

Termocompresión y estabilización.

Indicaciones:

- Inestabilidad por traumatismos leves.
- Tendinitis.
- Artritis.

Colores:

- 4601-4602: ■ Azul.
- 5601-5602: ■ Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	15-17
2	17-19
3	19-21
4	21-23

MUÑECA



