



**Ref.: 6103 BEIGE**

**Ref.: 7103 NEGRO**

**RODILLERA CON REFUERZOS LATERALES FLEXIBLES**

**Características:**

Rodillera textil confeccionada en material tricapa elástico transpirable. Formada por 3 capas que se dividen en un tejido elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de algodón, lo que facilita una rápida dispersión del sudor, una mayor elasticidad y una mejor adaptación. Con puntos de silicona en su interior para evitar la migración de la ortésis, rótula abierta, que incluye almohadilla rotuliana, estabilizadores laterales, cinchas femoral y tibial para un mejor ajuste.

**Efectos:**

Soporte y estabilidad. Ligera compresión en los tendones del cuádriceps y rotuliano.

**Indicaciones:**

- Dolor articular.
- Artrosis y artritis.
- Tendinitis.
- Ligeras inestabilidades rotulianas y mediolaterales.
- Tratamientos post-quirúrgicos.

**Colores:**

- 6103: ■ Beige.
- 7103: ■ Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	
1	32-34	<p>Perímetro en cm por centro de rótula</p>
2	34-36	
3	36-38	<p>ALTURA 32 cm</p>
4	38-41	
5	41-44	
6	44-49	

