



Ref.: 6104-A BEIGE

Ref.: 7104-A NEGRO

RODILLERA ABIERTA CON ARTICULACIONES POLICÉNTRICAS

Características:

Rodillera textil confeccionada en material tricapa elástico transpirable. Formada por 3 capas que se dividen en un tejido elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de algodón, lo que facilita una rápida dispersión del sudor, una mayor elasticidad y una mejor adaptación. Con puntos de silicona en su interior que evitan la migración de la ortésis. Rótula abierta, flejes metálicos con articulaciones policéntricas, cinchas femoral y tibial para un mejor ajuste.

Efectos:

Soporte y estabilidad. Las articulaciones policéntricas permiten una estabilidad reforzada al nivel mediolateral.

Indicaciones:

- Dolor articular, artrosis y artritis.
- Tendinitis.
- Ligeras inestabilidades mediolaterales.

Colores:

- 6104-A: ■ Beige.
- 7104-A: ■ Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	
1	32-34	<p>Perímetro en cm por centro de rótula</p>
2	34-36	
3	36-38	
4	38-41	<p>ALTURA 35 cm</p>
5	41-44	
6	44-49	