



Ref.: 6112 BEIGE

Ref.: 7112 NEGRO

RODILLERA FLEXO-EXTENSIÓN CORTA

Características:

Rodillera textil confeccionada en material tricapa elástico transpirable. Formada por 3 capas que se dividen en un tejido elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de algodón, lo que facilita una rápida dispersión del sudor, una mayor elasticidad y una mejor adaptación. Con puntos de silicona en su interior para evitar la migración de la ortésis.

Articulación policéntrica de 0-15-30-60-90 grados en flexo-extensión, rodete infrarotuliano.

Cinchas femoral y tibial para un mejor ajuste.

Efectos:

Compresión, soporte y estabilización medio-lateral. Control de amplitud de los movimientos de flexo-extensión.

Indicaciones:

- Tratamiento post-quirúrgico de rodilla.
- Rehabilitación después de las lesiones.
- Patologías en las que interese controlar el rango articular de la rodilla.

Colores:

6112: ■ Beige.
7112: ■ Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	
1	32-34	<p>Perímetro en cm por centro de rótula</p>
2	34-36	
3	36-38	<p>ALTURA 35 cm</p>
4	38-41	
5	41-44	
6	44-49	