



Ref.: 6120 BEIGE

Ref.: 7120 NEGRO

RODILLERA ENVOLVENTE CON ARTICULACIONES POLICÉNTRICAS

Características:

Rodillera textil en material tricapa elástico transpirable. Confeccionada en velour elástico (zona rodilla) y tejido elástico (zona cinchas); formado por 3 capas que se dividen en un tejido elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de algodón, lo que facilita una rápida dispersión del sudor, una mayor elasticidad y una mejor adaptación, con puntos de silicona en su interior para evitar la migración de la ortésis. Rótula abietra que incluye rodete rotuliano, articulaciones policéntricas con flejes medio-laterales, abertura en la zona poplítea y sistema de cierre envolvente.

Efectos:

Compresión, soporte y estabilización ML.

Indicaciones:

- Dolor articular.
- Ligeras inestabilidades mediolaterales.
- Lesiones capsuloligamentales.
- Tratamientos post-quirúrgicos de rodilla.
- Estabilización durante la realización de actividades deportivas o situaciones de esfuerzo.
- Pacientes que por su especial morfología requieren una rápida y fácil colocación.

Colores:

- 6120: ■ Beige.
- 7120: ■ Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	
1	32-36	 Perímetro en cm por centro de rótula
2	36-41	 ALTURA 35 cm
3	41-49	