


# 3-TEX® Lumbo



Ref.: 6215



## FAJA DORSOLUMBAR ABDOMEN PÉNDULO

### Características:

Confeccionada en tejido tricapa (algodón - espuma - poliéster), semirrígido y transpirable, especialmente diseñado para obtener una máxima transpiración. Sistema de cierres de fácil y cómoda adaptación, que permite el ajuste personalizado a cada paciente en velcro. Las bandas elásticas permiten regular la tensión selectiva aplicada a cada zona. Solapas laterales diseñadas para facilitar la colocación de la faja. Sistemas de cierres con lengüeta libre sin adherente para facilitar su despegue en velcro. Refuerzos posteriores mediante 4 ballenas siendo las 2 centrales extraíbles permitiendo variar la rigidez y la forma de ambas ballenas. Ballenas delanteras para mayor consistencia y sujeción abdominal. Configurada especialmente con forma anatómica para abdomenes prominentes. Los tirantes combinados en material transpirable tricapa con forma anatómica para su perfecta adaptación unidas en su extremo por banda elástica con sistema de cierre de velcro que permitirá obtener la tracción deseada.

### Efectos:

Fuerte contención y apoyo dorsolumbar, porte cómodo y tacto suave gracias a su tejido semielástico transpirable.

### Indicaciones:

- Lumbalgias.
- Procesos degenerativos.
- Debilidad y atonía muscular.
- Hernias discales.
- Postoperatorio.
- Abdomenes prominentes.

### Color:

- Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM	ABDOMEN	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
1	90-100			
2	100-110			26 cm
3	110-120			
4	120-132			
5	132-144			