

## 6H06A1 | 6H06A3

### > Rodilla monocéntrica con bloqueo manual



- > La rodilla 6H06A está indicada para pacientes con niveles de actividad baja. La rodilla protésica está provista de un dispositivo de cierre que bloquea la rodilla en la posición de máxima extensión. Por su diseño, no hay posibilidad de que se produzcan holguras laterales durante su uso. El sistema de desbloqueo de la rodilla puede montarse, tanto en el lado izquierdo, como el derecho de la rodilla protésica, en función del miembro amputado a tratar.
- > Se fabrica en dos versiones con dos tipos de extremos distales. Con pirámide (6H06A/1) y con adaptador hembra a tubo de 30 mm (6H06A/3).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Código	Peso máx. del paciente /kg/	Ángulo máx. de extensión /grados/	Material	Peso /gr/
6H06A1	125	120	Aluminio	305
6H06A3	125	120	Aluminio	295



- > El diseño del mecanismo impide la aparición de holguras laterales en el proceso de la marcha.
- > Versión con adaptador de pirámide macho.



- > Versión de diseño de la parte distal, con adaptador hembra a tubo 30 mm.
- > Se puede accionar sin instalación del cable de fijación, gracias al tornillo incluido de serie para el ajuste de la rodilla durante la regulación de la prótesis.