

Rodilleras Textiles



Ref.: 8102



RODILLERA ELÁSTICA CON RÓTULA CERRADA Y ESTABILIZADORES LATERALES

Características:

Rodillera elástica transpirable con extremos distal y proximal diseñados para aligerar la presión evitando la excesiva compresión. Estabilizadores laterales a ambos lados para evitar que se enrolle.

Efectos:

Soporte, compresión y ajuste.

Indicaciones:

- En esguinces ligamentosos, tendinitis de inserción.
- Procesos inflamatorios, post-artroscopia.
- En la recuperación post-operatoria.

Color:

- Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM	
1	26-30	<p>Perímetro en cm por centro de rótula</p>
2	30-34	
3	34-38	<p>ALTURA 34 cm</p>
4	38-45	