

# Rodisil®



Ref.: 8105 BEIGE

Ref.: 9105 NEGRO

## RODILLERA RÓTULA ABIERTA CON ESTABILIZADORES LATERALES

### Características:

Confeccionada en tejido de punto en forma tridimensional, proporcionando mayor elasticidad transversal a la vez que ejerce la compresión necesaria en cada zona, este nuevo concepto de tejido de punto aporta una mejor fijación sobre la piel y estabilidad durante el movimiento, no precisando ningún sistema de fijación. Incorpora almohadilla visco-elástica en forma de anillo que dirigen el control de la rótula y que a modo de topes, evitan o reducen los desplazamientos de ésta en el sentido lateral superior o inferior. Durante el movimiento, la presión ejercida alrededor de la rótula sobre los tejidos blandos mejora intermitentemente el metabolismo celular y favorece la reabsorción de edemas, derrames y hematomas. Incorpora estabilizadores laterales para evitar que la ortesis se enrolle y obtener un mejor control medio-lateral. La rodillera es muy cómoda y agradable de llevar especialmente en el hueco poplíteo gracias al tejido de punto suave y transpirable. La almohadilla visco-elástica es más fina en la zona distal para liberar el tendón rotuliano que puede estar inflamado si existe luxación o subluxación.

### Indicaciones:

- Estados de irritación (tendomiopatía, ligamentosis en primera fase, ligera artrosis, artritis postraumática y post-operatoria).
- Sensación de inestabilidad (rotuliana y/o mediolateral).


### Colores:

- 8105: ■ Beige.
- 9105: ■ Negro.


TALLAS	PERÍMETRO CM A	PERÍMETRO CM B
1	38-41	28-31
2	41-44	31-34
3	44-47	34-37
4	47-50	37-40
5	50-53	40-43
6	53-56	43-46
7	56-59	46-49

A-Punto de medición: contorno a mitad de muslo

B-Punto de medición: contorno a mitad de pantorrilla



ALTURA



32 cm