

# Tobisil®



Reabsorción de edemas, derrames, hematomas gracias al efecto de compresión de su tejido (presoterapia). Las almohadillas distribuyen la compresión hacia las partes blandas alrededor de los maleolos. La compresión ejercida por el tejido elástico y las almohadillas de silicona proporcionan sujeción y estabilización en la articulación del tobillo.

**Ref.: 8401** BEIGE

**Ref.: 9401** NEGRO

## TOBILLERA ELÁSTICA CON ALMOHADILLAS VISCO-ELÁSTICAS

### Características:

Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable por medio del tricotaje plano, incorpora dos almohadillas visco-elásticas con forma anatómica que redistribuyen la compresión del vendaje desde los maleolos prominentes hacia las partes blandas de alrededor

### Indicaciones:

- Irritación postoperatoria y post-traumática (p.e después de torceduras).
- Derrames articulares e inflamaciones en el caso de artrosis y artritis.
- Tendomiopatías.
- Debilidad ligamentosa.
- Prevención en lesiones deportivas y laborales.

### Colores:

- 8401: ■ Beige.
- 9401: ■ Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	17-19
2	19-21
3	21-23
4	23-25
5	25-27
6	27-29

