



**Ref.: 9203 UNISEX**



## FAJA SACROLUMBAR UNISEX CON BALLENAS SEMIRRÍGIDAS - UNISEX

### Características:

Confeccionadas en tejido elástico de punto tridimensional transpirable, la Ref.: 9201, incluye la almohadilla lumbar visco-elástica con 38 botones para micromasaje. Contiene 2 ballenas flexibles lumbares y 2 costales, proporcionando mayor estabilidad a la faja.

Por su parte, la Ref.: 9203, incorpora 4 ballenas semirrígidas en la parte trasera para mejorar la contención.

Ambas fajas se presentan en modelos UNISEX con cierre anterior

### Indicaciones:

- Lumbalgias.
- Dolor crónico lumbar asociada a degeneración.
- Insuficiencia muscular y ligamentosa, después de un tratamiento ortésico con corsés rígidos.
- Como método de prevención y protección durante las actividades deportivas.

### Color: Gris.

TALLAS	PERÍMETRO CM	TROCÁNTER	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
1	70-80			
2	80-90			
3	90-100		16 cm	
4	100-110			
5	110-122			26 cm
6	122-135			