

Ortesis/Inmovilizadores



Ref.: 94231



ORTESIS DE RODILLA ACTIVE

Características:

Ortesis de rodilla provista de articulaciones policéntricas de doble eje con sistema de regulación de la flexo-extensión y tapa de protección. Hemivalvas de muslo y pantorrilla en termoplástico flexible con acolchado interior. Cinchas de ajuste y sujeción almohadada con silicona. El nuevo diseño de los pasadores permite un mejor anclaje sobre la zona superior del gemelo. Acolchado interior para un mayor confort.

Indicaciones:

- Inestabilidad de rodilla antero posterior y medio lateral, traumatismos de rodilla, lesiones de ligamentos cruzados.
- Tratamientos post-quirúrgicos de la rodilla.

Color:

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	
1	36-46	<p>Perímetro en cm por centro de rótula</p>
2	46-53	
3	53-58	
<p>La medida de la circunferencia se toma 15 cm por arriba del centro de la rótula.</p>		<p>ALTURA 40 cm</p>