

Bandas y Fajas



Ref.: A-131

FAJA EMBARAZADA

Características:

Faja sacrolumbar corta confeccionada en tejido elástico multibanda y transpirable, incorpora ballenas posteriores flexibles. Cinchas laterales elásticas para la regulación de la compresión con cierre de microgancho sobre tejido de velour, pasadores de dedos para facilitar su colocación.

Efectos:

Ejerce una compresión selectiva sobre la pared abdominal (suprapúbica), elevando el abdomen evitando la caída del mismo especialmente en mujeres embarazadas en sus últimos meses de gestación.

Indicaciones:

- Aliviar las lumbalgias durante el embarazo.
- Efecto mecánico: la regulación de la contención contribuye al control de la hiperlordosis propia de las mujeres embarazadas durante los últimos meses del embarazo.

Color:

- Blanco.

| TALLAS | PERÍMETRO CM |
|--------|--------------|
| 1 | 80-105 |
| 2 | 106-122 |
| 3 | 123-140 |

ABDOMEN

ALTURA DELANTERA

14 cm

ALTURA TRASERA

24 cm