



Ref.: AB14 NEGRO

Ref.: AB24 BEIGE



APOYO ANTIEQUINO

Características:

La cincha supra maleolar de la ortesis antiequino Boxia almacena gran cantidad de energía para transferir las fuerzas necesarias para la elevación del pie paralítico.

En los casos en los que se aprecia intolerancia en el paciente debido a una fuerza excesiva, se recomienda el uso del soporte de pantorrilla Boxia Ref.: AB14, el cual ayuda a la estabilización de la ortesis así como a minimizar las fuerzas y tensiones transmitiéndolas del tobillo a la pantorrilla.

Indicaciones:

- Parálisis flácida.

Colores:

- AB14: ■ Negro.
- AB24: ■ Beige.

TALLAS AB01	TALLAS AB14
0	0
1 - 2	1
3	2

Equivalencias para saber que talla corresponden al accesorio sobre el AB01.