

Walkers by Orliman®



Ref.: AW01



ALZAS PARA WALKERS (CUÑA PARA TENDÓN DE AQUILES)

Características:

Durante el tratamiento con el dispositivo Walker (ortesis de tobillo) y en el caso en que la indicación sea la reparación del tendón de Aquiles, será preciso adaptar la ortesis con el pie a 20° aproximadamente de flexión plantar.

Debido a que la reducción plantar será progresiva, se precisará de un conjunto de alzas ergonómicamente diseñadas que nos permitirá reducir la flexión plantar de 22° a 0° progresivamente en intervalos de 22°/16°/10°/0°.

Para ello Orliman ha diseñado un conjunto de 3 alzas de 2 cm y talonera estabilizadora, unidas entre sí mediante adhesivo removible, permitiendo la unión o separación entre ellas con gran facilidad.

Color: Blanco / Azul.

Unidades: 1.

TALLAS	Nº DE CALZADO
1	≤37
2	≤41
3	≤45