

Hernias



Ref.: B-110 / D-111 / I-112

BRAGUERO REFORZADO CON CIERRE DE VELCRO

Características:

Cinturón elástico con cierre velcro, almohadillas anatómicas que prolongan con tirantes bajo glúteos y se fijan a los laterales.

Efectos:

Compresión y reducción de hernias, máxima contención y confort.

Indicaciones:

- Hernias inguinales reducibles laterales (derecha o izquierda) y bilaterales (derecha e izquierda).

Color:

■ Beige.

Modelos disponibles:

B-110: Bilateral.
D-111: Derecho.
I-112: Izquierdo.

TALLAS	PERÍMETRO CM
7	70-78
8	78-86
9	86-94
10	94-102
11	102-110
12	110-120

CADERA