

# Hernias



Ref.: BS-110    Ref.: BB-100 BOLSA

## BRAGUERO SUSPENSORIO

**Características:**

Braguero con cinturón elástico doble, tirantes bajo glúteos con cierre en el lateral y bolsa escrotal intercambiable.

**Efectos:**

Sujeción y contención.

**Indicaciones:**

• En hernias escrotales de gran tamaño.

**Color:**

● Beige.

**Modelos disponibles:**

BS-110: Cinturón de braguero.

BB-100: Referencia de la Bolsa escrotal intercambiable.

**Punto de medición de la bolsa:**

Largo en cm entre ingles desde A hasta B pasando por debajo del escroto C



**Ref.: BB-100**

TALLAS	LARGO ENTRE A-C-B EN CM
1	25
2	27
3	29
4	31
5	33
6	35
7	37



**Ref.: BS-110**

TALLAS	PERÍMETRO DE CADERA EN CM
7	70-80
8	78-86
9	86-94
10	94-102
11	102-110
12	110-120

