

Inmovilizadores



Diseño al ser reversible, permite su adaptación tanto en fracturas de miembro superior izquierdo como derecho.

Ref.: C-44



INMOVILIZADOR DE HOMBRO TIPO VELPEAU AMBIDIESTRO

Características:

La ortesis de velpeau C-44, indicada en el tratamiento conservador de las fracturas de cuello de húmero se encuentra confeccionado en una sola pieza en forma de arnés en donde se pueden distinguir una hombrera anatómicamente diseñada que se acopla en el hombro afectado de la cual nace anteriormente un faldón que abrazara el antebrazo afecto. Fabricado en una sola pieza siendo el tejido base Poromax® a modo de rejilla. Ambas caras en su interior poseen acolchado en espuma cubierto de velour. Todos los sistemas de sujeción son de microgancho y la prenda carece por completo de elementos que contengan látex.

Efectos:

Inmovilización de la articulación del hombro y codo.

Indicaciones:

- Inmovilización en las luxaciones de la articulación acromio-articular.
- Tratamiento conservador de las fracturas de cuello húmero.
- Fracturas de omoplato no desplazado y no articular, luxación anterior del hombro.
- Tratamiento conservador de la cabeza humeral y del troquin periartritis escapulo-humeral aguda. Inmovilización del hombro después de la fase inflamatoria. Reumatismo, poliartritis reumatoide.

Color:

- Negro.

TALLAS	MEDIR SOBRE CONTORNO DE TRONCO MÁS EL BRAZO
1	<95
2	95-110
3	>110

TRONCO + BRAZO