


# Ortesis de Abducción de hombro



Cabestrillo ambidiestro



Pelota de ejercicio de mano para mantener el tono muscular y mejorar el riego sanguíneo



Almohadillas para abducción en 15°, uniendo ambas almohadillas obtenemos una abducción de 30°

Ref.: C-45



## ORTESIS DE ABDUCCIÓN DE HOMBRO (15°/30°)

### Características:

Fabricado en tejido transpirable de panal permite la libre circulación de aire evitando así posibles irritaciones. Su diseño permite el control de las rotaciones externas pudiendo regular sus limitaciones gracias a la cincha anti-rotacional. La apertura del panel frontal permite realizar ejercicios de codo.

Pelota de ejercicio de mano cuya función es mantener el tono muscular de la mano y mejorar el riego sanguíneo.

Cojín abductor en espuma de 15°/30° en abducción diseñado para el máximo confort del paciente.

### Indicaciones:

- Como método ortoposicional en casos de esguinces, luxaciones, subluxación gleno-humeral.
- Desplazamiento capsular.
- Como tratamiento conservador de la bursitis crónica y aguda.
- En la cirugía reparadora del manguito rotador.
- En la implantación de endoprótesis del hombro.
- Capsulitis adhesiva.
- Síndrome de atrapamiento.
- Después del tratamiento artroscópico de la lesión de Bankart.

### Color:

- Azul.

TALLAS	LONGITUD CM	LONGITUD ANTEBRAZO CM
1	<30	
2	36	
3	>42	