

Ortesis de Abducción de hombro



Ref.: C-47



ORTESIS PARA EL POSICIONAMIENTO EN ROTACIÓN EXTERNA 90°

Características:

Fabricado en tejido transpirable de panal permite la libre circulación de aire evitando así posibles irritaciones. Su diseño permite ligera abducción de 15° de hombro y rotación externa de 90°. Pelota de ejercicio de mano cuya función es mantener el tono muscular de la mano y mejorar el riego sanguíneo.

Indicaciones:

- Como método ortoposicional en casos de esguinces, luxaciones, subluxación gleno-humeral.
- Desplazamiento capsular.
- En la cirugía reparadora del manguito rotador.
- Después del tratamiento artroscópico de la lesión de Bankart.
- Reparación del tejido blando.

Color:

- Azul.

TALLAS	LONGITUD CM	
1	<30	<p>LONGITUD ANTEBRAZO CM</p>
2	36	
3	>42	