

Inmovilizadores



Ref.: C-48

BANDA CABESTRILLO

Características:

Compuesto por un apoyo antebraquial unido a un tirante que pasa por la parte posterior del cuello. El apoyo antebraquial está fabricado en su parte interior con panel transpirable y en su parte exterior con velour. El tirante esta fabricado en su parte interna por rizo y en la externa por panal, además es regulable en altura, lo que nos permitirá ajustarlo a las características físicas de cada paciente. Los velcros utilizados para modificar la altura del tirante son de microgancho. El tirante esta diseñado adoptando una forma anatómica, gracias a la cual conseguimos liberar la parte posterior del cuello de molestas presiones. Además el cabestrillo de Orliman presenta un velcro con el que podemos ajustar el apoyo antebraquial, adaptándolo a las necesidades de cada paciente. El cabestrillo se fabrica en una única talla y puede ser utilizado indistintamente para el brazo izquierdo o derecho.

Indicaciones:

- Tratamientos de inmovilización posquirúrgica o postraumática.
- Traumatismos de hombro y brazo que requieran para su tratamiento una reducción de la movilidad.
- Lesiones en partes blandas como infecciones o quemaduras.
- Afecciones reumáticas.

Color:

- Gris.

TALLAS

UNIVERSAL