



Ref.: CC2106

Ref.: CC2206



COLLARÍN CERVICAL PEDIÁTRICO

Características:

Fabricado en espuma de poliuretano con cierre posterior de velcro, transpirable y diseño anatómico. Funda exterior 100% algodón. El collarín cervical pediátrico ha sido fabricado específicamente para pacientes en edad infantil y por tanto, su diseño se adapta perfectamente a las características físicas de estos pacientes.

Indicaciones:

- Traumatismos leves de partes óseas (apófisis espinosas, transversas) y blandas (latigazo cervical).
- Postoperatorios, tortícolis, cervicalgias y síndromes compresivos.

Color:

- Azul.

TALLAS	PERÍMETRO CM	ALTURA CM
1	25-29	5
2	29-34	6,5

