

Collarín cervical



Ref.: **CC2503** (8,3 cm) Ref: **CC2504** (10,8 cm)



COLLARÍN DE PLASTAZOTE PHILADELFIA

Características:

Ortesis compuesta de dos valvas, anterior y posterior, fabricada en plastazote con refuerzos termoplásticos rígidos y cierres laterales con cinchas de velcro. Diseñada en su parte superior para realizar un contacto total con la parte inferior de la cabeza, apoyo occipito-mentoniano. En su parte inferior reposa lateralmente sobre los hombros, anteriormente sobre el manubrio esternal y en su aspecto posterior hasta D5. Posee orificio anterior glótico para pacientes con traqueotomía practicada. Permite la realización de radiografías, sin necesidad de retirar el dispositivo.

Indicaciones:

- Traumatismos graves con fracturas vertebrales, protección en postoperatorio (laminectomías), metástasis y especialmente en lesiones cervicales superiores C1-C2.

Color:

- Beige.

PERÍMETRO CM	1	2	3	ALTURA
CC2503	33-41	41-46	46-48	8,3
CC2504	33-41	41-46	46-48	10,8

CIRCUNFERENCIA

ALTURA